

NINO nytt

April 2013

**Läs mer om våra nyheter:
Heraeus CO₂ inkubatorer
LYNX-centrifuger
Nunc Nalgene**

Specialpriser på mängder av produkter!

ab nino lab

Din leverantör av laboratorieutrustning

Heraeus CO₂ inkubatorer

**Dina odlingar är värdefulla –
ofta oersättliga.
Förvara dom i en miljö du kan lita på!**

Fler och fler forskare världen runt litar mer på Heraeus CO₂ inkubatorer än på andra märken. Heraeus levererar precis det du behöver för att uppnå målet med dina odlingar. Modellerna heter **Heracell 150**, **Heracell 240** och **BBD 6220**. Heracell har ångsterilisering av innerkammaren. BBD 6220 har +180°C sterilisering – kontinuerlig sterilisering av befuktningsvattnet, inget vatten i odlingskammaren. All inredning och alla sensorer sitter kvar under steriliseringscykeln. Vid behov är det extremt enkelt att ta ut inredningen.

Till Heraeus CO₂ inkubatorer finns intressanta tillval, du ser ett på bilden till höger – 100% kopparinredning.



Heracell 150i



Heracell 240i



BBD 6220
Delade innerdörrar är tillval

Heracell 150i
51 000:-

Heracell 240i
74 000:-

BBD 6220
107 000:-

Produkter för värme och klimat

Med miljön i fokus!



Prisexempel:

Priserna gäller t.o.m. 2013-08-31

**Torkskåp
TS 8056**

11 000:-

**Bakteriologskåp
B 8054**

11 800:-

**Kylinkubator
KB 8400**

52 000:-

De moderna skåpen från Termaks ger dig en jämnare temperatur, mindre energiförbrukning och stor driftsäkerhet.

Torkskåp, inkubatorer, klimatskåp och kylinkubatorer i flera olika modeller, inredning i rostfritt stål, inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur och mängder av andra smarta funktioner.

Torkskåp

- 5 olika modeller, 24-430 liter
- Temperaturområde upp till 250°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

Inkubatorer

- 5 olika modeller, 23-420 liter
- Temperaturområde upp till 70°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

Klimatskåp och Kylinkubatorer

- 5 olika modeller, 182-400 liter
- Temperaturområde mellan -9,9°C och +70°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur
- Fuktighetskontroll

För mer
information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Termaks ^{AS}

Ett skakande erbjudande

Köp en Thermo Scientific MaxQ skak och få med en gratis plattform och ett gratis starterkit med klämmor.

MaxQ Orbital skakar ger bästa provresultat!

Driftsäkerhet:

Den tredubbla excentriska drivmekanismen ger dig en kontinuerlig 24-timmarsprocess, smidigt och enkelt.

Enkelhet:

Justerbara displayer för temperatur, hastighet och tid. Alla parametrar syns samtidigt.

Flexibilitet:

Bänk, golv och dom stapelbara modellerna finns med funktionerna inkubering, kylning och vattenbad för att kunna möta ett stort utbud av applikationer.



Spara upp till 12 500:-!

Beställ en skak med något av angivna artikelnummer och få en Universal-plattform och ett starterkit med klämmor på köpet!

*Starterkit med klämmor –
Ett urval av de fem vanligaste
Erlenmeyerflaskklämmorna*

2x125 ml

4x250 ml

4x500 ml

2x1 l

2x2 l

plus en microwellklämma

*Till MaxQ 8000 ingår även 2x25 ml
och 2x50 ml klämmor*

Description	Volts	Thermo Scientific Cat.No
MaxQ 2000 Orbital Small Capacity Open Air Shaker with 13"x11" (33x27.9 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital, 240V	SHKE2000-1CEPR
MaxQ 2000 Orbital Small Capacity CO₂ Resistant Open Air Shaker with 13"x11" (33x27.9 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital, 240V	SHKE2000CO2-1-CEPR
MaxQ 3000 Orbital Large Capacity Open Air Shaker with 30"x18" (76.2x45.7 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital, 240V	SHKE3000-1CEPR
MaxQ 4450 Orbital Small Bench-Top Incubated Shaker with 13"x11" (33x27.9 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital, 240V	SHKE4450-1CEPR
MaxQ 4450 Orbital Small Bench-Top Incubated Shaker with 13"x11" (33x27.9 cm) Platform and Clamp Starter Kit with cooling coil	Digital, 240V	SHKE4450CC-1CEPR
MaxQ 4000 Orbital Large Bench-Top Incubated Shaker with 18"x18" (45.7x45.7 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital, 240V	SHKE4000-1CEPR
MaxQ 4000 Orbital Large Bench-Top High Temp. Incubated Shaker with 18"x18" (45.7x45.7 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital, 240V	SHKE4000-6CEPR
MaxQ 4000 Orbital Large Bench-Top Incubated/Refrigerated Shaker with 18"x18" (45.7x45.7 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital, 240V	SHKE4000-8CEPR
MaxQ 5000 Orbital Incubated Floor Shaker with 30"x18" (76.2x45.7 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital 240V	SHKE5000-1CEPR
MaxQ 5000 Orbital Incubated/Refrigerated Floor Shaker with 30"x18" (76.2x45.7 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital 240V	SHKE5000-8CEPR
MaxQ 6000 Orbital Incubated Stackable Shaker with 18"x18" (45.7x45.7 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital, 240V	SHKE6000-1CEPR
MaxQ 6000 Orbital Incubated/Refrigerated Stackable Shaker with 18"x18" (45.7x45.7 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital, 240V	SHKE6000-8CEPR
MaxQ 8000 Orbital Incubated Stackable Shaker With 29.5"x18" (74.9x45.7 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital, 230V	SHKE8000-1CEPR
MaxQ 8000 Orbital Incubated/Refrigerated Stackable Shaker with 29.5"x18" (74.9x45.7 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital, 230V	SHKE8000-8CEPR
MaxQ 7000 Orbital Water Bath Shaker with 13"x11" (33x27.9 cm) Platform and Clamp Starter Kit	Digital, 240V	SHKE7000-1CEPR



För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Thermo
SCIENTIFIC

Thermo Scientific MaxQ

Högpresterande skakar som bl. a. har bästa tänkbara larmfunktioner, temperaturhållning och HEPA-filter för maximalt skydd mot kontamination.

Universalplattform och starterkit med klämmor på köpet.

1 st klämma för mikrotiterplatta
2 st klämmor för 25 ml Erlenmeyerflaska
2 st klämmor för 50 ml Erlenmeyerflaska
2 st klämmor för 125 ml Erlenmeyerflaska
4 st klämmor för 250/300 ml Erlenmeyerflaska
4 st klämmor för 500 ml Erlenmeyerflaska
2 st klämmor för 1 l Erlenmeyerflaska
2 st klämmor för 2 l Erlenmeyerflaska



Package	Description
SHKE416HPPR	MAXQ HP416 Digital Shaker Package (Includes 18"x18" Platform and Clamp Starter Kit), 115/230V, 50/60HZ
SHKE430HPPR	MAXQ HP430 Digital Shaker Package (Includes 29.5"x18" Platform and Clamp Starter Kit, 115/230V, 50/60HZ
SHKE420HPPR	MAXQ HP420 Incubated Digital Shaker Package (Includes 18"x18" Platform and Clamp Starter Kit), 115/230V, 50/60HZ
SHKE436HPPR	MAX Q HP436 Incubated Digital Shaker Package (Includes 29.5"x18" Platform and Clamp Starter Kit), 230V, 50/60HZ
SHKE481HPPR	MAX Q HP481 Refrigerated Digital Shaker Package (Includes 29.5"x18" Platform and Clamp Starter Kit, 230V, 50/60HZ

Thermo
S C I E N T I F I C

För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Köp 3 Finnpipette F1 eller F2 och betala för 2!

Upplev ett bättre sätt att pipettera!

För mer
information

Kontakta
Maria Hidesand
070-766 72 16
mhi@ninolab.se



Thermo
S C I E N T I F I C



Snygga till ert lab!

Se vårt fina utbud av diskmaskiner från



Vi har laboratordiskmaskiner för små och stora behov samt även diskmaskiner för djurburor.



Har du ännu högre krav på din disk så kommer vi gärna ut och berättar om våra pharmaidiskmaskiner!



Vi har även diskmedel till alla våra diskmaskiner!



DR. WEIGERT

Ta chansen att köpa våra ultraljudbad **till extra fina priser!**



Prisexempel:

ElmaSonic S30H: 2,75 liters bad med värme.

Baddimensioner: 240x137x100 mm – **5 500:-**

ElmaSonic S60H: 5,75 liters bad med värme.

Baddimensioner: 300x151x150 – **9 650:-**



Små, snygga bänklavoklaver från SHP

Du har väl inte missat våra små, snygga bänklavoklaver med glastruta och LED-belysning? Går att få med vakuum och snabbkylning. Temperatursensor ingår för att säkerställa temperaturen vid sterilisering.

Priser från 58 900:-



För mer information

Kontakta
Katrín Boström
08-590 962 21
kbo@ninolab.se



Ismaskiner

Ninolab erbjuder flingismaskiner och granulatismaskiner från ITV.
Ismaskinerna är enkla att handha och har en stor kapacitet, upp till 135 kg/ dygn.



Modell IQ 45

Liten, behändig granulatismaskin i underbänksmodell som producerar "pärl-is" som är mycket torr och mycket, mycket kall.
Lättarbetad is som sluter tätt kring ditt prov och håller det på plats!

- Isproduktion: upp till 40 kg/dygn
- Isbinge: 14 kg



Modell IQ 85 C

Granulatismaskin som är anpassad för laboratoriearbete.
Granulatisen är mer lättarbetad än flingis, kladdar inte ihop och sluter tätare kring provet.
Det kommer att ändra din syn på hur is bör vara!

- Isbinge med kapacitet 26 kg
- Isproduktion: 85 kg/dygn
- Justerbara ben, höjd 100 mm
- Vikt 75 kilo
- Rostfritt stativ, höjd 350 mm som tillbehör



Modell IQ 135

Flingismaskin tillverkad i rostfritt stål.
CFC och HCFC-fritt köldmedium R 404 A.
Maskinen har justerbara ben och kan levereras med stativ för bättre ergonomi.

- Isproduktion: upp till 135 kg/dygn
- Isbinge: 60 kg



**Nytt på
Ninolab**

Nu på Ninolab – Nunc Nalgene

- Mikrotiterplattor
- Förslutningstape till mikrotiterplattor
- Kryorör
- Plastflaskor
- Slangar

Och mycket annat!



Köp en komplett -80°C frys från oss!
Thermo Forma frys inklusive rack, askar och kryorör.

Kontakta oss för mer information!
08-590 962 00 eller info@ninolab.se

Thermo
S C I E N T I F I C

Frysförvaring från Forma

Med våra nya frysar i 88000-serien -86°C får du inte bara marknadens bästa kylkapacitet, extra förstärkta hyllplan, ny innehållsrik och intuitiv styrenhet samt en smart energisparfunktion och mängder av andra fördelar, du får även Ninolabs över 40-åriga erfarenhet av Forma frysar!



Via huvudskärmen kan du kontrollera "hälsan" på frysen:



Lyser ett **blått** hjärta är allt som det ska.

Vid **orange** hjärta måste något adresseras, som omgivnings-temperatur, service, batteri etc.

Ett **rött** hjärta indikerar ett allvarigare problem, som temperatur-larm, öppen dörr, bortfall av spänning eller dylikt

På händelseloggen kan du se vad som hänt, när och var, t.ex:



- **Alarmstatus** - både aktiva och tidigare larm.
- **Dörröppningsstatus** - Hur många dörröppningar som gjorts och hur länge de varat.
- **Temperaturstatus** - När var frysen som varmast och kallast?
- **Omgivningen** - Få en summering av omgivnings-temperatur och inkommande spänning.

88000-serien finns i 5 olika storlekar!

Modell	Kapacitet	Kryoask Kapacitet 5,1 cm	Elanslutning	Invändiga dimensioner H x B x D	Utvändiga dimensioner H x B x D
88300V	421	300	230V/50Hz,16A	130.11 x 45.16 x 71.86	198.1 x 68.6 x 95.5
88400V	548	400	230V/50Hz,16A	130.11 x 58.74 x 71.86	198.1 x 82.2 x 95.5
88500V	682	500	230V/50Hz,16A	130.11 x 73.03 x 71.86	198.1 x 96.5 x 95.5
88600V	815	600	230V/50Hz,16A	130.11 x 87.31 x 71.86	198.1 x 110.8 x 95.5
88700V	949	700	230V/50Hz,16A	130.11 x 101.60 x 71.86	198.1 x 125.1 x 95.5

Thermo
SCIENTIFIC

Säker frysförvaring får du även med 8600- och 900 serien!

Skåpen finns även i det unika utförandet med delad ytterdörr!



Modell 905
66 900:-



900 serien -86°C skåp

- Extremt driftsäker
- Kontrollpanel i ögonhöjd
- En av marknadens lägsta ljudnivåer
- Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömbrott
- Rostfritt invändigt
- Ergonomiskt handtag med expanderfunktion
- Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
- Justerbara hyllplan
- Minimal frostbildning
- Extern larmanslutning som standard



Modell 813CV
59 400:-

8600 serien -86°C boxar

- Extremt driftsäker
- En av marknadens lägsta ljudnivåer
- Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömbrott
- Rostfritt invändigt
- Innerlock för att exponera så lite av frysen som möjligt vid locköppning
- Ergonomiskt handtag - medför enkel öppning
- Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
- Extra kraftfulla gångjärn för säker locktätning
- Minimal frostbildning
- Extern larmanslutning som standard

Storlekar på 8600 och 900 serien -

8600 serien boxar - 85, 360, 481 och 566 liter.

900 serien skåp - 368, 490, 651 och 793 liter.

**Fyll frysen med inredning och spara både plats och pengar!
Nu kan vi erbjuda kompletta frysar med rack, lådor och NUNC-rör!**



Nunc Nalgene

**Nytt på
Ninolab**

Vi erbjuder service i egen regi!

Vi har 18 egna servicetekniker för att öka tryggheten och funktionaliteten hos er. Våra tekniker är fabriksutbildade specialister. Vi utför bland annat årliga kontroller, akutservice, installationer och utbildning av brukare.

För att minska risken för driftstörningar och försämringar av fryssarna förordar Ninolab att samtliga frysar erhåller ett serviceavtal. Vid det årliga besöket kontrolleras kondensor, maskinutrymme, kylrörsisolering, lister samt att temperaturen uppmäts och verifieras.

Finns det indikationer om försämring på någon enskild del åtgärdas detta preventivt i samråd med brukaren/ utrustningsansvarige.

Ninolab erbjuder även utbildning för brukare. Vid denna utbildning kommer handhavande, hantering av mjukvara, säkerhetsfrågor, råd gällande enklare felavhjälpande och förebyggande underhåll att inkluderas.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan teckna ett fördelaktigt serviceavtal för dina frysar!

Serviceavdelningen når du direkt på 08-590 962 50 eller service@ninolab.se



Vågat erbjudande från Precisa

Precisa tillverkar bl.a. Analysvågar, Precisionsvågar, Basvågar och Industrivågar.



Precisa:

- Är tillverkare av schweiziska precisionsinstrument för de mest krävande kraven
- Har hög standard i forskning och investerar kontinuerligt i utvecklingen av ny teknik och design
- Har kundorienterade lösningar och kompetent service, vilket resulterar i snabb support

Passa på! Just nu erbjuder vi 18% rabatt på alla vågar!

Prisexempel på Precisionsvåg XB3200D (3200 g/0,1 g): **7 130:-** (Ord. pris: 8 700:-).



För mer
information

Kontakta
Maria Hidesand
070-766 72 16
mhi@ninolab.se



Just nu 10% rabatt på DNAmaster från Dynamica

DNAmaster är utformad för mätning och analysering av life science applikationer såsom nukleinsyror, proteiner och bakterier genom att endast kräva mikrovolymer.

- Ljuskälla: Xenon blyxtlampa
- Våglängdsområde: 200-900 nm
- DNA detektionsgräns: 20 ng/μl
- Minsta provvolym: 0,5 μl
- Lättanvändlig touchdisplay

Dynamica



Nytt på
Ninolab

För mer
information

Kontakta
Maria Hidesand
070-766 72 16
mhi@ninolab.se



Pris från 41 400:-

Nytt karusellsystem från CBS

Förvara dina celler i en isothermalfrys!
Det flytande kvävet kommer aldrig i kontakt med proverna.
Stor temperaturhomogenitet i cylindern.
Automatisk påfyllning och nivåvakt.
Nu med karusellsystem!

- Reducerar avdunstningen av LN2.
- Enklare rackåtkomst. Snurra helt enkelt fram rätt rack.
- Avtagbart lock för rengöring eller åtkomst av tappade saker i kärlet.

För mer
information

Kontakta
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



Custom
BioGenic
Systems

Marknadens modernaste dragskåp!

Vi är stolta att över att kunna erbjuda marknadens mest innovativa dragskåp där ergonomi, flexibilitet och säker skyddsventilation står i fokus.

För mer
information

Kontakta
Peter Andersson
08-590 962 03,
pan@ninolab.se



- Med en minsta benhöjd på 820 mm och marknadens bredaste öppningsbredd i förhållande till totalbredd, erbjuder innoGUARD ett mycket användarvänligt dragskåp.
- Integrerad kontrollpanel **innoGUARD Control** för VAV-styrning, luckstängning, förregling, aktivitet m.m. En enda kontrollpanel för alla de funktioner du behöver!
- Dragskåpen levereras med färdigmonterat stativ och stickpropp för anslutning till 220 V eluttag samt går även igenom en vanlig dörrpost på 900x2100 mm och är därmed mycket enkla att installera.

Vi kan erbjuda innoGUARD i två grundutföranden av dragskåp:



Standarddragskåpet **Value**



Fullutrustade dragskåpet **Ultimate**




Kontrollenheten **innoGUARD Control** erbjuder funktioner som tidsfördröjd luckstängning för energibesparing, VAV-styrning, mjukvarustyrt stoppläge, förregling av el, gas och media, detektering av aktivitet m.m. Välj till det som passar just din applikation.

Komplett dragskåp från 29 200*:-

**Value, 1200 mm, 2 eluttag, rostfri arbetsyta och vask*

Nu kan vi även erbjuda **innoGUARD HACiR** (Heat and Acid resistant) - ett dragskåp för tuffa applikationer som är värmetåligt och syraresistent. Perfekt för applikationer där man t.ex kokar och hanterar syror.



Nytt på
Ninolab



innoGUARD Isotope, dragskåpet för dig som arbetar med radioaktiva material. Olika nivåer av blyinklädnad och i sidled skjutbar blyglaslucka.

**inno
GUARD**

P100 - Ny portabel luftprovtagare från EMTEK!

Ninolab har nöjet att presentera en robust och smidig portabel luftprovtagare med LCD-skärm. Till P100 använder man standardodlingsplattor på 90 mm.

Specifikationer:

- Drifttid batteri - 12 timmar!
- LCD Touch Screen
- Justerbar höjd av odlingsplattan för optimal effektivitet
- Kommunikation över Ethernet, USB eller skrivare
- Vikt: 1.8 kg



För mer
information

Kontakta
Peter Andersson
08-590 962 03,
pan@ninolab.se



Nytt på
Ninolab

**Just nu:
Premium 1200
Säkerhetsbänk Klass II
69 000:-**

Ordinarie pris 106 780:-

**Elektriskt höj- och sänkbart stativ
istället för det fasta: 9 900:-**

5 års garanti!

I Premium ingår bland annat:

- Stativ
- Låg ljudnivå
- Tvättbar Laminator för skydd av HEPA-filter, ger förbättrat produktskydd
- 110 mm HEPA-filter för 50% längre livslängd
- UV-ljus
- 2 st eluttag
- Täckta hål i sidoruta för sladd/slang
- Marknadens lägsta energinivå med LED-belysning
- Potentialfri-kontakt & utgång för externt ventilationsspjäll
- En tredje luftsensor för att mäta i er luftkanal

Fråga oss om våra fantastiska priser på övriga storlekar och 3-filtersbänkar för Cytotox-/Antibiotika-/Virushantering m.m.

För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



Vi har även
brännare från
Biotool!
Pris från 5 500:-



Vi erbjuder
installation
och service

BIOTOOL SWISS
labortechnik mit Zukunft

Nu erbjuder vi 20% rabatt på våra magnetomrörare från Heidolph!



Elga vattenrenare för just dina applikationer på just ditt lab!

Behöver du renat vatten till din diskmaskin eller autoklav?

Välj PURELAB Prima 15:
Typ III vatten

Kampanjpris:
25 500:-



Behöver du renat vatten till reagensberedningar, kemiska applikationer eller spektrofotometri?

Välj PURELAB Option R15:
Typ II vatten, 10-15 MΩ-cm

Kampanjpris:
33 700:-



Behöver du ultrarent vatten till dina life science-applikationer?

Välj Purelab Flex 3:
Typ 1 vatten 18.2 MΩ-cm

Kampanjpris:
40 000:-



Stockholm, Mälardalen och norra Sverige



Västra och södra Sverige

ELGA

Forma Steri-Cult och Forma Steri-Cycle CO₂ inkubatorer

CO₂ inkubatorer med ett unikt system mot kontamination

- Kontinuerlig HEPA filtrerad luft, klass 100-kvalitet i odlingskammaren
- Hetluftsterilisering +140°C
- IR-sensor
- Steri-Cult finns i två storlekar, 232 och 322 liter
- Steri-Cycle finns i storleken 184 liter

Forma Steri-Cult CO₂ inkubator 3308

Denna CO₂ inkubator har en garanterad kontaminationskontroll för odling av stora volymer. Steri-Cult har sofistikerade komponenter för bl.a: CO₂ sensor, exakt mikroprocessor, aktiv fuktkontroll, HEPA-filtrerad luft och +140°C hetluftsterilisering.

Forma Steri-Cycle CO₂ inkubator 381

Steri-Cycle har en mycket bra kontaminationskontroll och driftsäker långtidsprestanda. Detta beror till stor del på HEPA-filtrerad luft i kammaren, vilket ger kontinuerligt skydd mot luftburen smitta, samt +140°C hetluftsterilisering.



Thermo

SCIENTIFIC

Högtemperaturugnar & Värme-skåp för laboratorier & forskning

Inskningsugnar

- Livsmedel
- Plastik
- Gummi
- Keramik
- Kol
- Läkemedel



CARBOLITE®

Ninolab presenterar Sorvall LYNX

Nytt på
Ninolab

Vi är stolta över att kunna presentera de nya höghastighetscentrifugerna från Thermo Scientific Sorvall – **LYNX**!
Kraftfull teknologi i användarvänlig förpackning. Finns i två modeller, LYNX 4000 och LYNX 6000



Auto-Lock® Rotor Exchange

Tryckknapp för snabbt och enkelt rotorbyte



Auto.ID Instant Rotor Identification

Omedelbar rotorkänning och programmering



Fiberlite® Carbon Fiber Rotors

Förbättrad ergonomi och prestanda

Thermo
SCIENTIFIC

Nu erbjuder vi fantastiska priser!



Max kapacitet vinkelrotor:
4 liter (4x1000 ml)

24,000 rpm

68,905xg (med A27-8x50 ml rotor)

Max kapacitet
swing-outrotor:
4 liter (4x1000 ml)

5,500 rpm, 7,068xg

Centrifug LYNX 4000 med 1, 2 eller 3 rotorer

Paket 1:

LYNX 4000 med en rotor
i A, B eller C

Pris: 197.500:-

A

F10-4x1000LEX
F12-6x500LEX
F14-6x250y



B

F14-14x50cy
F20-12x50LEX
F21-8x50y
F23-48x1.5
A23-6x100
A27-8x50



C

Bioflex HC
Bioflex HS



Paket 2:

LYNX 4000 med två rotorer
i A, B eller C

Pris: 227.400:-

Paket 3:

LYNX 4000 med tre rotorer
i A, B eller C

Pris: 245.500:-



Max kapacitet vinkelrotor:
6 liter (6x1000 ml)

29,000 rpm

100,605xg (med T29-8X50 ml rotor)

Max kapacitet
swing-outrotor:
4 liter (4x1000 ml)

5,500 rpm, 7,068xg

Centrifug LYNX 6000 med 1, 2 eller 3 rotorer

Paket 1:

LYNX 6000 med en rotor
i A, B eller C

Pris: 227.400:-

A

F9-6x1000LEX
F10-4x1000LEX
F12-6x500LEX
F14-6x250y



B

F14-14x50cy
F20-12x50LEX
F21-8x50y
F23-48x1.5
A23-6x100
A27-8x50
T29-8x50



C

Bioflex HC
Bioflex HS



Paket 2:

LYNX 6000 med två rotorer
i A, B eller C

Pris: 257.200:-

Paket 3:

LYNX 6000 med tre rotorer
i A, B eller C

Pris: 276.000:-

Tillägg 12.000:- vid val av T-29 rotorn
Max en rotor per grupp A, B, C

Sorvall centrifuger

Sorvall Fler prover, mer fart.

Bänkcentrifuger – stora, små, snabba, kylda och okylda – alla av högsta kvalitet!

Få dina provsvar snabbare!

Din centrifug är viktig för ditt arbete.

Om du väljer en universalcentrifug från Sorvall så klarar den av vad du vill.

Auto-Lock Rotor Exchange:

Funktionen ser till att du byter rotor på ett ögonblick.



Fiberlite Carbon Fiber Rotorer:

Lättvikt och slitstarkt utförande.



ClickSeal Biocontainment Lids:

Lockbyte med en hand.



**Okyllda och kylda mikrolitercentrifuger,
Sorvall Legend Micro 17/17R och 21/21R**

Micro 17 (okyld)

12 500:-

Inkl. rotor 24x1,5/2,0 ml

Micro 21 (okyld)

15 500:-

Inkl. rotor 24x1,5/2,0 ml

Micro 17R (kyld)

25 500:-

Inkl. rotor 24x1,5/2,0 ml

Micro 21R (kyld)

28 500:-

Inkl. rotor 24x1,5/2,0 ml

ST 16 (okyld)

38 950:-

Inkl. rotor BIOLiner &
4 adaptrar



ST 16R (kyld)

53 750:-

Inkl. rotor BIOLiner &
4 adaptrar



Okyllda och kylda universalcentrifuger, Sorvall ST 16/16R



Rotor BIOLiner

Läs mer om våra centrifuger
på vår hemsida www.ninolab.se

B



The right temperature worldwide

Lauda Aqualine AL 25

Klassiskt 25 liters vattenbad till många ändamål

- Användarvänlig och tydlig LED display
- Lätt att göra rent - och tar minimalt med plats

Spara upp till 25%!



Lauda WK Classic Edition

Klassikern bland cirkulationskylare

- Kvalitet och effektivitet i laboratoriet
- Kyler vad som helst - när som helst

Spara 20% på alla WK modeller



Lauda Ultracool -

Robusta industrilösningar till alla kylbehov

Processkylning till krävande uppgifter

- Kapacitet upp till 265 kW
- Kan placeras överallt - robust design som tål placering utomhus

Fråga efter pris!



Lauda iVisc -

Viskositetsmätning på lätt sätt

Enkel och dokumenterad viskositetsmätning

- Automatisk mätning och beräkning
- Plug & Play system med intuitivt software



LAUDA