

NINO nytt

April 2014

Ny serie vattenrenare från Elga – Purelab Chorus

Läs mer på sid 7

Nya, stora autoklaver från Steelco

Läs mer på sid 5

Nino Labinteriör – Inreder hela ditt laboratorium!

Läs mer på sid 20

Massor av kampanjpriser!

Nu finns vi
på Facebook!



ab nino lab
Din leverantör av laboratorieutrustning

F1-ClipTip

Passa på att byta ut gamla pipetter till nya F1-ClipTip!
Just nu kampanjpriser!

F1-Clip-Tip pipetteringsystem är en problemfri pipettlösning

- Säker fastsättning av spetsar med en lufttät försegling i varje kanal
- När spetsen är låst är den alltid tät
- Systemet garanterar exakt volym varje gång i varje kanal
- Mycket liten kraft behövs för fastsättning, vilket minskar risken för belastningsskador

*Kampanjpriser!
Kontakta oss så berättar vi mer!*



Thermo
SCIENTIFIC

Dags att kalibrera dina pipetter?

Artel tillverkar instrument för spektrofotometrisk mätning och kontroll av pipetter. En teknik som ger stora precisions- och tidsvinster. Inbyggd mjukvara sköter all beräkning på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Kalibreringen kan utföras direkt på laboratoriebanken och kan lätt flyttas till ett annat labb.

Välj mellan Artel Pipette Calibrations System (PCS) för enkanalspipetter eller Artel Multichannel Verifications System (MVS) för multikanals-pipetter och pipetteringsrobotar.



 **ARTEL**

För mer
information

Kontakta
Maria Hidesand
070-766 72 16
mhi@ninolab.se



Kontakta Maria för en demo!

Kampanjpriser på storsäljarna!

Multiskan FC

- Kompakt, pålitlig och robust fotometer för 96-hålsplattor
- Snabba och exakta avläsningar med utmärkt linjäritet
- Filterbaserad läsare som läser från 340 till 850 nm
- Inbyggd skakfunktion
- Stor färgdisplay gör det enkelt att använda som fristående instrument
- Med Skanlt-programvara kan Multiskan FC användas med PC-styrning
- Mjukvara och 3 st. filter ingår som standard
- Robotkompatibel
- Tillval: inkubator med temperaturstyrning upp till 50°C samt klarar att läsa 384-hålsplattor



Wellwash

- Tvättar strips eller hela 96-hålsplattor
- Inbyggd skakfunktion
- Enkelt utbytbara 8- eller 12-kanals tvätthuvuden
- Stor färgdisplay för enkel programmering
- Låg ljudvolym eftersom pumpen bara går när tvätten används
- Lämnar mindre än 1,5 µl tvättvätska kvar i brunnarna
- Nivåkontroll i alla flaskorna



KingFisher Duo

- Flexibel, kompakt och snabb rening av alla typer av prover som proteiner, celler och nukleinsyror
- Provvolymer: 50 - 1000 µl (96 DW plate, 12-pin magnet head)
30 - 130 µl (elution strip, 12-pin magnet head)
200 - 5000 µl (24 DW plate, 6-pin magnet head)
- Kapacitet (prover/körning): upp till 12 prover
- Kan använda två olika protokoll för olika typer av prover samtidigt
- Finns optimerade kit med protokoll för olika applikationer



Thermo
SCIENTIFIC

För mer
information

Kontakta
Maria Hidesand
070-766 72 16
mhi@ninolab.se



Kontakta oss för kampanjpris!



För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Frystorkning

ScanSpeed MaxiVac-system för vakuumkoncentrering och frystorkning är både mångsidiga och flexibla. Kompakta, snabba och miljövänliga, ideala för att koncentrera både små och stora volymer. Tar din frystorkning mer än 48 timmar? Kontakta oss så hjälper vi dig att optimera processen!

Kampanj!

15% rabatt på hela
sortimentet frystorkar från Scanvac!

SCANVAC

Se vårt fina utbud av diskmaskiner & autoklaver

Från **Steelco** kan vi erbjuda laboratediskmaskiner för små och stora behov samt diskmaskiner för djurburor.

SHP kan erbjuda allt från små bordsautoklaver till stora golvm modeller. Du kan även välja färg på din autoklav, gillar du blå, grön eller röd bäst?

Produkter från tyska **Elma** är perfekt för dig som vill ha det rent och snyggt på ditt lab!
De producerar ultraljudbad för både laboratorier och industri.
Finns i flera olika serier och storlekar samt med och utan värme.

För mer
information

Kontakta
Katrín Boström
08-590 962 21
kbo@ninolab.se



Vi har även
diskmedel till alla
våra diskmaskiner!



Har du ännu
högre krav på din
disk så kommer
vi gärna ut
och berättar mer
om våra phar-
madiskmaskiner!



Vilken färg är snyggast?



Nu kan vi även erbjuda större autoklaver!

Steelco tillverkar autoklaver för lab, sjukhus samt pharmaindustri.
Modeller finns från 100 liter till stora genomgångsautoklaver!

NYHET



"Sliding doors"

Innovativt utförande

Valbar sida för kontrollpanel

Användarvänlig kontrollpanel

Högpolerat rostfritt stål (316 liter)

Effektiv isolering av kammare och rör

Synlig vattennivåindikator på ånggeneratoren

Optimerade steriliseringscykler som minskar vatten- och energiförbrukningen

Steelco



För mer
information

Kontakta
Katrín Boström
08-590 962 21
kbo@ninolab.se



För mer
information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Prata autoklaver med Katrin & Ronnie!

Vattenrening

Allt från enkla jonbytare till avancerade loop-system.

Med vår leverantör ELGAs produkter har vi möjlighet att erbjuda många typer av vattenrening.

Vi kan exempelvis erbjuda renvatten till:

- Batterier
- Diskmaskiner
- Autoklaver
- Ånggeneratorer
- Loop-system
- Jonkromatografi
- Molekylärbiologi
- Cellodling
- Elektrofores
- PCR
- HPLC/ICPMS/AAS
- Kliniska analysapparater
- RNAse/DNAse fritt vatten
- Pyrogenfritt vatten

Och mycket annat!



Erbjudande!

Micromeg S

Väggmonterad jonbytare med kvalitetsmätning och indikering för byte av filter.

Vatten för exempelvis batterier, påfyllning av mindre autoklaver, påfyllning av vattenbad, enklare laboratorie-applikationer osv.

Ger maximalt ca 90 liter/min av Typ I vatten, 1 – 10MΩm. Inklusive två utbytesfilter MMDS.



Specialpris
4 500:-

Erbjudande!

Omvänd Osmos anläggning Prima

Purelab Prima används till en rad applikationer som exempelvis ett första reningssteg innan ultrarenare eller som renvatten till autoklaver, diskmaskiner och klimatskåp.

Reducerar joner med upp till 97% och organiska ämnen med upp till 99%. Finns från 7 l/h till 120 l/h.

Renvattnet matas vanligtvis till en tank för att därefter användas till lämplig applikation.

Vi har färdiga tankar med nivåkontroll från 25 liter till 75 liter.

Just nu erbjuder vi 10% rabatt på listpriserna på Purelab Prima och tankar!



10% rabatt!

För mer
information

Kontakta
Tomas Kjellsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



ELGA

Nu introducerar vi en ny serie vattenrenare från ELGA Labwater

Vi har arbetat med vattenrening till laboratorier sedan 1965 på den svenska marknaden och har under den tiden haft ELGA som vår leverantör.

Det är därför med stolthet som vi nu kan introducera den nya linjen **Chorus** från ELGA Labwater. Chorus består av modulära enheter vilket erbjuder större frihet i hur anläggningen anpassas efter just era behov.

- Renhet på vattnet? Välj bara de tekniker som passar just för er forskning och er applikation.
- Framtida uppgraderingar? Med Chorus är det enkelt att uppgradera och omkonfigurera när era behov förändras.
- Ont om plats? Chorus är enkel att anpassa till olika utrymmen.

Nyfiken? Gå in på www.elgalabwater.com/choice

Hör med oss om introduktionspriser på nya Chorus vattenrenare för just ditt laboratorium.



Prata vatten med Tomas!

ELGA

Säker frysförvaring i -86°C

Med våra frysar i 88000-serien -86°C får du inte bara marknadens bästa kylkapacitet, extra förstärkta hyllplan, ny innehållsrik och intuitiv styrenhet samt en smart energisparfunktion och mängder av andra fördelar, du får även Ninolabs över 40-åriga erfarenhet av Forma frysar!



Via huvudskärmen kan du kontrollera "hälsan" på frysen:

Lyser ett **blått** hjärta är allt som det ska. Vid **orange** hjärta måste något adresseras, som omgivningstemperatur, service, batteri etc. Ett **rött** hjärta indikerar ett allvarigare problem, som temperaturalarm, öppen dörr, bortfall av spänning el.dyl.



På händelseloggen kan du se vad som hänt, när och var, t.ex:

- **Alarmstatus** - Både aktiva och tidigare larm.
- **Dörröppningsstatus** - Hur många dörröppningar som gjorts och hur länge de varat.
- **Temperaturstatus** - När var frysen som varmast och kallast?
- **Omgivningen** - Få en summering av omgivnings-temperatur och inkommande spänning.



88000-serien finns i 5 olika storlekar

Modell	Kapacitet	Kryoask Kapacitet 5,1 cm	Elanslutning	Invändiga dimensioner H x B x D	Utvändiga dimensioner H x B x D
88300V	421 liter	300	230V/50Hz, 16A	130.11 x 45.16 x 71.86	198.1 x 68.6 x 95.5
88400V	548 liter	400	230V/50Hz, 16A	130.11 x 58.74 x 71.86	198.1 x 82.2 x 95.5
88500V	682 liter	500	230V/50Hz, 16A	130.11 x 73.03 x 71.86	198.1 x 96.5 x 95.5
88600V	815 liter	600	230V/50Hz, 16A	130.11 x 87.31 x 71.86	198.1 x 110.8 x 95.5
88700V	949 liter	700	230V/50Hz, 16A	130.11 x 101.60 x 71.86	198.1 x 125.1 x 95.5



USB-anslutning

Här kan ni enkelt ladda ner sparad händelsedata gällande många olika funktioner. Exempelvis kan ni här ladda ner upp till 15 års temperaturloggning - loggning av temperaturen sker en gång per minut på den stora 3 GB datorn. Har ni flera frysar som ni önskar samma inställningar på? Då är det bara att spara inställningarna från frys 1 på ett USB-minne och installera samma inställningar på kommande frysar.

Användarnivåer

På alla skåpen kan olika användarnivåer programmeras beroende på vilka personer som ska ha tillgång till vilka inställningar och uppgifter.

Energisparfunktion

För kunder som kräver den absolut bästa temperaturnoggrannheten för sina prover väljs Högprestandaläget. För de flesta applikationer passar även Energisparläget vilket erbjuder en mycket hög temperaturnoggrannhet och som samtidigt sparar upp till 15% på energianvändningen.



Mindre utrymmeskrävande - fler prover kan förvaras!

Förvara upp till 118,300 vialer i en frys

Trots att utnyttjande av golvytan minskat tar 88000-serien betydligt fler prover.

Skåpen har vakuumisolering i kombination med CFC-fri isolering bestående av högisolering polyuretanskum. Detta gör att antalet prover kan maximeras mot att en begränsad golvyta används

Modell	5,1 cm askar	7,5 cm askar	2 ml kryorör	Kryobankrör 1 ml
88300	300	225	30,000	50,700
88400	400	300	40,000	67,600
88500	500	375	50,000	84,500
88600	600	450	60,000	101,400
88700	700	525	70,000	118,300



Förvara 20% fler prover på 19% mindre yta med Forma 88300.

Förvara 30,000 2 ml vialer i nya 8830, jämfört med 24,000 i tidigare modeller.



Spara 20% utrymme med Forma 88400.

I Forma 88400 kan du förvara 40,000 2 ml vialer i en frys som tar upp 20% mindre golvyta än tidigare modeller

900- och 8600 serien -86°C

900 serien -86°C skåp

- Extremt driftsäker
- Kontrollpanel i ögonhöjd
- En av marknadens lägsta ljudnivåer
- Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömbrott
- Ergonomiskt handtag med expanderfunktion
- Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
- Justerbara hyllplan
- Minimal frostdbildning
- Extern larmanslutning som standard
- Finns i storlekarna 368, 490, 651 och 793 liter



Skåpen finns även i det unika utförandet med delad ytterdörr!

8600 serien -86°C boxar

- Extremt driftsäker
- En av marknadens lägsta ljudnivåer
- Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömbrott
- Rostfritt invändigt
- Innerlock för att exponera så lite av frysen som möjligt vid locköppning
- Ergonomiskt handtag - medför enkel öppning
- Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
- Extra kraftfulla gångjärn för säker locktätning
- Minimal frostdbildning
- Extern larmanslutning som standard
- Finns i storlekarna 85, 360, 481 och 566 liter



Kyl/Frysnyheter från

Thermo
SCIENTIFIC

Vi erbjuder 10% rabatt
på nedan angivna priser!

ES Serien laboratoriekylar & frysar

Vår nya ES-serie laboratoriekylar, frysar och kombination kyl/frys är idealisk när man har begränsat utrymme på laboratoriet.

ES Serien FMS laboratoriekylar & frysar

För lättantändliga material

FMS-kylar och frysar är avsedda för lättantändliga material som ethyl eter, acetone, alcohol, benzene, butane, gasoline, hexane och andra lättantändliga material som förekommer på ert laboratorium.



II 3 G c ic IIB T6X



-18°C till -25°C

Frys 232F-AEV-TS
10 900:- (232 l)



+1°C till +10°C

Kyl 288R-AEV-TS
10 900:- (288 l)



Kyl +1°C till +10°C, Frys -18°C till -25°C

Kyl/Frys 263C-AEV-TS
14 200:- (159/104 l)



+1°C till +10°C

Kyl 151R-AEV-TS
7 600:- (151 l)



-18°C till -25°C

Frys 151F-AEV-TS
7 600:- (151 l)



Frys 232F-AXV-TS
14 700:- (232 l)



Kyl 288R-AXV-TS
14 700:- (288 l)



Kyl/Frys 263C-AXV-TS
19 100:- (159/104 l)



Kyl 151R-AXV-TS
10 300:- (151 l)



Frys 151F-AXV-TS
10 400:- (151 l)

GPS-serien laboratoriekylar och frysar

Kylar och frysar med stor förvaringskapacitet på 400, 700 och 1400 liter. Kylarna finns även med glasdörr.



+1°C till +11°C

Kyl R400-SAEV-TS
16 350:- (400 l)



+1°C till +11°C

Kyl R400-GAEV-TS
20 900:- (400 l)




+1°C till +11°C

Kyl R14X-GAEV-TS
34 100:- (1400 l)



-12°C till -25°C

Frys F400-SAEV-TS
17 600:- (400 l)



-12°C till -25°C

Frys F14X-SAEV-TS
27 000:- (1400 l)

Kyl R700-SAEV-TS
16 700:- (700 l)

Kyl R700-GAEV-TS
24 300:- (700 l)

Frys F700-SAEV-TS
20 600:- (700 l)

Fryka – Små och tysta -85°C frysar

B 35

Litet -85°C frysskåp på 35 liter.
Det går alldeles utmärkt att ha B 35 på din arbetsbänk, tack vare den kompakta designen och det låga ljudet.



57 000:-

TUS 80-100

100 liters kapacitet, -85°C,
lämpligt att ha under eller på din arbetsbänk.



90 500:-

TS 80-100

Klassisk golvmodell av -85°C skåp med 100 liters kapacitet.



91 000:-

TT 80-55

Frysbox 55 liters kapacitet, -80°C.



69 900:-

KBT minifrysar -50°C

Fryka minifrysar finns i storlekarna 2, 4 och 8 liter.



2 liter
24 800:-

4 liter
26 600:-

8 liter
28 100:-

Vi erbjuder 20% rabatt på de angivna priserna!

För mer information

Kontakta
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se



Kryoförvaring

Säkrare kryoförvaring än med CBS Isothermalfrysar finns förmodligen inte!



- Provförvaring i gasfas, ingen kontakt med LN2
- Minimerad korskontaminationsrisk
- Kan hålla temperaturen i flera dagar efter strömbortfall
- Larm- och tempindikeringar
- Karusellsystem för enkel hantering av rack
- Stort urval av olika förvaringssystem för rör och blodpåsar

För mer information

Kontakta
Tomas Kjellsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



Custom
BioGenic
Systems

CO₂ inkubatorer



Q

Varför är det överlägset med en fläkt för tillväxten av celler i CO₂ inkubatorn?

A

Endast en cirkulerande fläkt garanterar snabb återhämtning av temperatur, CO₂ och fukt efter dörröppning. Temperatur, gas och luftfuktighet fördelas exakt inuti CO₂ inkubatorn, vilket gör att dina celler växer i en kontrollerad och hälsosam omgivning. När en inkubatordörr är öppen, ändras jämvikten inuti med omgivningsatmosfären. När dörren stängs så ser en fläkt till att den snabbaste återhämtningen sker. Detta minimerar risken att dina celler är utan rätt temperatur, CO₂ och luftfuktighet.

Forma Steri-Cult och Forma Steri-Cycle CO₂ inkubatorer

CO₂ inkubatorer med ett unikt system mot kontamination

- Kontinuerlig HEPA filtrerad luft, klass 100-kvalitet i odlingskammaren
- Hetluftsterilisering +140°C
- IR-sensor
- Steri-Cult finns i två storlekar, 232 och 322 liter
- Steri-Cycle finns i storleken 184 liter

Forma Steri-Cult CO₂ inkubator 3308

Denna CO₂ inkubator har en garanterad kontaminationskontroll för odling av stora volymer. Steri-Cult har sofistikerade komponenter för bl.a. CO₂ sensor, exakt mikroprocessor, aktiv fukt-kontroll, HEPA-filtrerad luft och +140°C hetluftsterilisering.



Kampanjpris

86 900:-

Ordinarie pris 137 150:-

Steri-Cult 3308

Forma Steri-Cycle CO₂ inkubator 381

Steri-Cycle har en mycket bra kontaminationskontroll och driftsäker långtidsprestanda. Detta beror till stor del på HEPA- filtrerad luft i kammaren, vilket ger kontinuerligt skydd mot luftburen smitta, samt +140°C hetluftsterilisering.



Kampanjpris

59 900:-

Ordinarie pris 83 500:-

Steri-Cycle 381

Forma storvolym 821 liter CO₂ inkubator

Formas CO₂ inkubator erbjuder utrymme för större experiment och långtidsförvaring av värdefulla prover.

- Med en inkubatorstorlek på 821 liter får man enkelt plats med skakar, bioreaktorer etc.
- Uppvärmad glasörr minskar oönskad kondensbildning
- Högkvalitativ rostfri inredning
- Låsbara hjul, enkel att flytta
- Roller system finns som tillbehör



Fråga oss om våra
kanonpriser på övriga
CO₂ inkubatorer –
från 48 900:- till 98 700:-

För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



För mer
information

Kontakta
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se



Premium 1200 Säkerhetsbänk Klass II



Kolla priset!

69 900:-

Ordinarie pris 106 780:-

Elektriskt höj- och sänkbart
stativ istället för det fasta:

13 800:-

Ordinarie pris 24 600:-

» **SCANLAF**

I Premium ingår bland annat:

- Stativ
- Låg ljudnivå
- Tvättbar Laminator för skydd av HEPA-filter, ger förbättrat produktskydd
- 110 mm HEPA-filter för 50% längre livslängd
- UV-ljus
- 2 st eluttag
- Täckta hål i sidoruta för sladd/slang
- Marknadens lägsta energinivå med LED-belysning
- Potentialfri -kontakt & utgång för externt ventilationsspjäll
- En tredje luftsensor för att mäta i er luftkanal

För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



Kontakta oss så ger vi dig ett kanonpris på våra övriga storlekar
och 3-filtersbänkar för cytotox/antibiotika/virushantering m.m.

Passar perfekt i bänken!

Vi har även
brännare från
Biotool!
Pris från **5 500:-**



Portabel luftprovtagare P100

Vi är stolta över att presentera **P100** – en ny portabel luftprovtagare för bestämning av mikrobiologisk aktivitet från EMTEK, USA. Med en batteridrift på 12 timmar och låga D50-värden för hög effektivitet har EMTEK utvecklat en luftprovtagare med hög prestanda. P100 är VHP-tolerant och provtagning kan utföras med vertikalt eller horisontellt luftflöde.

Ny portabel luftprovtagare - P100

- LCD "touch"-skärm
- Luftflödes hastighet: 28.3 och 100 liter/minut
- Tål VHP sanering
- Vikt: 1.8 kg
- Standard agarplattor, 90 mm i diameter
- I höjdled justerbara agarplattor för bästa utbyte och effektivitet
- Datakommunikation via Ethernet eller USB för dataöverföring samt anslutning till skrivare
- Lagrar parametrar som datum, klockslag, ID m.m. för upp till 500 provtagningar
- Luftprovtagning i tryckluft som option



För mer
information

Kontakta
Peter Andersson
08-590 962 03,
pan@ninolab.se



Vågat erbjudande!



Precisa Gravimetrics AG är tillverkare av högprecisionsinstrument sedan 1935. Precisa investerar mycket i utveckling av ny teknologi, kontinuerlig support och forskning vid huvudkontoret i Schweiz. Deras olika vågserier är användarvänliga och har hög kvalitet.

Kampanjpriser just nu på alla analysvägar från Precisa!



Serie 360 EP



Serie 360 ES



Serie 321 LX



Serie 320 XB

För mer
information

Kontakta
Maria Hidesand
070-766 72 16
mhi@ninolab.se



Kontakta Maria för mer information!



Arctest – Cooler than you think

Nu kan vi erbjuda helt unika produkter från finska Arctest. Arctest kan erbjuda ett stort produktsortiment som perfekt kompletterar vårt redan stora utbud av klimatskåp och växtkammare. De kundanpassade skåpen kommer i många olika storlekar och med massor av valmöjligheter.


- Temperaturområde från -80°C upp till +180°C
- Justerbart %RH i området 10 till 98% inom temperaturområdet +20°C till +90°C
- Kvalitetsprodukter i rostfritt stål (AISI 304)



Vi kan erbjuda specialdesign – kontakta oss för mer info!




Lasermikroskop som ger dig en helt ny syn på dina celler



HoloMonitor M4

- Time-lapse studier av cellrörelser
- Analysera morfologin på levande adherenta celler
- Utför toxikologiska studier på adherenta celler
- Inkubatorsäkrad



Phase Holographic Imaging



Nu erbjuder vi 20% rabatt på alla vatten/termo- statbad från Lauda!

Aqualine, Alphaline och ECO-line!

20% rabatt



Aqualine



Alphaline



ECO Silver och Guld

20% rabatt på dessa produktlinjer – alla varianter av bad samt tillbehör!

LAUDA

För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Kontakta Roger så berättar han mer!

Instrument från CEM

Phoenix inaskningsugn

Med en Phoenix inaskningsugn kan företag förbättra sin processtyrning, det ger dem möjlighet att göra snabba justeringar om produkten ligger utanför specifikationen.

Phoenix finns som antingen en högttemperatursugn eller högkapacitetsugn. Högttemperatursugnen når 1200°C och kan bearbeta upp till åtta 25 ml deglar. Högkapacitetsugnen når 1000°C och kan bearbeta upp till femton 25 ml deglar. Varje degel som kan användas i en konventionell förbränningsugn (inklusive platina) kan också användas i Phoenix inaskningsugn.

Noggranna resultat på några minuter:

- Hastighet - upp till 10 gånger snabbare än konventionella inaskningsugnar
- Kapacitet - Inaska upp till 15 prover på en gång
- Mångsidighet - Använd någon typ av degel som normalt används i konventionella föraskningssystem, inklusive platina!



SMART Turbo™

SMART Turbo™ är det snabbaste mikrovågs moisture/solid analysystemet. Prover når optimal torktemperatur på mindre än 5 sekunder.

- Snabbt! Moisture/Solidanalys med turbokraft
- Provresultat på så lite som 2 minuter
- Förbättra processtyrning
- Öka vinsten

Patenterad INTELLITEMP™ för reproducerbara resultat. Detta pålitliga, patenterade instrument gör moisture/solidanalys problemfri. Det patenterade temperaturåterkopplingssystemet INTELLITEMP™ har ett användardefinierat temperaturbörvärde för att eliminera förbränning av prover. Variationer som orsakas av skillnader i operatörsteknik minimeras och ger reproducerbara testresultat. SMART Turbo ger konsekventa resultat enhet-till-enhet och site-to-site.



Grön Metod

SMART Turbo minskar den energi som krävs för konventionell moisture/solidanalys med 95%.

Miljövänligt!

CEM Smart Turbo – Bättre processtyrning

Din tillverkningsprocess kommer att köra mer effektivt och mer lönsamt när du kan göra snabba justeringar on-line baserat på korrekta fuktuppgifter.

SMART Turbo är det intelligenta valet för fukt/fasta analys.

- Exakt mätning av vätskor, fasta ämnen och slam
- Tålig, används vid bearbetningslinjer eller i laboratoriet
- Mycket lätt att använda

För mer information

Kontakta
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se



Västra och södra Sverige

För mer information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Stockholm, Mälardalen och norra Sverige

CEM

Provberedningsutrustning

Retsch erbjuder utrustning för krossning, malning, provdelning och siktning för olika applikationer.

Homogena och okontaminerade prover säkerställer efterföljande tester.

Professionella lösningar som kombinerar hög prestanda, som är lätta att använda, har hög säkerhet och lång livslängd - **Retsch från Ninolab är ditt enda alternativ!**



AS 200 Jet, Siktutrustning



Twister, Cyklonkvarn



GM 300, Knivkvarn



MM 400, Mixer Mill

Retsch®
Solutions in Milling & Sieving

För mer
information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Säker övervakning i labbet!

Tryggt och säkert, spårbart, flexibelt, effektivt!

Boomerang har säkerställt kvaliteten i laboratorier sedan 1998.

Boomerang-systemet hjälper dig att övervaka och logga data i dina kyl-, frys- och värmeskap, inkubatorer m.m.

Boomerang är utvecklat i enlighet med GLP, GMP och FDA CFR21 del 11.



För mer
information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Boomerang
www.icuscandinavia.com


Kvalitetsprodukter från Heidolph

Kampanjpriser!



Intelligent indunstning

Genom sina höga krav på ekonomi, användarvänlighet och säkerhet har Heidolph utvecklat en rotationsindunstare som skiljer sig från mängden. Hei VAP ger dig billigt ägande, hög säkerhetsnivå och hög användarvänlighet!



Hei VAP Value
inkl. kondensor och flaskor:

24 900:-

Ord.pris: 29 400:-

Säker uppvärmning och omrörning

Alla magnetomrörare från Heidolph är utrustade med brandsäkert hölje, överhettningsskydd och separat av/på-knapp som lyser när värmen är på. Tillsammans med en värmeeffekt på 800W och en mycket kraftfull omrörarmotor får du en magnetomrörare med marknadens högsta säkerhet och bästa prestanda.

MR Plug & Play
Hei-Standard
inkl. stativ och tempsensor
6 900:-
Ord. pris 8 200:-

För mer
information

Kontakta
Peter Andersson
08-590 962 03,
pan@ninolab.se



Läs mer om produkterna samt se produktvideos på vår hemsida www.ninolab.se



Passa På-Priser på Sorvall centrifuger!

Sorvall ST 8

Liten okyld bordcentrifug med stor kapacitet



+



+



+



29 900:-

TX-150, 4 st adaptrar,
Microclick, Centrifug ST8

Sorvall ST 16

Okyld bordscentrifug



+



+



+



44 100:-

TX-400, 4 st adaptrar,
Microclick, Centrifug ST16

Sorvall ST 16R

Kyld bordscentrifug



+



+



+



59 900:-

TX-400, 4 st adaptrar,
Microclick, Centrifug ST16R

För mer
information

Kontakta
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se



Är ni i behov av en annan centrifugmodell?

Vi har alla typer av centrifuger från Sorvall, kontakta oss så berättar vi mer!

Lyckat seminarium!

Vi vill tacka alla vetgiriga och intresserade deltagare i vårt seminarium med tema "Provberedning av fasta material – Från malning till klar lösning" som vi höll på tre orter i februari. Vi är jätteglada över den stora uppslutningen och hoppas att ni alla fick med er mycket matnyttigt hem!



Nu finns vi på Facebook!

Gå in och gilla oss, och bli först att få ta del av produktnyheter, seminarier, utställningar, erbjudanden och allt annat som händer hos oss!

När vi fick 50 Gilla-markeringar lottade vi ut biobiljetter och när vi nådde 100 lottade vi ut radioapparater. Nu siktar vi mot 250 och kommer då lotta ut nya priser. Så gilla oss nu!



Gilla oss på
facebook

B



Nino Labinteriör är Sveriges nya helhetsleverantör av laboratorieinredning och skyddsventilation. Vi ser till hela ditt behov och syr ihop ditt nya laboratorium helt utifrån dina speciella krav. Resultatet blir ett estetiskt och funktionellt lab som du kommer att trivas i. Om du vill tar vi hand om hela ditt projekt och lämnar över nyckeln till dig när det är klart.

Alla våra produkter är noggrant utvalda och testade så att ditt lab fungerar optimalt från dag ett.

Vill du sedan att vi fyller på med laboratorieinstrument på dina nya labbänkar så har vi erfarenhet av det sedan 1965 eftersom vi är en del av Ninolab.

Hör av dig så berättar vi mer!



Läs mer om Nino Labinteriör på www.ninolabinterior.se. Du når oss på telefon 0300-358 50 eller mail info@ninolabinterior.se