


NINO

nytt

SPECIAL

December 2008

Vår nya hemsida



Diskmaskinen med låg energiförbrukning
Sidan 5

Vattenrenare från ELGA

Många fördelar med att välja Elga

Sidan 5

Nya pipetter

Nu lämnar vi plats för nya F1 & F2

Sidan 7



1 kg godis
medföljer vid köp
av varor för över
5.000:-

abnino lab

Din leverantör av laborieutrustning

Säker förvaring



Thermo
SCIENTIFIC

Lågtemperaturfrysar med livstidsgaranti på chassi och isolering + 5 års garanti på kompressorerna.

Marknadens snabbaste återhämtningstid efter dörröppning.

Håll ordning i din frys!

Förvaringsaskar och ställ för en mer strukturerad arbetsplats.

För förvaring av prover i lågtemperaturfrysar används förvaringsaskar som placeras i rostfria insatsställ.



Förvaringsaskar klädda med vattenavvisande papp.

JULKAMPANJ!

Modell 905
Ord.pris 87.800,-

NU 65.500,-

Välj först vilken typ av förvaringsask du vill använda (beror på vilken/vilka rörstorlekar du har). Komplettera med rätt insatsställ för den lågtemperaturbox eller skåp som du har eller planerar att skaffa.

Kontakta oss för mer information, 08-590 962 00

Gnistfria kyl/frys-skåp

NINOLUX

JUL-KAMPANJ!

Modell KKA
Ord.pris 14.000,-
NU 11.000,-

Modell FFA
Ord.pris 13.350,-
NU 11.000,-



Modell KFA
Ord.pris 15.800,-
NU 12.000,-

ITV ismaskiner

Flingismaskin modell IQ135

Ord.pris: 28.900,-

NU 19.800,-

Granulatismaskin modell IQ85

Ord.pris: 26.800,-

NU 17.300,-



JULKAMPANJ!

FRÅN

17.300,-



CBS - Specialisten på kryoförvaring

Isothermalfrys

Torr förvaring är CBS stora fördel

- Modell V1500AB förvarar dina prover utan risk för kontamination i flytande kväve.
- Hela kammaren är garanterat (också direkt under locket) - 185°C.
- Uppfyller kraven från EU. Direktiv 2004/23/EC. Storage of human cells and tissues.
- Kapacitet 9100 kryorör.

Nya kryokärl

Ny Serie kryokärl med maximal kapacitet för lagring av prover med en låg förbrukning av flytande kväve.

- Låg vikt – aluminium konstruktion
- Låsbart lock
- Inbyggt nivåalarm för LN2- batteri 9 volt eller 240 volt
- 3/5 års vakuumpgaranti

PRODUKT	MODELL	ORD.PRIS	NU
<i>Serie XC för förvaring av vialer och strån</i>			
Kryokärl	XC 20/20 inkl. 6 st kanistrar	10.000:-	8.500:-
Kryokärl	XC 34/18 inkl. 6 st kanistrar	13.500:-	11.500:-
Kryokärl	XC 47/11 inkl. 6 st kanistrar	18.000:-	15.500:-
<i>Modell value Added 2001 för lagring i askar</i>			
Kryokärl	2001, tank + 4 st rack, volym 51 liter	10.000:-	8.500:-
Kryokärl	4001, tank + 4 st rack, volym 111 liter	13.500:-	11.500:-
Kryokärl	6001, tank + 6 st rack, volym 165 liter	18.000:-	15.500:-
CBS (Custom BioGenic System) har flera serier av kryokärl för förvaring av prover. Serie Cryosystem och Classic.			



JULKAMPANJ!
Modell V1500AB
Ord.pris 153.600:-
NU 99.000:-

JULKAMPANJ!
Prisexempel från
8.500:-



CBS

Termaks — Skandinavisk design

PRODUKT	VOLYM/ VÄRME	MODELL	ORD.PRIS	NU
Torskskåp	56 liter/ 250°C	TS8056	11.000:-	9.100:-
Torkskåp	430 liter/250°C	TS8430	31.200:-	24.900:-
Bakteriologskåp	54 liter/ 70°C	B8054	11.600:-	9.950:-
Bakteriologskåp	420 liter/70°C	B8420	29.100:-	24.300:-
Kylinkubator	182 liter/från -10 - + 70°C	KB8182	43.200:-	35.900:-
Kylinkubator	400 liter/från -10 - + 70°C	KB8400	51.200:-	42.800:-

Invändigt helt i rostfritt stål!

Kontakta oss för mer information
08-590 962 00



JULKAMPANJ!
Modell TS 8056, 56 liter
Ord.pris 11.000:-
NU 9.100:-

Kühner — skakinkubatorer



5 års garanti

NYHET!

Skakinkubator LabTerm
inklusive universalbricka
Ord.pris: 156.570:-

NU: 133.100:-

Skakinkubator LabTerm Kylid
inklusive universalbricka
Ord.pris: 125.550:-

NU: 106.700:-

Kühner

KÜHNER

Den bästa skakinkubatorn på marknaden,
stapelbar med frontmatning.

- Helt underhållsfri motor
- Enkelt att ändra slaglängd
- Mycket tystgående och jämn gång oavsett belastning och varvtal
- 5 års garanti
- Stora glasdörrar



Stora glasdörrar

Skakinkubator ISF1-X Kylid
inklusive universalbricka
Ord.pris: 224.350:-

NU: 190.700:-

Precisa — laboratorievågar

Precisa
The Balance of Quality

Modell BJ 2100D,
Ord.pris: 4.580:-

NU 2.990:-

Modell BJ 610C
Ord.pris: 6.100:-

NU 3.990:-



Rent vatten!



För diskmaskiner
och autoklaver!

Prima 7

Perfekt för rent vatten till
diskmaskiner, autoklaver
mm. Omvänd osmosrenare,
med upp till 7 liter/tim.

Ord.pris: 25.700:-

NU 21.900:-



Generellt
laboratorie-
vatten

Option R7

För produktion av generellt
laboratievatten. Från kran-
vatten till 15Ω/cm i ett steg.
Med recirkulation för att alltid
ge högsta kvalitet.

Ord.pris: 35.300:-

NU 29.900:-



Toppkvalitet
till
bottenpriser!

Classic

Vi har prutat på pris och finesser,
men inte på prestanda.

Resistivitet 18,2 MΩ/cm

TOC ned till 1-3ppb

Endotoxin <0,001 EU/ml

modell UF & UVF

Ord.pris: 33.100:-

NU 23.300:-

Vi hjälper dig
hitta rätt
vattenrenare!

Kontakta oss för mer
information 08-590 962 00

ELGA

LAUDA Ecoline Staredition



Värmetermostatbad, modell ECOLINE RE 106

Temperaturområde -20 - +150°C

Inställningsupplösning 0.1°C

Temperaturnoggrannhet ± 0.02°C

Värmeeffekt 1.5 kW.

Badvolym 4-6 liter.

Ord.pris: 34.000:-

NU 25.900:-



Värmetermostatbad, modell ECOLINE RE 307

Temperaturområde -35 - +200°C

Inställningsupplösning 0.1°C

Temperaturnoggrannhet ± 0.02°C.

Värmeeffekt 2.25 kW.

Kyleffekt vid +20°C - 0,30 kW

Badvolym 4-6 liter.

Ord.pris: 50.800:-

NU 39.900:-



Värmetermostatbad, modell ECOLINE E 106 T

Temperaturområde 20-100°C

Inställningsupplösning 0.1°C

Badvolym 5-7 liter.

Ord.pris: 15.450:-

NU 12.900:-



Värmetermostatbad, modell ECOLINE E 103

Temperaturområde 20-150°C

Inställningsupplösning 0.1°C

Temperaturnoggrannhet

± 0.02°C.

Badvolym 2,5-3,5 liter.

Ord.pris: 14.950:-

NU 11.700:-



Cirkulationskylare, modell DLK10

Ersätter dyrt kranvatten
med hjälp av tempererad
loop.

Ord.pris: 19.500:-

NU 16.900:-

LAUDA

Diskmaskinen med låg energiförbrukning



JULKAMPANJ!
Du får 5 kg diskmedel på köpet
vid köp av 1 st Innova L1.
Vid köp av doseringspump
får du 2x5 liter flytande
diskmedel!

JULKAMPANJ!
INNOVA L1 komplett med
under- och överkorg.

Ord.pris: 52.700:-

NU 45.000:-



BHT®

Säkerhetsbänkar av toppkvalitet

Holten Safe 2010 1.2
Inklusive stativ.

Thermo
SCIENTIFIC



JULKAMPANJ!
Modell Safe 2010 1.2
inkl. stativ
Ord.pris 90.600:-

NU 69.900:-

MSC-Advantage 1200
Inklusive stativ.
Ny säkerhetsbänk med cirka
60% mindre energiförbrukning
400W, 1,7 A



JULKAMPANJ!
Modell MSC-Advantage
inkl. stativ
Ord.pris 78.990:-

NU 63.500:-

HeraSafe KS 12
inklusive stativ.
Kommer inom kort
i en ny skandinavisk
version.



JULKAMPANJ!
Modell HeraSafe 1200
inkl. stativ
Ord.pris 95.700:-

NU 82.850:-

Partikelräknare Met One modell 3415

- 0,5 µm
- 28,3 l/min
- Programvara PortAll

HACH **ULTRA**
ANALYTICS

Kontakta oss för mer information
08-590 962 00

JULKAMPANJ!
Ord.pris 136.000:-
NU 113.000:-



JULKAMPANJ!
Modell 371
Ord.pris 62.400:-

NU 49.900:-

Modell 371
• Steriliseringscykel 140°C
• HEPA-filtrering
• Volym 184 liter
• Med T/C-sensor

Thermo Forma CO2-inkubator

JULKAMPANJ!
Modell 311
Ord.pris 51.100:-

NU 42.900:-

Modell 311
• Volym 184 liter
• Med T/C-sensor



Thermo
SCIENTIFIC

Finnpipette®

Nu gör vi plats för de nya pipetterna

F1 & F2

NYHET!



F1

- Antimicrobiell yta
- Justerbart "grippy"
- Enkel pipetteringsknapp för att låsa mekanismen och justera volymen
- Avancerad volyminställningsmekanism AVG



F2

- Avancerad volyminställningsmekanism AVG
- Lätt och enkel pipettering
- Helt autoklaverbar
- Dubbelfunktions pipetteringsknapp

KAMPANJ!

Köp pipetter från vår nya F-serie och få med ett rack spetsar per pipett. Värde upp till 1.320:-

* Gäller ej filterspetsar.

Utförsäljningslista — Finnpipette®

Artikel	Modell	Volymområde	Ord.pris	REA!
77-4610100	Focus MCP 8	1-10 µl	6.500:-	3.900:-
77-4700280	Novus DUO-pack	10-100 µl + 100-1000 µl	6.250:-	4.090:-
77-9420340	Pipettställ karusell		1.160:-	530:-
77-46200100	Novus	1-10 µl	4.790:-	2.995:-
77-46200200	Novus	5-50 µl micro	4.790:-	2.995:-
77-46200300	Novus	5-50 µl	4.790:-	2.995:-
77-46300200	Novus MCP 8	5-50 µL	7.950:-	5.350:-
77-46300100	Novus MCP 12	1-10 µL	9.000:-	5.675:-
77-46200800	Novus	1-10 ml	4.790:-	2.995:-
77-4510010	Digital MCP 12	10 ml	7.550:-	4.270:-
77-4510070	Digital MCP 16	5-50 µl	7.550:-	4.315:-
77-4600020	Focus	5-50 µl	2.590:-	1.455:-
77-4600090	Focus	5-50 µl micro	2.590:-	1.455:-
77-4600120	Focus	3-30 µl micro	2.590:-	1.455:-
77-4600190	Focus	3-30 µl micro long	2.590:-	1.455:-
77-4600210	Focus	5-50 µl micro long	2.590:-	1.455:-
77-4601060	Focus	50 µl fixed	1.460:-	810:-
77-4601100	Focus	500 µl fixed	1.460:-	810:-
77-4500050	Digital	200-1000 µl	2.360:-	1.180:-
77-4501000	Digital fixed	1 µl	1.370:-	760:-
77-4501020	Digital fixed	5 µl	1.370:-	760:-
77-4501110	Digital fixed	1000 µl	1.370:-	760:-
77-4501030	Digital fixed	10 µl	1.370:-	760:-
77-4580710	Biomate	1-100 µl	3.800:-	1.940:-
77-4580800	C1	1-100 µl	3.860:-	2.140:-
77-4610110	Focus MCP12	1-10 µl	7.350:-	3.675:-

REA!

Endast ett fåtal av varje kvar!



Thermo
SCIENTIFIC



B

Unika produkter från SCANLAF



JULKAMPANJ!
Scan Speed-Lyo
Ord.pris 152.900:-
NU 127.400:-

ScanSpeed-Lyo

Mobilt kombinerat frystorknings- och vakuumpkoncentreringsutrustning.
- 110°C kylfälla för snabba och säkra processer fångar upp organiska lösningsmedel. Stor centrifug - 200 eppendorfrör eller 4 mikrotiterplattor med helt automatiserad process. Inklusive 4 x ¾ Quick Seal gummiventiler för frystorkning. Volym på 4 liter med en infrysningskapacitet på 2.5 kg is / 24 tim.
Tyst, rengöringsvänlig, enkelt handhavande och inte minst lång livslängd. Pump tillkommer.

Ord.pris 152 900:-

NU 127.400:-



JULKAMPANJ!
CoolSafe

Ord.pris 60.500:-

NU 47.400:-

CoolSafe -110°C

Komplettera din frystork med en kylfälla från ScanVac

- Temperatur ner till -110°C
- Total volym 4 liter
- Kondenskapacitet total, kg 2,5
- Energiåtgång 400 watt
- Rostfritt stål AISI 316
- Mikroprocessor kontrollerad

Ord.pris 60.500:-

NU 47.400:-

VacSafe 15

Vakuumpump som ersätter vanligt vattensug.

- Miljövänlig
- Brukarvänlig, hörs inte - väldigt tyst

Ord.pris 10.250:-

NU 7.900:-



Besök oss på www.ninolab.se

**GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR**



Fortuna

Sterilbänk med ergonomiskt korrekt sluttande front, 10°.

- Energisnål < 300 watt
- Kompakt Clean room design
- Digitalstyrd fläkt, säkrar kontrollen
- Ljudnivå < 52 db(A)
- Filter H-14
- Justerbart ljus upp till 2000 lux

Ord.pris 65.500:-

NU 56.800:-

JULKAMPANJ!
Fortuna 1200
inkl. stativ

Ord.pris 65.500:-

NU 56.800:-



MedicSafe 70

Säkerhetsbänk med fokus på säkerhet, bara 70 cm bred kan med fördel installeras i små rum.

- Negativt tryck kring HEPA-filtret
- Recirkulerande luftflöde
- Ljudnivå < 55 db(A)
- Vibrationsfri fläkt

Ord.pris 60.500:-

NU 47.500:-

Titan PCR

Kompakt skyddslösning med UV-ljus för bl.a PCR utrustning.

- Kompakt endast 63 cm bred
- UV-ljus med timer för effektiv sterilisering
- Kan stå direkt på laboratoriebanken
- Sidorutor och integrerat ljus för bästa arbetsmiljö
- Eliminera risk för krosskontaminering
- Ingen risk för UV-strålning i laboratoriet

Ord.pris 31.200:-

NU 26.900 :-



ab ninolab

SCANLAF