

NINO nytt

December 2014

Massor av julkampanjer

ab nino lab

Din leverantör av laborieutrustning

Julpriser på frysar från Thermo Forma

Få plats med fler askar på mindre yta

Storlekar från 421 liter till 949 liter, plats för 300 till 700 st. 5 centimeters askar

Möjlighet att spara data på USB-minne



Modell Forma 88500V

682 liter med plats för 500 st. 5 cm askar

81 325:-

Ord. pris 108.500:-



Modell Forma 813CV

360 liter med plats för 252 st. 5 cm askar



57 825:-

ord. pris 77 100:-

Frysinredning

Ingen ordning i frysen? Fyll den med inredning och spar både plats och pengar!



Vi har mängder av produkter som hjälper dig att hålla ordning i din frys, såsom racks, askar och kryror.



För mer
information

Kontakta
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se



Thermo
SCIENTIFIC

Julpris på kylar med glasdörrar

Thermo
SCIENTIFIC

- Digital display
- Hög- och lågtemperatur larm
- Larmar om dörr ej stängts
- Låsbara dörrar
- Automatisk avfrostning
- Lysrörsbelysning invändigt



För mer
information

Kontakta
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se



16 300:-

R400-GAEV-TS 400 liter
Ord. pris 21.770:-

19 100:-

R700-GAEV-TS 700 liter
Ord. pris 25.430:-



26 750:-

R14X-GAEV-TS 1400 liter
Ord. pris 35 650:-

Vinterkampanj!



Behöver ni en liten enkel bordsautoklav med både snabbkylning och vakuum?
Just nu får ni LABOKLAV 25MV till samma pris som LABOKLAV 25V!



För mer
information

Kontakta
Karin Boström
08-590 962 21
kbo@ninolab.se



Erbjudandet gäller fram till den 31/12 2014



Du vet väl att vi också finns på Facebook?
Gilla oss och bli först att få ta del av produktnyheter, erbjudanden, seminarier, utställningar och allt annat som händer hos oss!

2015 händer det...



Dina celler kan inte ha bättre förutsättningar än i vår sensationella nya CO₂ inkubator!

Forma Steri-Cult i160

Forma Steri-Cult i160 finns med högblankt elektropolerat rostfritt stål, eller 100% ren massiv kopparinredning. Extremt lätt att fylla på och tömma befuktningsvattnet, utan att behöva flytta på odlingar eller hyllor. Inbyggd larmsensor för befuktningsvattnet. Kondensfri innerkammare.

- Steri-Run: +180°C hetluftsterilisering
- HEPA-filtrer: kontinuerlig rening av odlingskammaren, ISO 5 (den nya beteckningen för klass 100)
- THRIVE: aktiv luftflödesteknik för extrem stabilitet och återhämtning av inställda värden
- iCAN: ljusskärm för alla inställda värden, larm, USB-nedladdningar

Forma Steri-Cult i160 CO₂

- Rostfri inredning
- HEPA-filtrerad luft i odlingskammaren
- Steri-Run +180°C steriliseringsfunktion

Inklusive

Gastät tredelad innerglasdörr



69 900:-

Ord. pris 113 900:-

Inklusive

100% massiv kopparinredning



69 900:-

Ord. pris 113 900:-

Inklusive

Flask/rör roller resistent mot fukt och CO₂, 0,5-80 rpm



69 900:-

Ord. pris 113 900:-

För mer information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



För mer information

Kontakta
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se



Thermo
SCIENTIFIC

Ultraljudbad-kampanj!

Köp ett ultraljudbad från Elma och få lock och korg på köpet!

Värde från 1 500.-

För mer information

Kontakta
Karin Boström
08-590 962 21
kbo@ninolab.se



Passa-på-kampanj!

Köp 3 Finnpipetter men betala endast för 2!
3 olika alternativ:

F1

- Antimikrobiell yta
- Justerbart "grepp"
- Enkel pipetteringsknapp för att låsa mekanism och justera volymen
- Avancerad volyminställningsmekanism AVG
- 5 års garanti

F2

- Lätt och enkel pipettering
- Avancerad volyminställningsmekanism AVG
- Helt autoklaverbar
- Dubbelfunktions pipetteringsknapp
- 5 års garanti

F1-Clip Tip

- Secure Seal minimerar ojämn anslutning av spetsarna och ger optimal precision
- Secure Tip Attachment gör att spetsarna aldrig kan lossna under pipettering
- Spetsarna fäster direkt utan någon extra kraft
- Den ergonomiska designen på F1-Clip Tip systemet gör det säkert och enkelt att pipettera
- Exceptionellt lätt pipett: Minskar ansträngningen av handen under längre perioders pipettering
- Justerbart 120° fingerstöd: För höger- och vänsterhänt komfort – gör att handen slappnar av under pipetteringen
- Låsjustering av volymen: Säker volyminställning förhindrar oönskad volymändring under pipettering
- 5 års garanti



För mer
information

Kontakta
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se



Thermo
SCIENTIFIC



Kampanj på Säkerhetsbänk Klass II



I Premium ingår bland annat:

- Låg ljudnivå
- Tvättbar Laminator för skydd av HEPA-filter, ger förbättrat produktskydd
- 110 mm HEPA-filter för 50% längre livslängd
- UV-ljus
- 2 st eluttag
- Täckta hål i sidoruta för sladd/slang
- Marknadens lägsta energinivå med LED-belysning
- Potentialfri kontakt & utgång för externt ventilationsspjäll
- En tredje luftsensör för att mäta i er luftkanal

Premium 1200
Säkerhetsbänk Klass II

67 700:-

Ord. pris 106 780:-

El-stativ

13 800:-

ord. pris 24 300:-

Fast stativ

6 400:-

Ord. pris 7 440:-

För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



SCANLAF

Forma Steri-Cult och Forma Steri-Cycle CO₂ inkubatorer



CO₂ inkubatorer med ett unikt system mot kontamination

- Kontinuerlig HEPA filtrerad luft, klass 100-kvalitet i odlingskammaren
- Hetluftsterilisering +140°C
- IR-sensor
- Steri-Cult finns i två storlekar, 232 och 322 liter
- Steri-Cycle finns i storleken 184 liter



Forma Steri-Cult CO₂ inkubator 3308

Denna CO₂ inkubator har en garanterad kontaminationskontroll för odling av stora volymer. Steri-Cult har sofistikerade komponenter för bl.a: CO₂ sensor, exakt mikroprocessor, aktiv fuktkontroll, HEPA-filtrerad luft och +140°C hetluftsterilisering.

86 900:-

Ordinarie pris 137 150:-

Thermo
SCIENTIFIC



Forma Steri-Cycle CO₂ inkubator 381

Steri-Cycle har en mycket bra kontaminationskontroll och driftsäker långtidsprestanda. Detta beror till stor del på HEPA-filtrerad luft i kammaren, vilket ger kontinuerligt skydd mot luftburen smitta, samt +140°C hetluftsterilisering.

59 900:-

Ordinarie pris 83 500:-

För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



För mer
information

Kontakta
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se



Termaks 9000

Inkubatorer, torkskåp och värmeskåp Platseffektiva skåp med korta leveranstider!

TS 9430

37 700:-



Panel på dörren

Termaks ^{AS}

B 9025
12 950:-

TS 9053
13 250:-

B 9130
20 800:-



För mer
information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Sorvall - Fler prover, mer fart!

För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Bänkcentrifuger - stora, små, snabba, kylde och okylde - alla av högsta kvalitet!

Din centrifug är viktig för ditt arbete, väljer du en centrifug från Sorvall ger den dig de provsvar du behöver snabbt och säkert. Med Auto-Lock rotor exchange byter du enkelt rotor på ett ögonblick och med ClickSeal Biocontainment Lids kan du utföra lockbyte med bara en hand. Lätta och slitstarka Fiberlite Carbon Fiber-rotorer gör arbetet ännu lättare.



Sorvall Legend Micro 17/17R och 21/21R

Okylde och kylde mikrolitercentrifuger

Inkl. rotor för 24x1,5/2,0 ml och biotätt lock - ClickSeal

Sorvall Legend
Micro 17 (okylde)

13 200:-

Sorvall Legend
Micro 21 (okylde)

16 700:-

Sorvall Legend
Micro 17 R (kylde)

33 600:-

Sorvall Legend
Micro 21 R (kylde)

36 500:-

Sorvall ST 8R

Liten, tyst och kylde bordscentrifug

- Tydlig display
- Endast 46 cm bred
- Högsta g-tal 30,279xg
- Lägsta ljudnivå 52 dBA
- Temperatur -10°C till +40°C
- 15 rotorer att välja på, swing-out och vinkel
- Förtemperering med ett knapptryck



Kylde
51 500:-

Priset inkluderar rotor,
bägare & 8 valfria adapterar.



ST 8 (okylde)
33 600:-

Priset inkluderar rotor,
bägare & 8 valfria adapterar.

Thermo
SCIENTIFIC

Vågar från Precisa

- SCS (automatisk internkalibrering)
- Densitetsbestämning
- Pipettkalibrering
- USB-utgång

För mer
information

Kontakta
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se



ES6200D SCS Precisionsvåg

6200 gram, 2 decimaler/utläsning 0,01 g

12 450:-



ES920M SCS Precisionsvåg

920 gram, 3 decimaler/utläsning 1 mg

19 100:-



ES320A SCS Analysvåg

320 gram, 4 decimaler/utläsning 0,1 mg

21 750:-

B

Vattenrening

CHORUS 1

ELGAs nya ultrarenare för Typ I vatten med PureSure system som alltid garanterar full kvalitet ut från tapp. Finns i tre modeller för större flexibilitet. Välj mellan Life Science, Analytical Research eller General Science. Producerad vattenmängd ca 2 l/min.

Producerad vattenkvalitet:

- Joner/Oorganer 18,2 MOhm-cm
- TOC 1 – 10 ppb (beroende på modell)
- Bakterier 0,1 – 1 CFU/ml (beroende på modell)
- Partiklar Ultrafilter (Life Science) 0,05 µm (Analytical Research) 0,2 µm (General Science)
- RNase <0,002 ng/ml (Life Science)
- DNase <20pg/ml (Life Science)



OPTION R7

Vår absolut populäraste labbvattenrenare till julerbjudande! Ger ett renvatten av Typ II karaktär. Typiska användningsområden är renvatten till buffert och mediaberedning, autoklaver och diskmaskiner, spektrofotometrar, RIA, ELISA och andra generella reagensberedningar.

- Producerar ca 7 l/h till tank. Tapphastighet ca 1 l/min
- Recirkulerar tankens vatten för att hålla det fräscht
- Producerad vattenkvalitet:
 - Joner/Oorganer 10 till >15 MOhm-cm
 - TOC <20 ppb
 - Bakterier <1 CFU/ml (med 0,2µm tappfilter installerat)
- Kan uppgarderas till att producera ca 15 l/h



Vid köp av Option R7
ingår tank utan extra kostnad!
Värde från ca **9 500:-**



Välj mellan 25 eller 40 liter.

Avjoniserare

Med avjoniserare får man rent avjoniserat vatten direkt från tapp utan att behöva installera tankar. Ger dessutom tryck ut direkt från kranvattnet utan att använda pumpar. Typiska applikationer är renvatten till diskmaskiner, autoklaver, ånggeneratorer och till batterier.

Producerad vattenmängd: Beroende på halten joner i matarvattnet.

Producerad vattenkvalitet: Joner/Oorganer 1 – 10 MOhm-cm (1 – 0,1 µS/cm)



ELGA

För mer
information

Kontakta
Tomas Kjellsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

