

NINO nytt

Höst 2014

Sensationell ny CO₂ inkubator

Läs mer på sid 2

Ny sterilbänk – Mars Silence

Läs mer på sid 8

Se vårt utbud av klimatskåp

Läs mer på sid 14-15

Handskboxar och isolatorer från MBraun

Läs mer på sid 17

Massor av fina höstpriser!



Dina celler kan inte ha bättre förutsättningar än i vår sensationella nya CO₂ inkubator!

Forma Steri-Cult i160



Forma Steri-Cult i160 finns med högblankt elektropolerat rostfritt stål, eller 100% ren massiv kopparinredning. Extremt lätt att fylla på och tömma befuktningsvattnet, utan att behöva flytta på odlingar eller hyllor. Inbyggd larmsensor för befuktningsvatten. Kondensfri innerkammare.

- Steri-Run: +180°C hetluftsterilisering
- HEPA-filer: kontinuerlig rening av odlingskammaren, ISO 5 (den nya beteckningen för klass 100)
- THRIVE: aktivt luftflödesteknik för extrem stabilitet och återhämtning av inställda värden
- iCAN: ljusskärm för alla inställda värden, larm, USB-nedladdningar

Välj mellan 3 oemotståndliga introduktionserbjudanden!

3 introduktions-
erbjudanden!



Forma Steri-cycle i160 CO₂

- Rostfri inredning
- HEPA-filtrerad luft i odlingskammaren
- Steri-Run +180°C steriliseringsfunktion

Inklusive

**Gastät tredelad
innerglasdörr**



Kampanjpris
68 500:-

Inklusive

**100% massiv
kopparinredning**



Kampanjpris
68 500:-

Inklusive

**Flask/rör roller
resistent mot fukt
och CO₂, 0,5-80 rpm**



Kampanjpris
68 500:-

För mer
information

Kontakta
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se



För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



Thermo
SCIENTIFIC

Produkter från Carbolite

Högtemperaturugnar & värmeskåp för laboratorier, forskning & produktion.
Utrustning från +30°C till +3000°C.

Värmeskåp 400-600°C



Muffelugn/
Inaskningsugnar

- Livsmedel
- Plastik
- Gummi
- Keramik
- Kol
- Läkemedel



För mer
information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Kontakta Ronnie för mer information!

CARBOLITE[®]
Leading Heat Technology



High Energy Ball Mill - Retsch Emax

The revolution in ultrafine grinding

- Emax för snabbare och finare malning
- Hastighet upp till 2000 min⁻¹ ger ultrasnabb pulverisering av provet
- Vattenkyllning för kontinuerlig drift utan stopp
- Specialdesignade malbägare ger låg spridning av partikelstorleken och bra blandning av provet
- Malbägare med inbyggd låsning
- Enkel hantering via touch-panel
- Malbägare i olika material för låg kontaminationsrisk

Retsch[®]
Solutions in Milling & Sieving

För mer
information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Multiskan GO



Läsare med inbyggd monokromator, inga filter behövs!

- Läser från 200-1000 nm
- Stor färgdisplay gör det enkelt att använda som fristående instrument
- Läser 96- och 384-hålsplattor
- Inbyggd skak- och scanningsfunktion
- Mjukvaran SkanIt ingår som standard
- Multiskan GO kan väljas med eller utan kyvetthållare

µDrop Plate

- Analysring av mikrovolymer av DNA och RNA
- Provvolymer är mellan 2-10 µl
- 1-16 prover kan analyseras



*µDrop-Plate på köpet
vid köp av Multiskan GO*

Multidrop Combi

Multidrop Combi är en snabb dispensator med hög flexibilitet för att möta alla krav på dispenseringsringar

- Dispenseringsvolym: 0,5 - 2500 µl
- Platt-typer: 6- till 1536-hålsplattor, med olika plathöjder 5-50 mm
- Användarvänlig och stor färgdisplay för enkel programmering
- Utbytbara autoklaverbara dispenseringskassetter



För mer
information

Kontakta
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se



För mer
information

Kontakta
Tomas Kjellsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



Thermo
SCIENTIFIC

Kampanj på Säkerhetsbänk Klass II



I Premium ingår bland annat:

- Stativ
- Låg ljudnivå
- Tvättbar Laminator för skydd av HEPA-filter, ger förbättrat produktskydd
- 110 mm HEPA-filter för 50% längre livslängd
- UV-ljus
- 2 st eluttag
- Täckta hål i sidoruta för sladd/slang
- Marknadens lägsta energinivå med LED-belysning
- Potentialfri kontakt & utgång för externt ventilationsspjäll
- En tredjed luftsensor för att mäta i er luftkanal



**Premium 1200
Säkerhetsbänk Klass II**

69 900:-

Ordinarie pris 106 780:-

Elektriskt höj- & sänkbart stativ
istället för det fasta:

13 800:-

Ordinarie pris 24 600:-

För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



SCANLAF

Håll dina prover iskalla!



För mer
information

Kontakta
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se



Kampanjpris
23 850:-

Modell IQ 135

Flingismaskin tillverkad i rostfritt stål. CFC och HCFC-fritt köldmedium R 404 A. Maskinen har justerbara ben och kan levereras med stativ för bättre ergonomi.

- Isproduktion: upp till 135 kg/dygn
- Isbinge: 60 kg



Kampanjpris
20 950:-

Modell IQ 85 C

Granulatismaskin som är anpassad för laboratoriearbete. Granulatisen är mer lättarbetad än flingis, kladdar inte ihop och sluter tätare kring provet. Det kommer att ändra din syn på hur is bör vara!

- Isbinge med kapacitet 26 kg
- Isproduktion: 85 kg/dygn
- Justerbara ben, höjd 100 mm
- Vikt 75 kilo
- Rostfritt stativ, höjd 350 mm som tillbehör



Kampanjpris
17 100:-

Modell IQ 45

Liten, behändig granulatismaskin i underbänksmodell som producerar "pärl-is" som är mycket torr och mycket kall. Lättarbetad is som sluter tätt kring ditt prov och håller det på plats!

- Isproduktion: upp till 40 kg/dygn
- Isbinge: 14 kg

Eliminering av statisk laddning

Denna antistatiska jonisator hjälper till att eliminera statisk laddning på kärl. Perfekt för pulver eller annat prov som klamrar sig fast på tex. teflonytor under invägning.

NYHET



5 500 :-



För mer
information

Kontakta
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se



Säker övervakning i labbet!

Tryggt och säkert, spårbart, flexibelt, effektivt!

Boomerang har säkerställt kvaliteten i laboratorier sedan 1998. Boomerang-systemet hjälper dig att övervaka och logga data i dina kyl-, frys- och värmeskåp, inkubatorer m.m. Boomerang är utvecklat i enlighet med GLP, GMP och FDA CFR21 del 11.



Kvalitetsprodukter från Lauda

(1) Vattenbad 2-25 liter

Värmetermostater/värme cirkulatorer

(2) Nedsänkbara termostater, ECO Guld, ECO Silver

(3) Bad/Cirkulationstermostater, 6-24 liter

(4) Cirkulatorer (Extern applikation), 3-40 liter

(5) Kyltermostater, 5-35 liter

(6) Lågtemperaturtermostater, golvm modeller, -90°C upp till +200°C



1



2



3



4



5



6



Variocool

13 modeller, fyra olika storlekar
Temperaturområde -20°C upp till 80°C
Kylkapacitet från 600W till 10.000W

LAUDA

Nu erbjuder vi
20% rabatt!

Gå till produkterna på denna sida

För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Sorvall - Fler prover, mer fart!

Thermo
SCIENTIFIC

Bänkcentrifuger - stora, små, snabba, kylda och okylda - alla av högsta kvalitet!

Din centrifug är viktig för ditt arbete, väljer du en centrifug från Sorvall ger den dig de provsvar du behöver snabbt och säkert. Med Auto-Lock rotor exchange byter du enkelt rotor på ett ögonblick och med ClickSeal Biocontainment Lids kan du utföra lockbyte med bara en hand. Lätta och slitstarka Fiberlite Carbon Fiber-rotorer gör arbetet ännu lättare.



Sorvall Legend Micro 17/17R och 21/21R

Okylda och kylda mikrolitercentrifuger

Inkl. rotor för 24x1,5/2,0 ml och biotätt lock - ClickSeal

Sorvall Legend
Micro 17 (okylt)

13 200:-

Sorvall Legend
Micro 21 (okylt)

16 700:-

Sorvall Legend
Micro 17 R (kyld)

33 600:-

Sorvall Legend
Micro 21 R (kyld)

36 500:-

Sorvall ST 16/16R

Okylt och kyld universalcentrifug

Inkl. swing-out rotor TX-400 med runda bägare med täta lock och 8 st. valfria röradaptarar



Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g

Okylt

46 400:-

Sorvall ST 40/40R

Okylt och kyld universalcentrifug

Inkl. swing-out rotor TX-750 med runda bägare med täta lock och 8 st. valfria röradaptarar.



Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g

Okylt

58 100:-



Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Temp. område: -10°C till +40°C

Kyld

61 990:-



Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g
Temp. område: -10°C till +40°C

Kyld

78 300:-

Sorvall ST 8R

Liten, tyst och kyld bordscentrifug

- Tydlig display
- Endast 46 cm bred
- Högsta g-tal 30,279xg
- Lägsta ljudnivå 52 dBA
- Temperatur -10°C till +40°C
- 15 rotorer att välja på, swing-out och vinkel
- Förtemperering med ett knapptryck



Kyld

51 500:-

Priset inkluderar rotor, bägare & 8 valfria adaptarar.



ST 8 (okylt)

33 600:-

Priset inkluderar rotor, bägare & 8 valfria adaptarar.

För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Nyhet – hör "ljudet av tystnad"!



Ny sterilbänk – Mars 1200 SILENCE



Mars SILENCE sterilbänk är utvecklad för att minimera ljudnivån, rumstemperaturen och vibrationer – Detta åstadkoms genom innovativ teknologi och unika energibesparande komponenter. Digital kontroll av Mars SILENCE sterilbänk gör direkta och precisa inställningar av ventilationen möjlig, vilket i sin tur ger väsentligt lägre driftskostnader kombinerat med optimal prestanda.

- Större effektivitet med mindre energiförbrukning
- Lägre driftstemperatur och ökad livslängd
- Låg ljudnivå
- Bättre ergonomi med elektriskt höj- och sänkbart stativ
Du kan både stå och sitta vid bänken



Låg ljudnivå!

För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



Termaks 9000

Inkubatorer, torkskåp och värmeskåp

Platseffektiva skåp med korta leveranstider!



TS 9430
37 700:-

B 9025
12 950:-



TS 9053
13 250:-

B 9130
20 800:-



Panel på dörren

För mer
information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Termaks

Valet är enkelt när det gäller -190°C frysförvaring

CBS Isothermalfrysar av karuselltyp

- Inget flytande kväve i provutrymmet och ingen risk för korskontamination.
- Ingen risk för operatören att komma i kontakt med flytande kväve
- Fyrkantig öppning – Lätt åtkomst till rack och prover
- Racken i karusellen flyttas med hjälp av ett yttre handtag
- God ergonomi
- Om racken fastnar eller prover ramlar ut kan hela locket öppnas för åtkomst

Vanliga flytande kväve-frysar

- Flytande kväve i kontakt med proverna – korskontaminationsrisk
- Risk att operatören kommer i kontakt med flytande kväve
- Rund öppning - Sämre tillgång till rack och prover
- Racken i karusellen flyttas ofta med handtag nere i kammaren
- Inte möjligt att öppna hela locket om ett rack fastnar eller prover ramlar ned.

Custom
BioGenic
Systems



Ny serie vågar från Precisa – Serie 321 LT

- 10 programmerbara funktionsknappar
- Användarvänlig och enkel att rengöra
- Intern självkalibreringssystem (SCS) som standard

Introduktionspriser
på serie 321 LT



ES Serien laboratoriekylar & frysar

Vår nya ES-serie laboratoriekylar, frysar och kombination kyl/frys är idealisk när man har begränsat utrymme på laboratoriet.



-18°C till -25°C

Frys 232F-AEV-TS
10 900:- (232 l)



+1°C till +10°C

Kyl 288R-AEV-TS
10 900:- (288 l)



Kyl +1°C till +10°C, Frys -18°C till -25°C

Kyl/Frys 263C-AEV-TS
14 200:- (159/104 l)



+1°C till +10°C

Kyl 151R-AEV-TS
7 600:- (151 l)



-18°C till -25°C

Frys 151F-AEV-TS
7 600:- (151 l)



II 3 G c ic IIB T6X



Frys 232F-AXV-TS
14 700:- (232 l)



Kyl 288R-AXV-TS
14 700:- (288 l)



Kyl/Frys 263C-AXV-TS
19 100:- (159/104 l)



Kyl 151R-AXV-TS
10 300:- (151 l)



Frys 151F-AXV-TS
10 400:- (151 l)

GPS-serien laboratoriekylar och frysar

Kylar och frysar med stor förvaringskapacitet på 400, 700 och 1400 liter. Kylarna finns även med glasdörr.



+1°C till +11°C

Kyl R400-SAEV-TS
16 350:- (400 l)



+1°C till +11°C

Kyl R400-GAEV-TS
20 900:- (400 l)



+1°C till +11°C

Kyl R14X-GAEV-TS
34 100:- (1400 l)



-12°C till -25°C

Frys F400-SAEV-TS
17 600:- (400 l)



-12°C till -25°C

Frys F14X-SAEV-TS
27 000:- (1400 l)

Kyl R700-SAEV-TS
16 700:- (700 l)

Kyl R700-GAEV-TS
24 300:- (700 l)

Frys F700-SAEV-TS
20 600:- (700 l)

Forma -86°C håller era prover kalla!

Thermo
SCIENTIFIC

Skåp 88300

Inklusive 12 st rack för CB2 askar.
Rymmer 300 CB2 askar



Kampanjpris
86 600:-
inkl. rack

Exkl. rack
68 600:-

Skåp 902

Inklusive 16 st rack för CB2 askar
Rymmer 240 CB2 askar



Kampanjpris
74 500:-
inkl. rack

Exkl. rack
57 150:-

Inklusive
racks!



Box 803CV

Inklusive 9 st rack för CB2 askar.
Rymmer 63 CB2 askar



Kampanjpris
60 300:-
inkl. rack

Exkl. rack
47 550:-

Kampanjpriser på Kirsch kylskåp 0°C till +20°C

Varje enhet har ett robust hölje och kvalitetskomponenter "Made in Germany".
Detta garanterar pålitlighet och hållbarhet vilket är bra för dig som användare!

- Tyst kompressor för ultratyst kylning
- Fläktkylning
- Lättskött display
- Automatisk avfrostning
- Micro-processor kontroll
- Optisk och akustisk larmkontroll
- Potentialfri kontakt för överföring av alarm
- Hyllor
- Låsbar dörr

Kirsch
Reliable Cooling for Labs and Health Care

Essential 700
36 480:-



Essential 460
36 480:-



Essential 100
16 200:-



Essential 280
18 100:-



För mer
information

Kontakta
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se




Lasermikroskop som ger dig en helt ny syn på dina celler



Liten - 17x26 cm

HoloMonitor M4

- Time-lapse studier av cellrörelser
- Analysera morfologin på levande adherenta celler
- Utför toxikologiska studier på adherenta celler
- Inkubatorsäkrad



Phase Holographic Imaging



QbD1200

TOC Analysator för enkla och pålitliga analyser

QbD1200 är optimerad för renvatten, WFI och "cleaning validation" i mätområdet upp till 100 ppm. Dynamisk slutpunktsbestämning garanterar hundra procentig oxidation av organiskt kol och fullständigt avlägsnande av oorganiskt kol. Stor 10.4" pekskärm med guidning av operatören. Ingen PC behövs. Automatisk skalning och spädning. En enda reagens för alla analyser. Provväxlare som option med upp till 64 positioner för 40 ml TOC vialer.



Specifikationer:

- Mätområde: 0.4 - 100 000 ppb
- Detektionsgräns: 0.4 ppb
- Precision: mindre än 2% eller 3 ppb (vilket som är störst)
- Noggrannhet: $\pm 2\%$
- Analystid: ca 5 minuter
- Oxidation: UV + persulfat
- Tillmötesgår 21 CFR part 11
- Data export via FTP eller Ethernet, format pdf eller CSV
- Dimensioner QbD1200: 320x507x410 mm (BxDxH)
- Provväxlare med upp till 64 positioner
- Dimensioner provväxlare: 366x537x457 (BxDxH)



För mer information

Kontakta
Peter Andersson
08-590 962 03,
pan@ninolab.se



ClipTip

E1-ClipTip är designad för optimal komfort och användarvänlighet. Elektronisk spetsavkastning och pipettering med pekfinger tillåter tummen att slappna av under pipetteringen. Den innovativa ClipTip tekniken förbättrar pipetteringen genom att med en lätt beröring "klickas" spetsen ordentligt på pipetten för en fullständig tätning som inte lossnar oavsett tryck.



Vid köp av E1-ClipTip ingår just nu ett laddningsställ utan extra kostnad!



F1-ClipTip

Passa på att byta ut gamla pipetter till nya F1-ClipTip!

F1-Clip-Tip pipetteringssystem är en problemfri pipettlösning

- Säker fastsättning av spetsar med en lufttät försegling i varje kanal
- När spetsen är låst är den alltid tät
- Systemet garanterar exakt volym varje gång i varje kanal
- Mycket liten kraft behövs för fastsättning, vilket minskar risken för belastningsskador

Köp en F1-ClipTip multikanalspipett och få två förpackningar av ClipTip utan extra kostnad!



Thermo
SCIENTIFIC

Dags att kalibrera dina pipetter?

Artel tillverkar instrument för spektrofotometrisk mätning och kontroll av pipetter. En teknik som ger stora precisions- och tidsvinster. Inbyggd mjukvara sköter all beräkning på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Kalibreringen kan utföras direkt på laboratoriebänken och kan lätt flyttas till ett annat labb.

Välj mellan Artel Pipette Calibrations System (PCS) för enkanalspipetter eller Artel Multichannel Verifications System (MVS) för multikanalspipetter och pipetteringsrobotar.



För mer
information

Kontakta
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se



Termaks Klimatskåp KB 8400F och KB 8400FL

KB 8000 F-serien består av två skåp, med och utan programmerbar ljusfunktion.

Dessa skåp har utvecklats för att möta behoven av tillförlitlighet, korrekt och säker kontroll över hela temperaturområdet och låg strömförbrukning.

För att uppnå dessa mål, används den senaste tekniken som finns i kylning, temperatur och luftfuktighet samt isolering. Kammare och hyllor är i rostfritt stål.

Externt är skåpen tillverkade av elektrolytiskt galvaniserad stålplåt, belagd med en grå polyester epoxifärg (RAL 7035).



Termaks KB 8400F med extra tillbehör, fönster i dörren.



Termaks KB 8400FL



Termaks KB 8400FL, lampplacering i sidorna

Temperaturområde -2°C till +70°C

Befuktare med ultraljud

Modern utvecklad elektronisk temperaturreglering

Automatisk säkerhetstermostat

Låg energikonsumtion

Programmerbar tid för temp, fukt och belysning

Luftmantlat skåp

Digital kalibrering

Larm

Timer

Termaks ^{AS}



The Conviron logo, featuring the word "CONVIRON" in blue capital letters with a stylized green leaf icon to the left of the "O".

CONVIRON®

Världsledande inom kontrollerade miljöer

Conviron är ett av de ledande företagen för tillverkning och installation av klimatskåp med kontrollerad miljö för växtlära, jordbruket, bioteknik, forskning och andra program. Conviron levererar enheter från små kammare till fullskaliga växthus med anpassade lösningar, system i små nystartade företag till många av de största och mest prestigefyllda forskningsinstitutionerna i över 90 länder runt om i världen.

Läs mer om Convirons produkter och kundanpassade lösningar på www.conviron.com

**Klimatkammare
och rum**

**Conviron Growth
House™**

Växthus för forskning

**Växthus med
kontrollerad atmosfär**

**Kundanpassade
lösningar**



Renvatten från ELGA

Vi har arbetat med vattenrening till laboratorier sedan 1965 på den svenska marknaden och har under den tiden haft ELGA som vår leverantör. Det är därför med stolthet som vi nu kan introducera den nya linjen **Chorus** från ELGA.

Chorus består av modulära enheter vilket erbjuder större frihet i hur anläggningen anpassas efter just era behov.

- Renhet på vattnet? Välj bara de tekniker som passar just för er forskning och er applikation.
- Framtida uppgraderingar? Med Chorus är det enkelt att uppgradera och omkonfigurera när era behov förändras.
- Ont om plats? Chorus är enkel att anpassa till olika utrymmen.



Ny serie vattenrenare!



NYHET

Vi kan erbjuda centralvattensystem i olika storlekar.



Centra R60 och R120 har en inbyggd tank på 50 liter, samt en omvänd osmosenhet med kapaciteten 60 eller 120 liter per timme. Den inbyggda pumpen levererar 8 liter per minut ut i cirkulationssystemet. Inbyggt UV-ljus samt klar att komplettera med jonbytare för högre renhet. Ultramikrofilter för bakteriekontroll i loop.

Centra finns också i ett större utförande med 350-liters tank, dels i version utan omvänd osmosenhet för matning från annat system, dels med inbyggd med kapaciteten 200 liter per timme. Cirkulationspump för 18 eller 30 liter per minut. Manuellt initierad automatisk saneringsrutin och möjlighet att koppla in jonbytare.



För mer
information

Kontakta
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



ELGA

Handskbox-system för arbeten och forskning som kräver förändrad atmosfär

MBraun Handskboxar och isolatorer MBRAUN



MBRAUN erbjuder ett brett sortiment av handskbox-system och isolatorer med ett stort utbud av tillbehör och möjligheter att bygga ut efter kundens behov.

Handskbox-systemen ger användaren möjlighet att jobba i en O₂-fri och/eller fuktfri miljö med inerta gaser som omgivande atmosfär.

Bland andra universitets- och industilab använder dessa system vid forskning inom områden som kemi, batteriteknik, OLED/PLED teknik och svetsteknik med flera.



Isolator system



UNILab Pro - Handskbox system för eliminering av O₂ och fukt.
(Modellen på bilden har som tillval inbyggd frys)



LABMaster - Dubbelsidig bänk med inbyggd ugn

För mer information

Kontakta
Rick Johansson
08-590 962 08
rjo@ninolab.se



Vi anpassar lösningarna efter ditt behov!

Ultraljudbad från Elma

Produkter från tyska Elma är perfekta för dig som vill ha det rent och snyggt på ditt lab!

Elma producerar ultraljudbad för både laboratorier och industri. Finns i flera olika serier och storlekar samt med och utan värme.

Elmasonic S30H

2,75 liters bad med värme
Baddimensioner:
240x137x100 mm



5 500:-

Elmasonic S180

18 liters bad utan värme
Baddimensioner:
327x300x200 mm



13 250:-

För mer information

Kontakta
Katrín Boström
08-590 962 21
kbo@ninolab.se



Autoklaver och diskmaskiner från



Steelco tillverkar autoklaver och diskmaskiner för lab, sjukhus samt pharmaindustri. Storlekar från ca 100 liter till stora genomgångsmaskiner på upp till 1200 liter. Det finns även möjlighet att designa sin egen maskin samt tillbehör!



Autoklaver

- Tillverkade i högpolerat rostfritt stål
- Har effektiv isolering av kammare och rör
- Valbar sida för kontrollpanel och tekniskt utrymme
- Optimerade steriliseringscykler för minskad vatten- och energiförbrukning



Vi kan erbjuda laboratediskmaskiner för små och stora behov samt diskmaskiner för djurburar.

För mer
information

Kontakta
Katrín Boström
08-590 962 21
kbo@ninolab.se



För mer
information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Prata autoklaver & diskmaskiner
med Katrin & Ronnie!

Nyhet från Heidolph

MR Serien bestående av värmeplattor och Heat-On block är helt enkelt det bästa sättet att värma och röra om flaskor från 10 ml till 5 liter med rund botten.



Snabbare

800W värmeplattor reducerar uppvärmningstiden med 30%.

Heat-On värmer upp till 60% snabbare.



Säkrare

Värmeplattans säkerhetsbrytare förhindrar överhettning.

Heat-On – ingen risk för oljebrand.



Renare

Kera-Disk värmeplatta är kemiskt resistent.

Heat-On – inget spill, inget kladd, inget avfall!

Erbjudande!

MR Plug & Play Multi-Well Hei-Tec

Magnetomrörare MR Hei-Tec inkl. temp.sensor PT 1000 V4A, klämma till temp.sensor, stativ, hållare, insatser för 25 ml, 50 ml och 100 ml (2 av varje), 2 st. klämmor till flaska.

Kampanjpris

17 200:-

Ordinarie pris 20 200:-



MADE IN
GERMANY

För mer
information

Kontakta
Peter Andersson
08-590 962 03,
pan@ninolab.se



Heidolph
Research made easy

SMART Turbo™

SMART Turbo™ är den snabbaste mikrovågsugnen för att fastställa moisture/solids i prover.

Din tillverkningsprocess kommer att bli mer effektivt och mer lönsam när du kan göra snabba justeringar online baserad på korrekta fuktuppgifter.

- Snabbt! Moisture/Solidanalys med turbokraft
- Provresultat på så lite som 2 minuter
- Förbättra processtyrning
- Öka vinsten



För mer
information

Kontakta
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se



Västra och södra Sverige

För mer
information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Stockholm, Mälardalen och norra Sverige



B



Nino Labinteriör är Sveriges nya helhetsleverantör av laboratorieinredning och skyddsventilation.

Vi ser till hela ditt behov och syr ihop ditt nya laboratorium helt utifrån dina speciella krav. Resultatet blir ett estetiskt och funktionellt lab som du kommer att trivas i.

Om du vill tar vi hand om hela ditt projekt och lämnar över nyckeln till dig när det är klart.

Alla våra produkter är noggrant utvalda och testade så att ditt lab fungerar optimalt från dag ett.

Vill du sedan att vi fyller på med laboratorieinstrument på dina nya labbänkar så har vi erfarenhet av det sedan 1965 eftersom vi är en del av Ninolab.

Hör av dig så berättar vi mer!

Läs mer om Nino Labinteriör på www.ninolabinterior.se.

Du når oss på telefon 0300-358 50 eller mail info@ninolabinterior.se

