

# NINO nytt

Höst 2015



**Vi presenterar stolt – ninoLAF!**

*Sid 12*

**Snurrt centrifugerbjudande**

*Sid 9*

**Helt ny, tyst frys**

*Sid 5*

# Ninolab och Forma – Sveriges bästa kombination inom -86°C till +10°C

Ninolab har representerat Forma i mer än 42 år på den svenska marknaden och levererat många tusen lågtemperaturfrysar och kylar till svenska laboratorier.

Under dessa år har vi byggt upp en unik kunskap om kylar och frysar och deras användningsområden. Här kan du se vad vi har att erbjuda när det gäller kylar och frysar från Forma.



Laboratoriekylar +1°C till +8°C



Chromatografikylar +1°C till +8°C



Blodbankkylar +1°C till +8°C



Forma 7000-serien -40°C



Läkemedelskylar +1°C till +8°C



Plasmafrysar -30°C



Forma 88000-serien -86°C  
5 storlekar från 421 till 949 liter



Forma 900-serien -86°C



Forma 86000-serien -86°C



Enzymefrys -20°C



Laboratoriefrysar -30°C till -20°C



Kryofrys -140°C/-150°C

**Thermo**  
SCIENTIFIC

# Frysförvaring från Forma

Med våra frysar i 88000-serien -86°C får du inte bara marknadens bästa kylkapacitet, extra förstärkta hyllplan, ny innehållsrik och intuitiv styrenhet samt en smart energisparfunktion och mängder av andra fördelar, du får även Ninolabs över 40-åriga erfarenhet av Forma frysar!



Via huvudskärmen kan du kontrollera "hälsan" på frysen:

Lysert **blått** hjärta är allt som det ska.

Vid **orange** hjärta måste något adresseras, som omgivningstemperatur, service, batteri etc. Ett **rött** hjärta indikerar ett allvarigare problem, som temperatur-larm, öppen dörr, bortfall av spänning eller dylikt

På händelseloggen kan du se vad som hänt, när och var, t.ex:

- **Alarmstatus** - både aktiva och tidigare larm.
- **Dörröppningsstatus** - Hur många dörröppningar som gjorts och hur länge de varat.
- **Temperaturstatus** - När var frysen som varmast och kallast?
- **Omgivningen** - Få en summering av omgivningstemperatur och inkommande spänning.

Säker frysförvaring får du även med 8600- och 900-serien!

## 900 serien -86°C skåp

- Extremt driftsäker
- Kontrollpanel i ögonhöjd
- En av marknadens lägsta ljudnivåer
- Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömavbrott
- Rostfritt invändigt
- Ergonomiskt handtag med expanderfunktion
- Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
- Justerbara hyllplan
- Minimal frostbildning
- Extern larmanslutning som standard

## 8600 serien -86°C boxar

- Extremt driftsäker
- En av marknadens lägsta ljudnivåer
- Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömavbrott
- Rostfritt invändigt
- Innerlock för att exponera så lite av frysen som möjligt vid locköppning
- Ergonomiskt handtag - medför enkel öppning
- Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
- Extra kraftfulla gångjärn för säker locktätning
- Minimal frostbildning
- Extern larmanslutning som standard



**Thermo**  
SCIENTIFIC



Fyll frysen med inredning och spar både plats och pengar!

För mer information

Kontakta  
Anders Rothman  
08-590 962 22  
aro@ninolab.se



Prata frysar med Anders!

# Kylar och frysar från Kirsch

Kirsch är en tysk tillverkare av kylar och frysar av absolut toppkvalitet för ert laboratorium!



## Laboratoriekylar och frysar

Tack vare den robusta designen och tekniken, är KIRSCH laboratoriekylar/frysar av toppkvalite, produkterna finns i storlekar från 80 liter till 700 liter.

## Pharmaceutiska kylar och frysar

Kirsch pharmaceutiska kylar/frysar utmärker sig tack vare sin högkvalitativa isolering som garanterar en låg energikonsumtion.

## Multianvändarkylar

Kylarna finns med 8/10 utdragbara lådor som är individuellt låsbara. Lådorna kan enkelt tas bort för bland annat rengöring. En kyl för upp till 10 st användare.

## Blodbankskylar och Blodplasmafrysar

Kylar till blodbanker och plasmafrysar uppfyller alla krav enligt DIN 58371/DIN 58375, och har en hög pålitlighet bland annat tack vare sin speciella isolering.



# Kampanj på Säkerhetsbänk Klass II



## I Premium ingår bland annat:

- Låg ljudnivå
- Tvättbar Laminator för skydd av HEPA-filter, ger förbättrat produktskydd
- 110 mm HEPA-filter för 50% längre livslängd
- UV-ljus
- 2 st eluttag
- Täckta hål i sidoruta för sladd/slang
- Marknadens lägsta energinivå med LED-belysning
- Potentialfri kontakt & utgång för externt ventilationsspjäll
- En tredje luftsensör för att mäta i er luftkanal



Premium 1200  
Säkerhetsbänk Klass II

69 900:-

Drld. pris 106 780:-

Kampanjpriser!

El-stativ

13 800:-

Drld. pris 24 300:-

Fast stativ

6 400:-

Drld. pris 7 440:-

# Ny frys - Thermo TSX

Bättre miljö inifrån och ut!

Den nya Forma TSX är upp till 20 gånger tystare än vår tidigare generation av frysar.

Vår nya V-driveteknik i kombination med överlägsen isolering begränsar ljudet i Forma TSX till minde än 46 dB, ungefär som ett konventionellt kylskåp.

Naturliga kylmedier – (R170 – Etan och R290 Propan).

Drar mindre energi, snabbare återhämtningstid vid dörröppning!

## Stor lagringskapacitet

- 600 Boxkapacitet (2" rör)
- Lagra upp till 60.000 2 ml rör
- Lagra upp till 101.400 1 ml rör



600  
box-  
kapacitet



Upp till  
20X  
tystare



För mer  
information

Kontakta  
Anders Rothman  
08-590 962 22  
aro@ninolab.se



**Thermo**  
SCIENTIFIC

# Renvatten från ELGA

Vi har arbetat med vattenrening till laboratorier sedan 1965 på den svenska marknaden och har under den tiden haft ELGA som vår leverantör. Det är därför med stolthet som vi nu kan introducera den nya linjen **Chorus** från ELGA. Chorus består av modulära enheter vilket erbjuder större frihet i hur anläggningen anpassas efter just era behov.




**NYHET!**

För mer  
information

Kontakta  
Tomas Kjellsson  
08-590 962 07  
tkj@ninolab.se



**ELGA**



- Renhet på vattnet? Välj bara de tekniker som passar just för er forskning och er applikation
- Framtida uppgraderingar? Med Chorus är det enkelt att uppgradera och omkonfigurera när era behov förändras
- Ont om plats? Chorus är enkel att anpassa till olika utrymmen

# Handskboxar

## Handskboxar från Plas-Labs

Amerikanska Plas-Labs tillverkar handskboxar i en mängd olika storlekar och modeller. Samtliga modeller är byggda i transparent akryl som gör det möjligt för användaren att se samtliga utrymmen i handskboxen från alla vinklar samt fördelen att akryl är en väldigt hållbar och slitstark plast.



PLAS ■ LABS, Inc.

För mer information

Kontakta  
Rick Johansson  
08-590 962 08  
rjo@ninolab.se



Priser från 67 400:-

# ClipTip

E1-ClipTip är designad för optimal komfort och användarvänlighet. Elektronisk spetsavkastning och pipettering med pekfingret tillåter tummen att slappna av under pipetteringen.

Den innovativa ClipTip-tekniken förbättrar pipetteringen genom att med en lätt beröring "klickas" spetsen ordentligt på pipetten för en fullständig tätning som inte lossnar oavsett tryck.



Se vår hemsida för aktuella pipett-kampanjer!

För mer information

Kontakta  
Kristina Ohenry  
0722-007 472  
koh@ninolab.se



# NanoQ nanofotometer

Spektrofotometer med inbyggd mjukvara för mätning av DNA/RNA/proteiner och OD600. Kan handha både droppar och kyvetter. Har kontroll av provposition. Provresultaten direkt på inbyggd skärm. Ingen datorstyrning nödvändig. Fasta våglängder 260, 280, 360 och 600 nm. Med slopalgorithm som gör att man inte behöver blanka proverna. Via Bluetooth skickas värdena direkt till din mobil med en Android App.

## Fler fördelar:

- Kan kopplas till PC
- USB minnessticka kan användas för överföring av data
- Touch färgskärm för styrning av NanoQ
- Automatisk provstängare

Kampanjpris  
49 300:-



För mer information

Kontakta  
Tomas Kjelsson  
08-590 962 07  
tkj@ninolab.se



# De bästa förutsättningarna för dina celler!

Forma Steri-Cycle i160 finns med högblankt elektropolerat rostfritt stål, eller 100% ren massiv kopparinredning. Extremt lätt att fylla på och tömma befuktningsvattnet, utan att behöva flytta på odlingar eller hyllor. Inbyggd larmsensor för befuktningsvattnet. Kondensfri innerkammare.

**NYHET!**



Äntligen en CO<sub>2</sub> inkubator med äkta dokumenterad 180°C sterilisering med fläkt!

## Forma Steri-Cycle i160 CO<sub>2</sub>

- Nu med lätt uttagen vattenbehållare för enkelt byte av befuktningsvattnet
- Steri-Run: +180°C hetluftsterilisering över natt
- HEPA-filer: kontinuerlig rening av odlingskammaren, ISO 5 (den nya beteckningen för Class 100)
- THRIVE: aktiv luftflödesteknik för extrem stabilitet och återhämtning av inställda värden
- iCAN: ljusskärm för alla inställda värden, larm, USB-nedladdningar

**Kampanj!**

Forma Steri-Cycle i160 med odlingskammare i rostfritt stål inklusive gastät tredelad innerglasdörr



**74 900:-**  
Ord. pris 117 317:-

**Thermo**  
SCIENTIFIC

För mer information

Kontakta  
Chris Ulrici  
08-590 962 24  
cul@ninolab.se



För mer information

Kontakta  
Anders Rothman  
08-590 962 22  
aro@ninolab.se



## Produkter från Carbolite

Högtemperaturugnar och värmeskåp för laboratorier, forskning och produktion. Utrustning från +30°C till +3000°C.



### Muffelugn/ Inskningsugnar

- Livsmedel
- Plastik
- Gummi
- Keramik
- Kol
- Läke medel

### Värmeskåp 400-600°C



För mer information

Kontakta  
Ronnie Jyrell  
08-590 962 25  
rjy@ninolab.se



**CARBOLITE**  
Leading Heat Technology

**GERO**  
A CARBOLITE COMPANY 30-3000°C

# Autoklaver och diskmaskiner från Steelco

Steelco tillverkar autoklaver och diskmaskiner för lab, sjukhus samt pharmaindustri. Storlekar finns från ca 100 liter till stora genomgångsmodeller på upp till 1200 liter. Det finns även möjlighet att designa sin egen maskin samt tillbehör!

Produkterna är tillverkade i högpolerat rostfritt stål och har effektiv isolering av kammare och rör.

Valbar sida för kontrollpanel och tekniskt utrymme. Optimerade steriliseringscykler för minskad vatten- och energiförbrukning



# Steelco



## Laboratediskmaskin LAB 500 GD

Snygg design med glaslucka, tork, soft touch LED-display, 2 st. doseringspumpar och 3 vattenkopplingar.

Just nu  
69 500.-!

För mer information

Kontakta  
Katrín Boström  
08-590 962 21  
kbo@ninolab.se



För mer information

Kontakta  
Ronnie Jyrell  
08-590 962 25  
rjy@ninolab.se



# MARS 6 - Intelligent och användarvänlig

CEM har med den nya MARS 6 (Microwave Assisted Reaction System) skapat en intelligent och användarvänlig mikrovågsugn för provberedning. MARS 6 har en helt ny design med en imponerande lista av funktioner och möjligheter. Den har utvecklats för att göra provberedning med mikrovågsugn nästan helt utan ansträngning.



I hjärtat av MARS 6 är CEM's nya One Touch™-teknik, en enastående kombination av mer än 30 års mikrovågsugnsexpertis med den mest avancerade programvaran, sensorer och pekskärmsteknik. Det är som att ha en CEM-kemist inbyggd i systemet. Välj helt enkelt en One Touch-metod och MARS 6 gör resten, automatisk igenkänning av kärtyper, räknar kärnen och bestämmer alla de parametrar som är nödvändiga för en snabb och fullständig reaktion.

För mer information

Kontakta  
Kristina Oheny  
0722-007 472  
koh@ninolab.se



# CEM



# Säker kryoförvaring av celler

För mer information


Kontakta  
Tomas Kjelsson  
08-590 962 07  
tkj@ninolab.se



Med CBS Isothermalfrys hålls era värdefulla celler konstant frysta vid  $-190^{\circ}\text{C}$

- Cellmaterialet förvaras i gasfasen – ingen kontaminationsrisk
- Behåller temperaturen under flera dagar i händelse av strömbortfall
- Automatisk påfyllning med larm för nivå och temperatur
- Genomtänkt patenterad frysförvaring för optimala frysförhållanden
- Kompletta system med rack, boxar och kryorör
- Finns i tre storlekar med olika racksystem beroende på förvaringsbehov

Custom  
BioGenic  
Systems



De större modellerna V3000 och V5000 finns nu med karusellsystem!

- Enkelt att hitta rätt rack
- Liten öppning minimerar avdunstningen
- Fyrkantig öppning för fyrkantiga rack
- Avtagbar topp för rengöring eller åtkomst av tappade saker i kärlet

## 50-årsfest! Snurrigt värre!

Med anledning av att AB Ninolab fyller 50 år så erbjuder vi alla kunder – gamla som nya – ett pris som är snurrigt värre! Passa på att byta ut/upp er centrifugpark mot den nya generationen centrifuger från Thermo Sorvall.



Sorvall har tillverkat centrifuger i 70 år, grundaren var en svensk man vid namn Ivan Sörvall. Centrifugtillverkningen startade i USA, men sedan många år tillverkas de i Tyskland.



30% rabatt  
på alla centrifuger!\*

40% rabatt  
på allt tillbehör!



\*Rabatten avser endast modellerna Legend micro 17/R, 21/R, ST8/R, ST16/R, ST40/R, X1/R, XT1/R, dvs. bordsmodeller - ej ultra eller högvarvscentrifuger eller andra golvmodeller.

**Thermo**  
SCIENTIFIC

Sorvallcentrifuger är det rätta valet om du vill ha en driftsäker centrifug du kan lita på!

För mer information

Kontakta  
Roger Araskoug  
070-556 21 24  
rar@ninolab.se



# Produkter från MBraun

## Kontrollerade miljöer

Tyska MBraun har tillverkat handskboxar i sin fabrik utanför München sedan 1976.

Handskboxarna tillverkas med en insida av rostfritt stål och med en genomgående väldigt hög kvalitet.

De har egen invändig cirkulation samt eliminering av O<sub>2</sub> och H<sub>2</sub>O. Elimineringen sker med Koppargranulat som oxiderar O<sub>2</sub> och med molykulärsikt som absorberar H<sub>2</sub>O.

Detta innebär i praktiken att miljön inne i handskboxen är <0,5 ppm O<sub>2</sub> och <0,5 ppm H<sub>2</sub>O.

Beroende på er applikation så går handskboxarna även att utrusta med bland annat kyllenhet, fuktkontroll, vågstativ samt olika typer av ugnar för värmebehandlingar inne i handskboxen.



## Isolatorer

En undergrupp inom MBraun som heter MECALAB tillverkar handskboxar i form av isolatorer. Dessa system byggs efter era behov för att säkerställa användarens och produktens säkerhet vid arbeten med bland andra läkemedel, bioteknik, medicinska arbeten samt arbeten med radioaktiva substanser.

För mer information

Kontakta  
Rick Johansson  
08-590 962 08  
rjo@ninolab.se



# High Energy Ball Mill – Retsch Emax

## Fördelar:

- Emax för snabbare och finare malning
- Hastighet upp till 2000 min<sup>-1</sup> ger ultrasnabb pulverisering av provet
- Vattenkylning för kontinuerlig drift utan stopp
- Specialdesignade malbägare ger låg spridning av partikelstorleken och bra blandning av provet
- Malbägare med inbyggd låsning
- Enkel hantering via touch-panel
- Malbägare i olika material för låg kontaminationsrisk



För mer information

Kontakta  
Ronnie Jyrell  
08-590 962 25  
rjy@ninolab.se



# Produkter för värme och klimat

Med miljön i fokus!

De moderna skåpen från Termaks ger dig en jämnare temperatur, mindre energiförbrukning och stor driftsäkerhet. Torkskåp, inkubatorer, klimatskåp och kylinkubatorer i flera olika modeller, inredning i rostfritt stål, inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur och mängder av andra smarta funktioner.

För mer  
information

Kontakta  
Ronnie Jyrell  
08-590 962 25  
rjy@ninolab.se



**Termaks**

## Torkskåp

- 5 olika modeller, 26-430 liter
- Temperaturområde upp till 250°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

## Inkubatorer

- 5 olika modeller, 25-420 liter
- Temperaturområde upp till 100°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

## Klimatskåp och Kylinkubatorer

- 5 olika modeller, 182-400 liter
- Temperaturområde mellan -9,9°C och +70°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur
- Fuktighetskontroll

*Vi hjälper dig  
hitta den bästa  
miljön för dina prover!*

## Världsledande inom kontrollerade miljöer

Convion är ett av de ledande företagen för tillverkning och installation av klimatskåp med kontrollerad miljö för växtlära, jordbruket, bioteknik, forskning och andra program. Convion levererar enheter från små kammare till fullskaliga växthus med anpassade lösningar, system i små nystartade företag till många av de största och mest prestigefyllda forskningsinstitutionerna i över 90 länder runt om i världen.



**Klimatkammare och rum**

**Convion Growth House™**

**Växthus för forskning**

**Växthus med kontrollerad atmosfär**

**Kundanpassade lösningar**

# Vi presenterar stolt – ninoLAF



Vi erbjuder skräddarsydda renluftslösningar med installation och valideringsservice. Förutom tillverkningen enligt kundernas önskemål finns även ett antal standardprodukter på sortimentet såsom Luftduschar, LAF-tak med och utan personskydd, fasta och mobila Burbytesstationer, Genomräckningsskåp, Kemslussar och Isotopbänkar.

Nino Labinteriör AB (en del i Ninolabgruppen) utvecklar, designar och tillverkar produkterna under varumärket ninoLAF och har sitt säte i Kungsbacka strax söder om Göteborg.

- LAF-tak med laminär steril luft för produktskydd
- LAF-tak med produktskydd och operatörsskydd (kallas ibland för burbytesstation)  
Dessa finns bl.a med tillvalen: anestesifunktion och/eller hissar på var sida om arbetsbordet som flyttar upp/ner djurburar vartefter burarna bearbetas
- Genomräckningsskåp, finns även med kemslussfunktion
- Inbyggda intagsstationer med slussfunktion i barriärvägg
- Mobila burbytesstationer, med höj- och sänkfunktion
- Ninolaf Airshower för inpassage och/eller utpassage av personal
- Kundanpassade Sterilbänkar med specialmått
- Kundanpassade Klass I, II och III-bänkar med specialmått eller modifieringar utöver standard t.ex. ljudisolerade modeller, högre med tystare fläktar osv.
- Mikroskopanpassade bänkar
- Isotopbänkar



**ninolaf**  
Home of true innovators

För mer  
information

Kontakta  
Chris Ulrici  
08-590 962 24  
cul@ninolab.se



## Lauda är bara cool...

### Variocool Cirkulationskyl

Ny och annorlunda läcker design gör Lauda´s helt nya Variocool-serie till det självklara valet när du ska välja en ny cirkulationskyl!

- Stort utbud och många storlekar, kompakt design
- Klarar de flesta uppgifter med kylkapacitet från 600W upp till 10kW
- Valfritt tillbehörsprogram
- Enkelt underhåll
- Sparar plats och energi

Alltid bästa pris!

Fråga oss om ett bra pris på  
den modell som håller dig cool!



**LAUDA**

För mer  
information

Kontakta  
Roger Araskoug  
070-556 21 24  
rar@ninolab.se



# Kvalitetsprodukter till kampanjpriser!

Användarvänliga och prisvärda produkter från Heidolph, alla med **3 års garanti!**

## MR-Hei-Standard

### Säker uppvärmning och omrörning

- Magnetomrörare med värme
- 800 W ger snabb uppvärmning
- Bästa säkerhet för användaren
- Inkapslad elektronik ger lång livslängd



Kampanjpris  
4 250:-  
Ord. pris 5 300:-

## Titramax 100

### Idealisk skak till dina mikrotiterplattor

- För upp till 4 mikrotiterplattor
- Kompakt och platsbesparande
- Utan värmeöverföring – perfekt till känsliga prover



Kampanjpris  
6 950:-  
Ord. pris 8 700:-

## Reax Top

### Mixer för alla dina rör

- 5mm orbital
- Kontinuerlig eller momentan drift
- Upp till 2.500 rpm



Kampanjpris  
2 270:-  
Ord. pris 2 850:-

## RZR 2021 omrörarmotor

### Kraftfull omrörning

- Robust och stark med digital display
- 2 växlar - för alla uppgifter
- För höga viskositeter upp till 60 000 mPa s



Kampanjpris  
7 100:-  
Ord. pris 8 820:-

 **heidolph**  
research made easy

För mer  
information

Kontakta  
Peter Andersson  
08-590 962 03,  
pan@ninolab.se



## Ninolabs festyra!

Att Ninolab fyller 50 år i år måste firas ordentligt, och det gör vi bland annat genom att ge tillbaka till er alla – nya som gamla kunder – med exceptionellt förmånliga priser på hela frystork och indunstningsprogrammet!

25% rabatt på alla  
frystorkar/indunstare  
och tillbehör!

För mer  
information

Kontakta  
Roger Araskoug  
070-556 21 24  
rar@ninolab.se



# LAUDA - The Right Temperature Worldwide



## Lauda Aqualine AL 25

Upp till 25 liter

Klassisk universellt vattenbad

- Användarvänlig tydlig LED display
- Lätt att rengöra och tar minimalt med plats

25% rabatt på alla Aqualine modeller!

## Lauda Ultracool

Robusta industrilösningar till alla behov

Processkylning till krävande uppgifter

- Kylkapacitet upp till 265 kW
- Kan placeras överallt - robust design som tål placering i tuffa förhållanden



Fråga efter pris



## Lauda iVisc

Viskositetsmätning på enkelt sätt

För många olika applikationer

- Automatisk mätning och beredning
- Plug & Play system med intuitivt software


För mer information

Kontakta  
Roger Araskoug  
070-556 21 24  
rar@ninolab.se

# LAUDA

## Schweiziska kvalitetsvägar från Precisa!

Gratis självkalibrering på  
Precisavågar model 321 LS och LX!



**NYHET!**



## Otroligt men sant!

Vägning och omrörning i samma steg.  
Upplösning under vägning, kortare process och större effektivitet, utan påverkan på noggrannheten.

## Serie 321 LX/LS-SB

Kapacitet 6200g -0,01 g  
Omröring 100 – 1000 rpm  
Volym 1-3 liter

För mer information

Kontakta  
Kristina Oheny  
0722-007 472  
koh@ninolab.se

# Kan du bocka för en eller flera av dessa punkter?

Om svaret är ja så är Ninolux gnistfria kyl-/frysåp och frysboxar det rätta valet för ditt laboratorium!

- ✓ Behöver du förvara brandfarlig vätska på ett tryggt sätt?
- ✓ Är låg energiförbrukning viktigt?
- ✓ Vill du att kylarna ska vara automatavfrostande?
- ✓ Är det viktigt att kyllen/frysen har låg ljudnivå?
- ✓ Är det viktigt att produkten är miljövänlig?
- ✓ Vill du kunna avläsa temperaturen i skåpet på ett smidigt sätt?
- ✓ Vill du förvara prover i temperaturer från +10°C till -25°C?
- ✓ Önskar du ett skåp/box i storlek från 91 liter till 485 liter?



För mer information

Kontakta  
Anders Rothman  
08-590 962 22  
aro@ninolab.se



## ninolux

Vi kan erbjuda Ninolux kyl-/frysåp och boxar i många olika modeller och storlekar. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig ett riktigt bra pris!

## Experterna på ultraljudsbad till ditt laboratorium

- Stort produktsortiment med massor av tillbehör
- Storlekar från 0,8 l till 90 l med och utan värme
- Alltid bästa pris – Fråga oss om den storlek du önskar dig!

14% rabatt på ultraljudsbad för siktrensning!



För mer information

Kontakta  
Katrín Boström  
08-590 962 21  
kbo@ninolab.se



För mer information

Kontakta  
Ronnie Jyrell  
08-590 962 25  
rjy@ninolab.se



# B



## Oöverträffad standard med innoGUARDS dragskåp!

Vi vet hur viktigt det är att välja rätt dragskåp för att möta marknadens krav och samtidigt erbjuda både optimalt skydd och komfort för användaren. Våra dragskåp sätter

en helt ny standard för skyddsventilerade arbetsplatser – en modern, innovativ och komplett serie dragskåp som överträffar de krav som myndigheter och marknaden ställer.

**innoGUARD** dragskåp är moduluppbyggt, vilket gör det möjligt att välja till de funktioner man önskar. Utformningen av den unika och specialtillverkade profilen för styrning av luftflödet och minimering av turbulens ger även marknadens bästa öppningsbredd i förhållande till totalbredd. Benhöjd på minst 820 mm.

**innoGUARD** finns i två grundutföranden – standarddragskåpet **Value** och det fulltrustade dragskåpet **Ultimate**. På programmet finns även **innoGUARD Isotope** – dragskåpet för dig som arbetar med radioaktiva material, **innoGUARD PP** – för applikationer där hög beständighet mot syror krävs, och **innoGUARD HAcIR** - ett dragskåp för tuffa applikationer som är värmetåligt och syraresistent.



23 - 24 september 2015 | Kistamässan, Stockholm

**LabINNOVATIONS** 2015  
Mässan för hela laboratoriebranschen

Träffa oss på  
LabInnovationsmässan  
23-24 september!

Alla kampanjer gäller t.o.m. 2015-11-30 om inget annat anges.  
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter.  
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Ansvarig utgivare: Niclas Nordin Layout: Marie Westerlind Tryck: KPH Trycksaksbolaget AB

**ab ninolab**

Box 137 - 194 22 Upplands Väsby - Tel. 08-590 962 00 - Fax: 08-590 962 10  
info@ninolab.se - www.ninolab.se