

NINO nytt

Jul 2017

1



3

4



7



10



11

12

14



16

18

17

19



21



24



ab nino lab

Din leverantör av laboratorieutrustning

Sorvall - Fler prover, mer fart!

Bänkcentrifuger - stora, små, snabba, kylda och okylda – alla av högsta kvalitet!

Din centrifug är viktig för ditt arbete, väljer du en centrifug från Sorvall ger den dig snabbt och säkert de provsvar du behöver. Med Auto-Lock rotor exchange byter du enkelt rotor på ett ögonblick och med ClickSeal Biocontainment Lids kan du utföra lockbyte med bara en hand. Lätta och slitstarka Fiberlite Carbon Fiber-rotorer gör arbetet ännu lättare.

Sorvall Legend Micro 17/17R och 21/21R

Okylada och kylda mikrolitercentrifuger. Inkl. rotor för 24x1,5/2,0 ml och biotätt lock - ClickSeal

Sorvall Legend Micro 17
(okyld)

13 200:-

Sorvall Legend Micro 17 R
(kyld)

33 600:-

Sorvall Legend Micro 21
(okyld)

16 700:-

Sorvall Legend Micro 21R
(kyld)

36 500:-



Sorvall ST 16/16R

Okylad och kyld universalcentrifug

Inkl. swing-out rotor TX-400 med runda bågare med täta lock och 8 st. valfria röradaptrar

Thermo
SCIENTIFIC



Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Okylad

46 400:-



Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Temp. område: -10°C till +40°C
Kyld

61 990:-

Sorvall ST 40/40R

Okylad och kyld universalcentrifug

Inkl. swing-out rotor TX-750 med runda bågare med täta lock och 8 st. valfria röradaptrar



Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g
Okylad

58 100:-



Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g
Temp. område: -10°C till +40°C
Kyld

78 300:-

Sorvall ST 8R

Liten, tyst och kyld bordscentrifug

Tydlig display och endast 46 cm bred

Högsta g-tal 30,279xg

Lägst ljudnivå 52 dBA

Temperatur -10°C till +40°C

15 rotorer att välja på, swing-out och vinkel

Förtemperering med ett knapptryck



Kyld

51 500:-

Priset inkluderar rotor,
bågare & 8 valfria adaptrar.



Okylad

33 600:-

Priset inkluderar rotor,
bågare & 8 valfria adaptrar.

För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se





Ny omrörare från Heidolph

Nya Hei-Torque-serien med Quick-Chuck. Direkt och bekvämt enhandsgrepp med Quick-Chuck - byt impeller utan extra verktyg.

- RS232 och USB för alla modeller
- Kraftfulla omrörare för viskositet upp till 250 000 mPAs
- Låg ljudvolym under 50 dB
- Exakt varvtal oberoende belastning
- Touch-skärm för enkelt handhavande

Nyhet!



Termaks klimatskåp KB 8400F och KB 8400FL

KB 8000F-serien består av två skåp, med och utan programmerbar ljusfunktion. Dessa skåp har utvecklats för att möta behoven av tillförlitlighet, korrekt och säker kontroll över hela temperaturområdet och låg strömförbrukning. För att uppnå dessa mål, används den senaste tekniken som finns i kylning, temperatur och luftfuktighet samt isolering. Kammare och hyllor är i rostfritt stål. Externt är skåpen tillverkade av elektrolytiskt galvaniserad stålplåt, belagd med en grå polyester epoxifärg (RAL 7035).

- Temperaturområde -2°C till +70°C
- Befuktare med ultraljud
- Modern utvecklad elektronisk temperaturreglering
- Automatisk säkerhetstermostat
- Låg energikonsumtion
- Programmerbar tid för temp, fukt och belysning
- Luftmantlat skåp
- Digital kalibrering
- Larm
- Timer

Termaks

Kontakta Ralf Moberg för mer information,
rmo@ninolab.se, 08-590 962 04



Termaks KB 8400FL



Termaks KB 8400F med extra tillbehör, fönster i dörren.



Termaks KB 8400FL, lampplacering i sidorna

Julerbjudande! 20% rabatt på alla frystorkar/indunstare och tillbehör!

Nu erbjuder vi exceptionellt förmånliga priser på hela frystork- och indunstningsprogrammet!

CoolSafe frystorkserie består av ett stort urval modeller, från den minsta med 4 liters kondensorvolym upp till den största laboriemodellen med en volym på mer än 60 liter. Iskapaciteten går från 2.5 kg per dygn upp till 10 kg per dygn och kan uppnås med ett brett tillbehörssortiment.



20%
rabatt!

Eleganta CoolSafe Touch 110-4 till kampanjpris!

Frystork från Labogene – säker, snabb och pålitlig, med en "touch" av elegans!

Därför ska du välja den nya Cool Safe Touch:

- Enkelt gränssnitt - Starta din Cool Safe Touch och följ anvisningarna på skärmen.
- Lätt att programmera - Kontrollera avläsningstemperatur och peka på skärmen.
- Bästa styrning via medföljande programvara och dator, gör det lätt att samla data.
- Snabb överblick av processen - skärmen visar till exempel temperatur och tryck.
- Ny touchkontroll - läs snabbt av t.ex. temperatur, tryck och tid.

Bland de många fördelarna:

- Lägsta kondensortemperatur -110°C
- Integrerad vakuumventil
- Tryckreglering
- Elektrisk avisningsfunktion
- Många tillbehör

84 700:-
Ord. pris 117 600:-



För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Kontrollerade miljöer



M BRAUN

Tyska MBraun har tillverkat handskboxar i sin fabrik utanför München sedan 1976. Handskboxarna tillhör det absoluta toppskiktet av kvalitet i alla detaljer, vilket inkluderar samtliga tillbehör, och erbjuder absolut anpassning mot ert behov. Dessa boxar finns i flera standardmodeller och ger en kontrollerad atmosfär med $<0,5$ ppm O₂ och $<0,5$ ppm H₂O.

Beroende på er applikation kan handskboxarna utrustas med bland annat kylenhet, fuktkontroll, vågstativ samt olika typer av ugnar för värmebehandlingar inne i handskboxen samt kopplat till denna.

MBraun är världsledande tillverkare av unika anaeroba lösningar för helt kundanpassade applikationer.



Kontakta Johnny Riise för mer information – jri@ninolab.se, 08-590 962 08

Spara pengar och gör ditt lab grönare



Produkter från Asynt

Den vattenfria kondensorn CondensSyn och de oljefria värmeblocken DrySyn är en investering som sparar pengar och ger dig en ständigt hög säkerhet. CondensSyn är en vattenfri kondensor för reflux-kondensering vid synteser och kemiska reaktioner. Ger dig möjlighet att arbeta brett med olika flaskstorlekar. Du behöver dessutom inte lägga en krona mer på vatten och oroa dig för risker med läckage/översvämning. CondensSyn finns i 3 olika storlekar för reflux-kondensering av volymer upp till 50, 500 och 1000 ml.

Sedan behöver du också värma dina flaskor. Vi kan då erbjuda DrySyn värmeblock. Med DrySyn behöver du aldrig mer använda någon olja. Spara pengar och unna dig säkerhet. Ingen risk för brand och avfallshantering



Köp DrySyn Classic ADS1 inkl. basblock 1000 ml och insatser för 50, 100, 250 och 500 ml. Passar alla storlekar av CondensSyn!

6250:-
Ord. pris 7360:-

Kampanj!

För mer
information

Kontakta
Peter Andersson
08-590 962 03,
pan@ninolab.se



Asynt

Äntligen en CO₂-inkubator som har allt!

Vi presenterar stolt nykomlingen i inkubatorfamiljen – **Forma Steri-Cycle i250!**

Vår nya Forma Steri-Cycle i250 inkubator ger dig:

- 180°C – 6 logg dokumenterad sterilisering över natt med en enkel knapptryckning, med alla givare kvar i kammaren!
- Kontinuerlig HEPA-filtrering av kammare – inte bara av CO₂-gasen. Detta ger samma luftkvalitet som i era LAF-bänkar
- Forma Steri-Cycle i250 har en fläkt som ger homogen temperatur, fläkten stannar vid dörröppning – det gör att du spar CO₂-gas!
- Nyutvecklad luftflödesteknik – THRIVE – som ger homogen spridning av CO₂ och snabb återhämtning av fukt vilket minskar risk för uttorkning av brunnar i odlingsplattor
- Nyutvecklad TC-CO₂ sensor som har nästan samma egenskaper som en dyrare IR-CO₂ sensor
- Du kan nu välja mellan två storlekar: Forma i160 på 165 liter och Forma i250 på 255 liter
- Inkubatorn är utrustad med en modern, lättanvänd och intuitiv TOUCH-skärm som bl.a. talar om nästa steg vid programmering
- Loggning-funktion – kolla dina celler på morgonen och/eller efter helgen
- Lätt att fylla på och tömma befuktningsvattnet utan att behöva flytta på odlingar eller hyllor
- Inbyggd larmsensor för befuktningsvatten
- Enkel rengöring – all inredning samt dörrlisterna går lätt att ta bort
- Möjlighet till USB-nedladdning – GMP-krav
- Forma Steri-Cycle i160/i250 finns med högblankt elektropolerat rostfritt stål eller 100% äkta massiv kopparinredning
- Kondensfri odlingskammare

Forma Steri-Cycle i250 ger de bästa förutsättningarna för dina celler!

Nyhet!



Med Forma Steri-Cycle i160/i250 slipper du: UV-ljussanering som inte fungerar i skugg-områden, konstiga steriliseringsmetoder med farlig H₂O₂ eller lågtempsdekontaminerings-program av typ 90°C, kopparlegeringar med extremt lågt kopparinnehåll utan verkan, stor variation av temp, CO₂ och fukt p.g.a. avsaknad av fläkt etc.

Vi får inte glömma "lilla storebror" Forma i160, med samma fantastiska utförande som Forma i250!

Kampanj!

**Nu erbjuder vi 15% rabatt på
Forma Steri-Cycle i250 och i160!**

15%
rabatt!



För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



Thermo
SCIENTIFIC

Nu har det hänt! Stor uppgradering av den populära Scanlaf Mars Klass II bänken!

FÖRE



EFTER



Vi firar med kampanj!
Mars Premium 1200

69 900:-

(ord. pris 94 930:-)

Fast stativ: 7 440:-

Elstativ: 13 800:-

(Ord. pris 24 300:-)

I jakten på lägre ljud- och energiförbrukning har Mars-bänkarna nu fått ett helt nytt fläktpaket och omgjorda luftpassager m.m. I övrigt är den lyckade och smidiga designen oförändrad. Ändringarna har medfört betydande sänkning av både ljudbild och energiförbrukning. Testa gärna den nya ljudberäkningsfunktionen här: <http://www.labogene.com/Sound-Predictor>. Med modern dimbar LED-belysning är energiförbrukningen under 120W! Dessutom har bänkarna:

- V-format intagsgaller för att inte blockera personskydd och för att slippa armstöd
- Extra stor arbetsyta tack vare det V-formade gallret och det stående bakgallret i arbetsutrymmet
- 110 mm HEPA-filter som inte behöver bytas p.g.a. igensättning under bänkens livslängd
- Enkelt rengöringsbar laminator som skyddar HEPA-filter mot stänk och skador
- 3-5 st. (beroende av bänkstorlek) tystgående lågenergifläktar vilket ger möjlighet till kompromissfri finjustering av luftflöden för person- och produktskydd
- Mars-bänken är servicevänlig vilket medför sänkta driftkostnader

Mars Premium är ett koncept som Ninolab designat med de vanligaste tillbehören till ett mycket attraktivt pris. I Mars Premium ingår bl.a.:

- UV-ljus med timer
- Bländfri dimbar LED-belysning
- 2 st. eluttag, hål i sidorutor för sladd/slang
- Externlarmskontakt
- Extra givare för kontroll av ventilationssystem

Ni med låg takhöjd – vid arbetsyta på 90 cm, svensk standarhöjd för arbetsytor, är den friblåsande Mars-bänken endast 215 cm hög! Detta möjliggör användning av elstativ och att säkerhetsavståndet 30 cm ovan bänk ändå kan hållas.

Visste du att
om en friblåsande bänk
står för nära innertak
riskeras personskyddet?
Oavsett fabrikat!

Extra viktigt
vid elstativ!

För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



Säker provförvaring i -80°C

Nya Forma 89000-serien

Designad för energisnål och hållbar förvaring av prover, med maximal förvaringskapacitet. Utrustad med touch-screen för enkel åtkomst till drift- och säkerhetsinformation. Snabb återhämtning efter dörröppning.

Finns i fyra modeller, för förvaring av 300, 400, 500 eller 600 stycken 5 cm askar.

Thermo
SCIENTIFIC

Nyhet!



SMART 6 Fukt/torrhetsanalysator

Vad gör SMART 6 till ett bättre analysinstrument?

– Snabbhet, noggrannhet och mångsidighet!


Snabbhet: Det snabbaste systemet för torrhaltsmätning genom "One touch" systemet med förpreparerade metoder och iDry –avancerad torkprocess.

Noggrannhet: SMART 6 använder sig av iPower teknologi med både IR värmning och mikrovågsteknik för torkning av proverna.

Mångsidighet: Kan analysera en stor variation av prover såsom: pulver, vätskor och slurries (0,01% - 99,99%) inklusive ickepolära eller temperaturkänsliga prover.

CEM

Kontakta Ralf Moberg för mer information –
rmo@ninolab.se, 08-590 962 04



iPower teknologi med
både IR värmning och
mikrovågsteknik för
torkning av proverna



	iPower	NIR	IR	MW
Direct Analysis	✓		✓	✓
Rapid Analysis	✓	✓		
Low Moisture	✓	✓	✓	
High Moisture	✓	✓		✓
No Costly Calibrations	✓		✓	✓

Succén fortsätter – förlängda kampanjpriser!

Vi har sålt renvattenprodukter från Elga i mer än 50 år på den svenska marknaden och vi erbjuder nu fortsatta kampanjpriser – 40% rabatt – på bl.a.:

Purelab Flex 3

Ultrarent vatten 18.2 MΩ-cm direkt från kranvatten till ett förmånligt pris. Kompletta enhet från Elga med RO-membran, tank, avjonisering, UV-lampa och flexibel tapp-pistol.

- Variabelt tappflöde - från droppvis upp till 2 liter/minut
- Visar vattenkvalitet och TOC i real-tid direkt vid tapp
- Inställbar upptappning av volymer
- Inbyggd 7 liters tank
- Tappfilter och fotswitch finns som tillbehör

Purelab Flex 2

Ultrarent vatten Typ I från RO-vatten eller liknande

Typiska applikationer Typ I vatten: Elektrokemi, elektrofores, GFAAS, HPLC, IC, ICPAES, ICPMS, molekylärbiologi, mammalieceller, plantceller och kvalitetsanalys

Producerad vattenmängd: <10 liter/dag

Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut

Producerad vattenkvalitet:

- Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
- Organiska ämnen som TOC <5 ppb
- Bakterier <0.001 EU/ml med installerat Biofilter



Flex 2



Flex 3



Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Chorus 1

General Science

Ultrarent vatten från RO-vatten eller liknande

Typiska applikationer: Elektrofores och elektrokemi

Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut

Producerad vattenkvalitet:

- Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
- Organiska ämnen som TOC 3-10 ppb
- Bakterier <1CFU/ml



Chorus 1

Chorus 1

Analytical Research

Ultrarent vatten från RO-vatten eller liknande

Typiska applikationer: HPLC preparering, blank prover till GC, HPLC, AA, ICP-MS och andra avancerade analys-tekniker

Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut

Producerad vattenkvalitet:

- Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
- Organiska ämnen som TOC 1-3 ppb
- Bakterier <0,1CFU/ml



Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Chorus 1

Life Science

Ultrarent vatten från RO-vatten eller liknande

Typiska applikationer: PCR, preparering av buffert och cellkulturmedier för mammalieceller, IVF, reagenser för molekylärbiologi

Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut

Producerad vattenkvalitet:

- Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
- Organiska ämnen som TOC 1-3 ppb
- Bakterier <0.1CFU/ml
- Endotoxiner <0.001 EU/ml

ELGA

Erbjudandet räcker t.o.m 2017-12-31

För mer information

Kontakta
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



Diskmaskiner och autoklaver för alla behov

Vi har vad som krävs för att hålla ditt lab rent och snyggt! Från Steelco kommer ett stort utbud av diskmaskiner för både små och stora behov samt även för djurburar/pharmaindustri. Modeller finns både med enkeldörr och som genomgångsmaskiner.



LAB 1000



LAB 610



LAB 500



LAB 1000 är en av våra större labdiskmaskiner, perfekt för er som önskar större diskcapacitet.

LAB 610 är en av våra mellanstora modeller med plats för disk i upp till 5 nivåer, alt. högt gods på 1-2 nivåer.

LAB 500 är en av våra mest sålda små diskmaskiner.



Har du ännu högre krav på din disk så berättar vi gärna mer om våra pharmadiskmaskiner!



AC1200 samt AC1400 är effektiva diskmaskiner för djurburar och flaskor som kan diska och desinficera i två nivåer. Finns även större modeller, typ tunnel-, kabinettdiskmaskiner. Vi har även utrustning för spånhantering.

Vi har även små och större ultraljudbad från Elma i sortimentet. Finns i flera olika storlekar samt med och utan värme, för både laboratorier och industri.



Vi har även diskmedel till våra diskmaskiner!

Steelco tillverkar även autoklaver för lab, sjukhus samt pharmaindustri. Modeller finns från 90 liter till stora genomgångsautoklaver.

- Autoklaver från 90 till 1200 liter
- Tillverkade i högpolerat rostfritt stål, kammare 316 liter
- Effektiv isolering för kammare och rör
- Valbar sida för kontrollpanel och tekniskt utrymme
- Optimerade steriliseringscykler för minskad vatten- och energiförbrukning



Mindre laboratorieautoklaver

- 90 resp. 125 liter, golvstående modeller
- Finns även som bänkmodell i 95 liters utförande, med eller utan bas (underrede)
- Säkra, effektiva och pålitliga
- Stor kapacitet på liten yta
- Enkla att använda
- Utrustade med olika optioner för olika applikationer
- Inbyggd tempsensor för vätskesterilisering. Vakuum samt snabbkylning finns som option



Steelco

Pålitliga skakinkubatorer från Kühner



Kühner är en Schweizisk tillverkare av skakutrustning för bakterie- och cellodling, med mer än 50 års erfarenhet på området. Produkterna är extremt robusta och pålitliga, vilket garanterar en näst intill underhållsfri drift. Anledningen till detta är ytterst få rörliga delar i skakmekanismen. Dessutom finns inga plastdetaljer, vare sig invändigt eller utvändigt. Istället för traditionell remdrift använder sig Kühner av direkt magnetdrift som ger högsta möjliga driftsäkerhet och en fullständigt underhållsfri motor och skakmekanism. Detta och flertalet andra unika egenskaper hos Kühners skakinkubatorer gör det möjligt för oss att erbjuda 5 års garanti. AB Ninolab har lång erfarenhet av försäljning och service av skakinkubatorer vilket gör Kühners produkter till en långvarig och säker investering.



För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Kühner

Passa på-priser från Thermo Scientific Finnpipette!

Vi erbjuder nu riktiga kanonkampanjer på pipetter och spetsar från Thermo Scientific! Erbjudandena räcker fram till 2017-12-31, så passa på – följande tre sidor erbjuder en riktig pipett-extravaganza! Du känner väl till Thermo Scientific Finnpipettes alla fördelar?

Med betydande förbättringar tar Finnpipette F1 din pipettering till en helt ny nivå!

Ta pipettering till nästa nivå med de senaste förbättringarna! Volymjusteringen är steglös och tyst, kraften för volymjusteringen har minskat med 50%. Pipetteringsknappen har nu en räfflad kant som möjliggör volymjustering med en hand. Mindre pipetteringskraft på de flerkanaliga versionerna på det andra stoppet (blow-out-funktionen). Finnpipette F1 har nu också ett bättre grepp, vilket kommer glädja din tumme!

Tuffingen Finnpipette F2 klarar av de hårda krav som ställs i en labbmiljö

Finnpipette F2 består av tuffa PVDF-komponenter som t.ex. står emot kemikalier och UV-ljus. De är helt autoklaverbara och dekontamineringen blir enkel då man inte behöver ta isär pipetten. Spetsen är lätt att ta av för enkel dekontaminering då inte autoklav används.

Finntipspetsar – säker och pålitlig tätning

Säkerställ en bättre tätning med pipettmodulen, för större noggrannhet och bättre precision. Finntip pipettspetsar minskar den kraft som behövs för att sätta fast och mata ut tips. Detta minskar risken för repetitiva belastningsskador.



Exceptional performance and comfort, redefined

Get 25% discount for Thermo Scientific™ Finn timer™ F1 GLP kits and save more than 50%* for each pipette with this special price!

The Finn timer F1 system delivers performance with precision, all in a lightweight design that maximizes user comfort and reduces strain. It's the ideal system for applications using expensive reagents and valuable samples.

The Finn timer F1 now takes pipetting to a whole new level with significant new enhancements:

- **A lighter, silent touch:** volume adjustment is virtually effortless and silent, also enabling one-handed volume changes for convenience.
- **A better grip and confident feel:** a textured adjustment knob now provides a feel of confidence when setting volumes. Optional handle strips for your F1 pipette also enable a firmer grip that makes a huge difference in your work.
- **A slightly softer push:** lower pipetting forces now reduce Repetitive Stress Injury (RSI) even further without compromising results. That means maximum comfort with confidence you can count on each and every day**.
- **A little more respect for your thumb:** a wider tip ejector gives your thumb more room to operate in comfort.

PROMO CODE: THC 10142

Part No.	Description	Promo price SEK
1564700850N	Finn timer GLP F1 Kit 1 (1-1000ul)	4 873 SEK
1564700860N	Finn timer GLP F1 Kit 2 (0,2-1000ul)	5 887 SEK
1564700865N	Finn timer GLP F1 Kit 3 (10-10000ul)	4 961 SEK
1564701060N	Finn timer GLP F1 Kit 4 (2-1000ul)	4 873 SEK

* Savings based on the price of individual items contained within the kit

** Comparing to previous model to Finn timer F1



LIMITED TIME OFFER – Expires 31 December 2017!



Please contact your sales representative for more information.

For details, visit thermofisher.com/finn timer

Built for durability, robustness and performance

Buy any Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F2 pipette and get 30% discount!

In many laboratory environments, chemical resistance and physical durability are requirements for a pipette. It must be able to endure powerful, frequent decontamination methods and withstand a range of harsh chemicals.

- **Rugged and Durable:** the Finnpiquette F2 contains tough PVDF components that stand up to harsh chemicals and the damaging effects of UV light. It is designed to withstand physical use without damage.
- **Fully-Autoclavable:** decontamination of the Finnpiquette F2 is simple because there's no need to disassemble/re-assemble the F2 for autoclaving, minimizing disruption and downtime.
- **Maintenance is Easy:** simply detach the tip cone for efficient daily maintenance or decontamination when not using an autoclave.

PROMO CODE: THC 10143

Part No.	Description	Promo price SEK
1564642010	Finnpiquette Fp F2 0,2-2 µl µTip	1 818 SEK
1564642020	Finnpiquette Fp F2 0,5-5 µl µTip	1 818 SEK
1564642030	Finnpiquette Fp F2 1-10 µl µTip	1 818 SEK
1564642040	Finnpiquette Fp F2 1-10 µl	1 818 SEK
1564642050	Finnpiquette Fp F2 2-20 µl µTip	1 818 SEK
1564642060	Finnpiquette Fp F2 2-20 µl	1 818 SEK
1564642070		1 818 SEK
1564642080	Finnpiquette Fp F2 20-200 µl	1 818 SEK
1564642090	Finnpiquette Fp F2 100-1000 µl	1 818 SEK
1564642120	Finnpiquette Fp F2 5-50 µl µTip	1 818 SEK
1564642130	Finnpiquette Fp F2 5-50 µl	1 818 SEK
1564642100	Finnpiquette Fp F2 0,5-5 ml	1 893 SEK
1564642110	Finnpiquette Fp F2 1-10 ml	1 893 SEK
1564662000	Finnpiquette Fp F2 MCP 8 1-10µl	5 042 SEK
1564662010	Finnpiquette Fp F2 MCP 8 5-50µl	5 042 SEK
1564662020	Finnpiquette Fp F2 MCP 8 10-100µl	5 042 SEK
1564662030	Finnpiquette Fp F2 MCP 8 30-300µl	5 042 SEK
1564662040	Finnpiquette Fp F2 MCP 12 1-10µl	5 728 SEK
1564662050	Finnpiquette Fp F2 MCP 12 5-50µl	5 728 SEK
1564662060	Finnpiquette Fp F2 MCP 12 10-100µl	5 728 SEK
1564662070	Finnpiquette Fp F2 MCP 12 30-300µl	5 728 SEK
1564662080	Finnpiquette Fp F2 MCP 16 1-10µl	6 153 SEK
1564662090	Finnpiquette Fp F2 MCP 16 5-50µl	6 153 SEK



**ACT
NOW**

LIMITED TIME OFFER – Expires 31 December 2017!

Please contact your sales representative for more information.
For details, visit thermofisher.com/finnpiquette

Achieve excellence in a complete Finn timer system

Buy 1 pack of racked Thermo Scientific™ Finn timer™ (filtered or non-filtered) and receive a 30% discount!

FINN TIP PIPETTE TIPS are manufactured using high quality materials and one of the latest molding techniques for proven reliability.

- Finn timer pipette tips are designed for full compatibility with their matching Finn timer pipettes, providing a perfect sealing of the tip along with optimum pipetting accuracy and precision.
- Manufactured with high quality materials in automated production facilities, Finn timer pipette tips deliver a high standard pipetting solution for discerning users.
- Available offerings include standard pipette tips as well as macro volume, extended, wide orifice and filtered designs in various packaging options.
- Also available in sterile and non-sterile formats.

PROMO CODE: THC 10144

Part No.	Description	Promo price SEK
Finn timer racks:		
1579400300	Finn timer 10, 10x96/rack, 0.2-10 µl	486 SEK
1579400260	Finn timer 250 Universal, 10x96/rack	439 SEK
1579401250	Finn timer 300, 10x96/rack	439 SEK
1579401110	Finn timer 1000, 10x96/rack, 100-1000 µl	469 SEK
1579402070	Finn timer 5 ml, 5x54/rack	447 SEK
1579402160	Finn timer 10 ml, 5x24/rack, 1000-10000 µl	303 SEK
Finn timer filtered racks:		
15794052100	Finn timer Filter 10 µl, 10x96/rack, sterile	912 SEK
15794052200	Finn timer Filter 100 µl, 10x96/rack, sterile	912 SEK
15794052300	Finn timer Filter 200 µl, 10x96/rack, sterile	912 SEK
15794052350	Finn timer Filter 300 µl, 10x96/rack, sterile	912 SEK
15794052410	Finn timer Filter 1000 µl, 10x96/rack, sterile	1 050 SEK
15794052550	Finn timer Filter 5 ml, 5x54/rack, sterile	932 SEK
15794052600	Finn timer Filter 10 ml, 5x24/rack, sterile	577 SEK



LIMITED TIME OFFER – Expires 31 December 2017!



Please contact your sales representative for more information.
For details, visit thermofisher.com/finn timer

B



ISO Certifiering

Nu har vi tagit ytterligare ett steg i miljö- och kvalitetsarbetet genom att vi nu är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. Certifieringen innebär att arbetet med miljö och kvalitet nu sker enligt internationellt accepterade standarder. Tack vare detta kan vi utveckla vårt arbetssätt, mäta och analysera det vi gör och arbeta aktivt med förbättringar. Vi har nu de bästa förutsättningarna för ökad kvalitet i vårt arbete och en bra grund för hållbar utveckling.



Varmt tack till alla trevliga, intresserade och vetgiriga besökare som besökte vår monter på Swedish LabDays!
Tack vare er blev mässdagarna en riktig succé!



God Jul & Gott Nytt År!



Alla kampanjer gäller t.o.m. 2018-01-31 om inget annat anges.
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

ab ninolab

Box 137 - 194 22 Upplands Väsby - Tel. 08-590 962 00 - Fax: 08-590 962 10
info@ninolab.se - www.ninolab.se

Ansvarig utgivare: Niclas Nordin Layout: Marie Westerlind Tryck: KPH Trycksaksbolaget AB