

NINO nytt

Maj 2012

Kanonpriser på centrifuger!

Se sid 17 och 20

Inbytespriser på pipetter

Se sid 4

Unik kampanj på Klass II Säkerhetsbänk

Se sid 19

Vi presenterar
innoGUARD -
Marknadens modernaste
dragskåp!

Läs mer på sid 10-11

ab nino lab

Din leverantör av laborieutrustning



Vill du vara först med det senaste?

Nytt på Ninolab



Gör ditt lab rent och snyggt!

Steelcos nya front är unik med glasdörr och touchpanel, och dessutom är den snygg!
Användarvänligt handtag gör maskinen lätt att öppna!



Lägre modell passar under bänk!
Dimensioner: utv. (BxDxH) 600x630x820 mm



Kontakta
Katrin Boström
för mer information:
08-590 962 21
kbo@ninolab.se



Steelco har ett stort utbud av diskmaskiner, från små och stora laboratoriediskmaskiner, maskiner för djurburar/flaskor till stora farmadiskmaskiner. De tillverkas på beställning och utformas efter kundens önskemål. Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt maskin för just dina behov!

Rent och snyggt på labbet får du även med ultraljudbad från Elma

Tyska Elma producerar ultraljudbad för både laboratorier och industri. Finns i flera olika serier och storlekar samt med eller utan värme.

Kampanj!

S30H med värme

5 550:-

Tankvolym: 2,75 liter
Tankmått: (WxDxH) 240x137x100 mm



Nytt från



BIOTOOL SWISS

Labortechnik mit Zukunft


Nytt på Ninolab



PetriSwiss200 (PS200) är en ny karusellmodell med en kapacitet på upp till 800 plattor/ timme.



Biotoools agarkokare produceras i Schweiz och finns i två storlekar, PC10 och PC20. Producerar agar från 0,5 liter upp till 16 liter färdig lösning. Enkel och säker att hantera!



PetriSwiss (PS900) är en petriskålfyllare för dig med behov av High Throughput. PS900 har en kapacitet på upp till 900 plattor/ timme!



PetriSwiss20mini (PS20mini) är en liten, kompakt petriskålfyllare för dig som kör mindre batcher. PS20mini kan konfigureras att köra både 60 mm samt 90 mm plattor, alternativt välja endast en av storlekarna på plattor. PS20mini har en kapacitet på ca 475 plattor/ timme alternativt 20 st/ 2,5 min.



Kontakta
Katrin Boström
för mer information:
08-590 962 21
kbo@ninolab.se

Glöm inte att vi även har små och behändiga bordsautoklaver!

- Går att få med vakuum och snabbkylning.
- Temperatursensor ingår alltid för att säkerställa temperaturen vid steriliseringen.
- Finns även i större modeller från 55 till 195 liter.



Många gamla pipetter på laboratoriet? Passa på att byta ut dem!

Thermo
SCIENTIFIC

Vid köp av nya Finnpiquette F1 och F2 erbjuder vi nu **30% rabatt** när ni byter ut era gamla pipetter oavsett märke!

Erbjudandet gäller på både enkanalspipetter och multikanalspipetter, t.o.m. 2012-06-30



Finnpiquette F1

- Antimikrobiell yta
- Justerbart fingerstöd, 120°
- "Set and Forget"-knapp för låsjustering av volymen
- Avancerad volyminställningsmekanism AVG, som förbättrar noggrannhet och precision
- "Super blow out"-mekanism för att garantera dispensering av mikrodroppar (för volymer 0,2-50 µl)
- Mjuk spetsavkastare
- 5 års garanti



Finnpiquette F2

- Helt autoklaverbar
- Lätt och enkel pipettering
- Tvådelad pipetteringsknapp med roterande övre del oberoende av volyminställning
- Avancerad volyminställningsmekanism AVG, som förbättrar noggrannhet och precision
- "Super blow out"-mekanism för att garantera dispensering av mikrodroppar (för volymer 0,2-50 µl)
- Mjuk spetsavkastare
- 5 års garanti

Prisexempel:

Finnpiquette F1, 100-1000µl, en kanal
Ord.pris: 2 400:- **Inbytespris: 1 680:-**

Prisexempel:

Finnpiquette F2, 100-1000µl, en kanal
Ord.pris: 2 200:- **Inbytespris: 1 540:-**



Nu har vi även **Molecular BioProducts ART Tips!**
Kontakta oss för mer information.



Kontakta
Maria Olsson
för mer information:
070-766 72 16
mol@ninolab.se

20% rabatt på de populäraste vågarna från Precisa!

EP220A

Kapacitet 220 g och läsbarhet 0,1 mg

26 800:-

(Ord. pris 33 500:-)

EP620M / ES620M

Kapacitet 620 g och läsbarhet 1 ml

20 480:- / 15 880:-

(Ord. 25 600:-) (Ord. 19 850:-)

EP1220M / ES1220M

Kapacitet 1220 g och läsbarhet 1 mg

24 640:- / 20 080:-

(Ord. 30 800:-) (Ord. 25 100:-)

EP2200C / ES2200C

Kapacitet 2200 g och läsbarhet 0,01 g

15 880:- / 12 560:-

(Ord. 19 850:-) (Ord. 15 700:-)

EP4200C / ES4200C

Kapacitet 4200 g och läsbarhet 0,01 g

17 120:- / 13 800:-

(Ord. 21 400:-) (Ord. 17 250:-)

EP6200D / ES6200D

Kapacitet 6200 g och läsbarhet 0,1 g

14 640:- / 11 720:-

(Ord. 18 300:-) (Ord. 14 650:-)

EP8200D / ES8200D

Kapacitet 8200 g och läsbarhet 0,1 g

15 880:- / 12 960:-

(Ord. 19 850:-) (Ord. 16 200:-)



Högtemperaturugnar & Värmeskåp för laboratorier & forskning



Inskningsugnar

- Livsmedel
- Plastik
- Gummi
- Keramik
- Kol
- Läkemedel



Kontakta
Ronnie Jyrell
för mer information:
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Värmeskåp 400 - 600°C



Rörugnar



Ismaskiner från



ICE MAKERS
MAGUINAS PRODUCTORAS DE HIELO



Modell IQ 135

Flingismaskin tillverkad i rostfritt stål. CFC och HCFC-fritt köldmedium R 404 A. Maskinen har justerbara ben och kan levereras med stativ för bättre ergonomi.

- Isproduktion: upp till 135 kg/dygn
- Isbinge: 60 kg



Modell IQ 85 C

Granulatismaskin som är anpassad för laboratoriearbete. Granulatisen är mer lättarbetad än flingis, kladdar inte ihop och sluter tätare kring provet. Det kommer att ändra din syn på hur is bör vara!

- Isbinge med kapacitet 26 kg
- Isproduktion: 85 kg/dygn
- Justerbara ben, höjd 100 mm
- Vikt 75 kilo
- Rostfritt stativ, höjd 350 mm som tillbehör



Modell IQ 45

Liten, behändig granulatismaskin i underbänksmodell som producerar "pärl-is" som är mycket torr och mycket, mycket kall. Lättarbetad is som sluter tätt kring ditt prov och håller det på plats!

- Isproduktion: upp till 40 kg/dygn
- Isbinge: 14 kg

Provberedningsutrustning för gruvindustrin

Retsch erbjuder utrustning för krossning, malning, provdelning och siktning för olika applikationer. Homogena och okontaminerade prover säkerställer efterföljande tester.

Professionella lösningar som kombinerar hög prestanda, som är lätta att använda, har hög säkerhet och lång livslängd - **Retsch från Ninolab är ditt enda alternativ!**



RS 200
- Skivsvängkvarn



BB200
Kross

DM200
Skivkvarn



AS 450
Siktscakapparat

Retsch®

Solutions in Milling & Sieving



Kontakta
Ronnie Jyrell
för mer information:
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Har du känsliga prover?

Isothermalfrysar från CBS tar hand om dem på bästa sätt!

CBS tillverkar de unika Isothermalfrysarna som bygger på att flytande kväve förvaras i en mantel runt innerkammaren. Proverna kommer på så sätt inte i kontakt med det flytande kvävet vilket minimerar kontaminationsrisken. Den innovativa designen medför en mycket hög temperaturhomogenitet tack vare ett unikt patenterat cirkulationssystem. Varje Isothermalfrys har en styrenhet för säker och användarvänlig användning.

- Stor temperaturhomogenitet, -190°C till -195°C
- Automatisk påfyllning med larm för nivå och temperatur
- Behåller temperaturen under flera dagar i händelse av strömavbrott
- Specialframställd packning för säker slutning
- Försedd med hjul för enkel förflyttning
- Platsbesparande design
- Finns i 3 olika storlekar och med olika racksystem beroende på förvaringskrav.



Kontakta
Tomas Kjelsson
för mer information:
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



Custom
BioGenic
Systems

Gnistsäkra och EX-klassade skåp och boxar

Fristående gnistsäkra kyl/frys-skåp och frysboxar med lås och larm anpassade för laboratoriet. Skåpen är robust konstruerade med en låg ljudnivå och hyllor av härdat säkerhetsglas. Skåpen finns i flera olika utföranden; kyl, frys, kyl/frys kombination i digitalt eller analogt utförande.

Vad är gnistfritt?

- All elektronisk utrustning är utflyttad från kyl-/fryskammaren
 - Enheterna är avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor/ämnen.
- VIKTIGT!** Kärnen med den brandfarliga vätskan bör förvaras i tätslutande kärl för att förhindra gasläckage och därmed risk för uppkommet riskområde på golv under skåpet.

Sommarererbjudande!
15% rabatt!

Modell	Artikelnr	Volym
Kyl	33-KA/D	345 l
Frys	33-FA/D	311 l
Kyl/frys	33-KFA/D	186/124 l
Kyl underbänk	33-UKA/D	148 l
Frys underbänk	33-UFA/D	100 l

A=Analog, D=Digital



NINOLUX

Ninolab + Forma =



Med våra nya frysar i 88000-serien -86°C får du inte bara marknadens bästa kylkapacitet, extra förstärkta hyllplan, ny innehållsrik och intuitiv styrenhet samt en smart energisparfunktion och mängder av andra fördelar, du får även Ninolabs över 40-åriga erfarenhet av Forma frysar!

Thermo
S C I E N T I F I C



Via huvudskärmen kan du kontrollera "hälsan" på frysen:



Lyser ett **blått** hjärta är allt som det ska.

Vid **orange** hjärta måste något adresseras, som omgivningstemperatur, service, batteri etc.

Ett **rött** hjärta indikerar ett allvarigare problem, som temperaturlarm, öppen dörr, bortfall av spänning eller dylikt

På händelseloggen kan du se vad som hänt, när och var, t.ex:



- **Alarmstatus** - både aktiva och tidigare larm.
- **Dörröppningsstatus** - Hur många dörröppningar som gjorts och hur länge de varat.
- **Temperaturstatus** - När var frysen som varmast och kallast?
- **Omgivningen** - Få en summering av omgivningstemperatur och inkommande spänning.

88000-serien finns i 5 olika storlekar!

Modell	Kapacitet	Kryoask Kapacitet 5,1 cm	Elanslutning	Invändiga dimensioner H x B x D	Utvändiga dimensioner H x B x D
88300V	421	300	230V/50Hz,16A	130.11 x 45.16 x 71.86	198.1 x 68.6 x 95.5
88400V	548	400	230V/50Hz,16A	130.11 x 58.74 x 71.86	198.1 x 82.2 x 95.5
88500V	682	500	230V/50Hz,16A	130.11 x 73.03 x 71.86	198.1 x 96.5 x 95.5
88600V	815	600	230V/50Hz,16A	130.11 x 87.31 x 71.86	198.1 x 110.8 x 95.5
88700V	949	700	230V/50Hz,16A	130.11 x 101.60 x 71.86	198.1 x 125.1 x 95.5

Säker frysförvaring får du även med 8600- och 900 serien!

Skåpen finns även i det unika utförandet med delad ytterdörr!



8600 serien -86°C boxar

- Extremt driftsäker
- En av marknadens lägsta ljudnivåer
- Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömavbrott
- Rostfritt invändigt
- Innerlock för att exponera så lite av frysen som möjligt vid locköppning
- Ergonomiskt handtag - medför enkel öppning
- Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
- Extra kraftfulla gångjärn för säker locktätning
- Minimal frostbildning
- Extern larmanslutning som standard

900 serien -86°C skåp

- Extremt driftsäker
- Kontrollpanel i ögonhöjd
- En av marknadens lägsta ljudnivåer
- Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömavbrott
- Rostfritt invändigt
- Ergonomiskt handtag med expanderfunktion
- Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
- Justerbara hyllplan
- Minimal frostbildning
- Extern larmanslutning som standard

Storlekar på 8600 och 900 serien -

8600 serien boxar - 85, 360, 481 och 566 liter.

900 serien skåp - 368, 490, 651 och 793 liter.

Behöver ni kryorör till era frysar?
Kontakta oss för mer information om våra kryorör från Nunc!
Introduktionspriser t.o.m. 2012-06-30!



Ordning och reda i frysen?

Inte? Fyll den med inredning och spara både plats och pengar!



Kontakta oss för mer information!
08-590 962 00, info@ninolab.se

Vi erbjuder service i egen regi!
Vi utför bland annat årliga kontroller, akutservice, installationer och utbildning av brukare.
Våra tekniker är fabriksutbildade specialister.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan teckna ett fördelaktigt serviceavtal för dina frysar!
Serviceavdelningen når du direkt på 08-590 962 50 eller service@ninolab.se

Vi nöjer oss inte med att sälja bra produkter, vi tar ansvar för dem också!



Ninolab introducerar innoGUARD

Marknadens modernaste dragskåp!

Ninolab är stolta att över att kunna erbjuda marknadens mest innovativa dragskåp där ergonomi, flexibilitet och säker skyddsventilation står i fokus.

- Med en minsta benhöjd på 820 mm och marknadens bredaste öppningsbredd i förhållande till total bredd, erbjuder innoGUARD ett mycket användarvänligt dragskåp.
- Dragskåpen är moduluppbyggda vilket ger en betydande förenkling av service och uppgradering vid behov.
- Den specialtillverkade sidospoilern för styrning av luftflödet ger minimal turbulens och därmed inget utläckage.
- Den integrerade kontrollpanelen **innoTRONIC** ger en helt ny dimension avseende kontroll av ventilation, luckstängning, förregling, aktivitet m.m. En enda kontrollpanel för alla de funktioner du behöver! Bara fantasin sätter gränserna.





Säker

Flexibel

Innovativ

Vi kan erbjuda innoGUARD i två grundutföranden av dragskåp:

VALUE, standard-dragskåp inklusive:

- Utanpåliggande eluttag, 2 st (IP44), strömbrytare för belysning (500 lux)
- Förberedd för 2 x 2 media.
- Arbetsyta i rostfritt stål och labtratt i PP.
- Som option finns utanpåliggande larmenhet inklusive aktiv luftflödessensor och utgång för styrning av spjäll.

innoGUARD Value kan vi leverera omgående!

ULTIMATE, fullutrustat dragskåp inklusive:

- Heltäckt sidopanel för infällt montage av exempelvis hurtsventil, 5 st frontventiler, 3 st eluttag, infälld brytare för belysning, **innoTRONIC** kontrollpanel
- Upp till 10 valfria media
- Jordfelsbrytare
- Arbetsyta i rostfritt stål
- Labtratt i PP

Kontrollenheten **innoTRONIC** erbjuder funktioner som tidsfördröjd luckstängning för energibesparing, VAV-styrning, kollisiondetektering, mjukvarustyrat stoppläge, mekaniskt klämskydd med slirkoppling, förregling av el, gas och media, detektering av aktivitet m.m. Välj till det som passar just din applikation.

Vi kan även erbjuda arbetsytor i annat material som keramiskt, PP m.m för både Value och Ultimate.

De standardmått vi erbjuder är en bredd på 1200, 1500 och 1800 mm. Utvändigt djup är 840 mm med ett invändigt djup på 670 mm.

Dragskåpen levereras med färdigmonterat stativ och stickpropp för anslutning till 220 V eluttag samt går även igenom en vanlig dörrpost på 900x2100 mm och är därmed mycket enkla att installera.

Vi kan givetvis också skräddarsy dragskåp för just din applikation!

Intresserad? Ta i så fall kontakt med Peter Andersson på tel. 08-590 962 03 eller pan@inolab.



KingFisher Flex

- Automatisk rening av DNA / RNA och proteiner med magnetkuler
- Provolym upp till 5 ml
- Färdiga protokoll för 96 eller 24 prover samtidigt



Nytt på Ninolab



Nyhet! Nu med kit för olika applikationer:

Blod DNA
Plant DNA
Cell- och vävnad DNA
Totalt RNA
Viralt NA



Kontakta
Tomas Kjellson
för mer information:
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

Thermo
SCIENTIFIC

Nytt på Ninolab!

qPCR med PikoReal

- Unikt format på förbrukningsmaterialet ger låga driftkostnader
- Fem detektionskanaler
- Använder LED lampor med lång hållbarhet
- Litet platsbehov och spar yta i labbet
- Programvara ingår
- Inga licensbegränsningar



Bilder från ditt mikroskop har aldrig varit enklare!

Primo Vert Monitor

- Inbyggd kamera med 5 Megapixel, USB-port och SD-minneskort
- Bildskärmen kan vinklas i 45-80°
- Passar utmärkt i steril- och säkerhetsbänkar eftersom ingen håltagning i glaset behövs
- Flera personer kan se bilden samtidigt
- Ergonomiskt!



We make it visible.

Thermo
SCIENTIFIC

Nytt på Ninolab!

Se dina celler på ett helt nytt tredimensionellt sätt med HoloMonitor M3.

Phase Holographic Imaging




HoloMonitor M3 kan exempelvis:

- Räkna levande adherenta celler
- Göra Time-laps studier på celler
- Analysera morfologin på levande adherenta celler
- Utföra toxikologiska studier på levande adherenta celler



Kontakta
Tomas Kjellsson
för mer information:
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



Mikrobiologisk luftprovtagare från



EMTEK
MICROBIAL AIR SAMPLERS

Utvecklad för att användas i renrums-
miljöer som LAF-bänkar, BSC, isolater,
fyllningslinjer, områden för bulkproduktion,
operations-salar m.m.
Luftflöden på 28.3, 50 och 100 liter/minut.
Programmerbar kontrollenhet med luftpump
för upp till två luftprovtagarenheter.



Kontakta
Peter Andersson
för mer information:
08-590 962 03,
pan@ninolab.se

Erbjudanden från Heidolph

Köp en Intelligent Indunstare och få en magnetorrörare MR Hei-Standard på köpet!



Indunstare

Hei-Vap Value Reglage för enkel justering av rotationshastighet och temperatur. Ingen digital display

Hei-Vap Advantage 3,5" LCD display som indikerar rotationshastighet, värmebadstemperatur och ångtemperatur

Hei-Vap Precision 4,3" grafisk färgdisplay vilken visar alla parametrar, integrerad vakuumkontroll och inkluderar program för automatiserad destillation

Få en magnetorrörare på köpet!

Köp 4 magnetorrörare betala för 3!

Magnetorrörare	Produktinformation	Art. nr	Pris 4 för 3
MR Hei-Standard	Enkel magnetorrörare med analoga reglage för varvsreglering från 100 till 1400 rpm och en temperaturreglering upp till 300°C med en noggrannhet på 2%	505-200000-00	15 300:-
MR Hei-Tec	Digital display för enkel inställning och övervakning av inställt värde i det upplysta fönstret. Varvsreglering från 100 till 1400 rpm och en temperaturreglering upp till 300°C med en noggrannhet på 2%	505-300000-00	20 000:-
MR Hei-End	Digital display för enkel inställning och övervakning av inställt värde i det upplysta fönstret. Varvsreglering från 30 till 1400 rpm och temperaturreglering upp till 300°C med en noggrannhet på 1%	505-500000-00	32 100:-



Kontakta
Kristina Jönsson
för mer information
0722-007 472
kjo@ninolab.se



Kontakta
Sara Mirpour
för mer information,
08-590 962 08
smi@ninolab.se

Kampanjpriser på termostater från **LAUDA**



ECO Silver

	Temperaturomr	Volym	Badöppning/Djup	Listpris	Kampanjpris
Hängtermostat ECO Silver	20 - 150°C	-	-	12 550:-	10 000:-
Kompletta värmetermostatbad					
E4S	20 - 150°C	4	135x105/150	17 800:-	14 230:-
E10S	20 - 150°C	11	300x190/150	18 550:-	14 710:-
E20S	20 - 150°C	19	300x365x150	19 850:-	15 075:-
Kompletta kyltermostatbad					
RE415S	-15 - 150°C	4	130x105x160	31 600:-	24 000:-
RE620S	-20 - 150°C	6	150x105/160	35 300:-	27 750:-
RE1225S	-25 - 150°C	12	200x200/200	40 100:-	30 400:-

Silver:

- 1 program, 20 segment
- Ljuskompensation
- -50 till +150 grader
- 1,3 kW värme
- Mini USB-utgång standard

ECO Gold

	Temperaturomr	Volym	Badöppning/Djup	Listpris	Kampanjpris
Hängtermostat ECO Gold	20 - 200°C	-	-	16 400:-	12 500:-
Kompletta värmetermostatbad					
E4G	20 - 200°C	4	135x105/150	21 800:-	17 535:-
E10G	20 - 200°C	11	300x190/150	22 200:-	16 850:-
E20G	20 - 200°C	19	300x365/150	23 600:-	17 940:-
Kompletta kyltermostatbad					
RE415G	-15 - 200°C	4	130x150/160	35 400:-	27 875:-
RE620G	-20 - 200°C	6	150x105/160	39 100:-	29 650:-
RE1225G	-25 - 200°C	12	200x200/200	43 800:-	33 275:-

Guld:

- 5 program, 150 segment
- Stor TFT färgdisplay samt ljuskompensation
- Grafisk temperaturdisplay
- -50 till +200 grader
- 2,6 kW värme
- Mini USB-utgång standard

Rent vatten, helt enkelt

Från renvattenspecialisten Elga kommer flera olika renvattensystem, t.ex:



PURELAB Prima

PURELAB Prima-systemen renar vatten genom omvänd osmos och ger ett Typ III vatten. Den är ideal för allmänna applikationer i laboratoriet, som t.ex. sköljning och diskning av glasvaror, autoklaver och inkubatorer. Prima är även optimal för att mata andra vattenreningsystem, såsom ultrarenvattensystem och den kan lätt uppgraderas med fler omvänd osmosmembran. Prima finns i olika modeller för att passa alla behov, från produktion av 7 liter/timme till 120 liter/timme.



PURELAB Option

PURELAB Option ger rent vatten med ett brett flödesintervall som passar de flesta behov. Applikationerna sträcker sig från sköljning av glasvaror och matning av ultrarenvattensystem till beredning av cellodlingsmedium. Purelab Option-Q höjer den bakteriella och oorganiska kvalitén ytterligare för mer krävande applikationer. Snabb och enkel sanering och byte av förbrukningsartiklar minskar underhållstiden. Patroner med jonbytarmassa optimerad för matning och RO-vatten ökar kapaciteten och minskar driftskostnaden. Levererar marknadsledande bakteriesäkerhet!



PURELAB Pulse

Purelab Pulse använder sig av patenterad teknologi för att rena vatten med elektrisk avjonisering. Detta ger en konstant produktion av vatten med hög kvalitet till en mycket låg driftkostnad. Unik intern recirkulation säkerställer optimal vattenkvalité vid tappstället. Förbättrad laboratorieproduktivitet - längre perioder mellan sanering samt snabbt och enkelt byte av förbrukningsartiklar.



Vi erbjuder olika tankar för att kunna lagra renat vatten från olika ELGA vattenreningsystem. Det finns 3 modeller med kapaciteten 25, 40 och 75 liter.



Nu erbjuder vi
15% rabatt på alla tankar!



Kontakta
Maria Olsson
för mer information:
070-766 72 16
mol@ninolab.se

Västra och södra Sverige



Kontakta
Sara Mirpour
för mer information,
08-590 962 08
smi@ninolab.se

Stockholm, Mälardalen och norra Sverige

Vilken ekvation är rätt för dig?

Vi vill att ännu fler ska få chansen att uppleva den överlägsna kvalitén hos våra centrifuger från Thermo Scientific Sorvall. Industriledande kapacitet och ergonomi, och ett stort utbud av rotorer.

Nu erbjuder vi 20% rabatt på centrifuger med tillbehör!

Nu har vi 15 & 50 ml centrifugrör från Nunc!
Introduktionspriser t.o.m. 2012-06-30

Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g



Sorvall ST 16

+



Rotor TX-200
Maxkapacitet 4x180 ml


+

4 valfria adaptrar

=

39 520:-
Ordinarie pris 49 400:-

Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Temp. område (kylcentrifuger): -10°C till +40°C



Sorvall ST 16R

+



Rotor TX-200
Maxkapacitet 4x180 ml


+

4 valfria adaptrar

=


57 360:-
Ordinarie pris 71 700:-

Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g



Sorvall ST 16

+



Rotor TX-400
Maxkapacitet 4x400 ml

+

4 valfria adaptrar

=

50 000:-
Ordinarie pris 62 500:-

Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Temp. område (kylcentrifuger): -10°C till +40°C



Sorvall ST 16R

+



Rotor TX-400
Maxkapacitet 4x400 ml

+

4 valfria adaptrar

=

67 840:-
Ordinarie pris 84 800:-

Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g



Sorvall ST 40

+



Rotor TX-750
Maxkapacitet 4x750 ml

+

4 valfria adaptrar

=

62 320:-
Ordinarie pris 77 900:-

Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g
Temp. område (kylcentrifuger): -10°C till +40°C



Sorvall ST 40R

+



Rotor TX-750
Maxkapacitet 4x750 ml

+

4 valfria adaptrar

=

86 080:-
Ordinarie pris 107 600:-

Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g



Sorvall ST 40

+



Rotor Bioliner
Maxkapacitet 4x750 ml

+

4 valfria adaptrar

=

58 080:-
Ordinarie pris 72 600:-

Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g
Temp. område (kylcentrifuger): -10°C till +40°C



Sorvall ST 40R

+



Rotor Bioliner
Maxkapacitet 4x750 ml

+

4 valfria adaptrar

=

81 080:-
Ordinarie pris 101 350:-




Nytt på Ninolab

ScanSpeed MaxiVac system för vakuump-koncentrering och frystorkning är både mångsidiga och flexibla. Kompakta, snabba och miljövänliga, ideala för att koncentrera både stora och små volymer.

Du får prova MaxiVac i 14 dagar i ditt laboratorium, helt utan kostnad!



Kontakta
Roger Araskoug
för mer information:
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Vi har CO₂ inkubatorn för dig!

Thermo

SCIENTIFIC



SteriCult

En riktig kvalitetsinkubator med mängder av smarta funktioner som gör lab-livet lättare!
Ständigt pågående HEPA-filtrering, enkel rengöring, 140°C sterilisering, ställbar fuktnivå med mera.



Forma 381

Vår storsäljare!
Nu med HEPA filtrering, 140° C sterilisering och IR



Forma 3951

Vår jätte CO₂ inkubator, 820 liter!
Ger extremt lågt pris per liter!
Lämplig för bl.a rollersystem.



Midi 40

40 liter "bas" CO₂ inkubator



Kontakta
Chris Ulrici
för mer information:
08-590 962 24
cul@ninolab.se

Vi har även inkubatorer från Amerikanska Caron. Finns i flera storlekar upp till 934 liter.


CARON
Opening Doors for Scientists



Mars klass 2 Säkerhetsbänk

- Helt kundanpassad
- Större invängigt djup och höjd
- Isotoputförande
- Integrerade våglösningar med upp till 6 decimaler
- Kommunikation med externt ventilationssystem
- Övervakning frånluftsventilation
- Clean room design

Och mängder av andra möjligheter!



Vi erbjuder
installation
och service

Unik Klass II Kampanj!

Mars 1200 med extra allt*

69 900:-

Plusmeny: Byt ut det fasta stativet
till motordrivet **+9 900:-!**

* Först till kvarn gäller för lagerbänk med:
2 st eluttag
3 st täckta hål i sidorutorna, för sladd/slangar
UV-ljus med timer
Fast stativ
Snabb leverans
Ordinarie pris 106 780:-



Kontakta
Chris Ulrici
för mer information:
08-590 962 24
cul@ninolab.se



Vi berättar gärna mer om de många möjligheter du har för inredning av din bänk!

B



Vi introducerar SCANSPEED

Ny serie centrifuger från LaboGene™. Från enkla modeller till avancerade, och vi erbjuder även ett brett utbud av rotorer och tillbehör. Vi hjälper dig hitta det bästa alternativet för just din applikation!

Fördelar:

- Tyst körning
- Unik design
- Tydlig display
- Automatisk RPM/RCF
- Automatisk detektion och larm för t.ex. överhettning
- Autoklaverbara rotorer
- Ljudminimerande luftkylningsstruktur
- Högkvalitativa chassin
- Tillverkad och testad enligt IEC-standarder
- Stort urval av rotorer för alla modeller
- Miljövänlig
- E-märkt

1730MR

High Speed Mikrocentrifug med kyla
Kapacitet: 24x1.5/2.0 ml Eppendorfrör,
17,000 rpm, Temperatur: -20 till +40°C
Ord. pris 28 500:-

Nu 22 800*:-

406

Low Speed Centrifug
Kapacitet: 6x15 ml rör
4,000 rpm
Ord. pris 7 480:-

Nu 5 984*:-

1580R

Multi-Purposecentrifug med kyla
Kapacitet: 80x15 ml eller
4x750 ml rör, 15,000 rpm,
Ord. pris 62 300:-

Nu 49 840*:-

Mini

13,500 rpm,
12x1.5/2.0 ml Eppendorfrör.
Ord. pris 6 400:-

Nu 5 120:- (inkl. rotor!)

416

Low Speed Centrifug
Kapacitet: 16x15 ml tuber eller 4x50 ml rör,
4,000 rpm
Ord. pris 14 200:-

Nu 11 360*:-



2236R

Golvstående modell med kyla
High Speed Centrifug
Kapacitet: från 1.5 ml till 6x1 liters rör,
22,000 rpm
Ord. pris 142 000:-

Nu 113 600*:-

* Priset gäller exkl. rotor