

NINÖ nytt

Nyheter, kampanjer och erbjudanden från AB Ninolab

November 2009

Multiscan FC- Absorbansläsare till kanonpris!

Se sid 15

NY LEVERANTÖR:

SHP -

Se sid 5

Höstpriser på Finnpipette®

Se sid 14

Purelab flex-

Framtidens renvatten är här!

Läs mer på sid 11

Nytt
från
SMEG!
Läs mer på sid 4

Möt oss
på Scanlab!
Monter B04:10
Läs mer på sid 19



ab ninolab

Din leverantör av laboratorieutrustning

Termaks olika modeller

Termaks står för Inkubatorer,
Torkskåp & Klimatskåp

Torkskåp

- 5 olika modeller, 24 – 430 liter
- Temperaturområde upp till 250°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

Inkubatorer

- 5 olika modeller, 23 – 420 liter
- Temperaturområde upp till 70°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

Klimatskåp och Kylinkubatorer

- 5 olika modeller, 182 – 400 liter
- Temperaturområden mellan -9,9°C och 70°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur
- Fuktighetskontroll

Unik
reglering som
sparar energi!



Kontakta Ronnie Jyrell för
mer information, 08-590 962 00,
e-post: rjy@ninolab.se.



CBS - bäst på kryoförvaring

Isothermalfrys

Torr förvaring är CBS stora fördel

- 4 storlekar där du förvarar dina prover utan risk för kontamination.
- Finns i storlekar för 9100 rör upp till 46500 rör.
- Hela kammaren är garanterat kallare än (också direkt under locket) - 185°C.
- Uppfyller kraven från EU. Direktiv 2004/23/EC. Storage of human cells and tissues.

Ingen
kylkompressor!



Här är dina prover i säkert förvar!

Thermo Forma -86°C finns som skåp eller box. Lågtemperaturfrysarna är designade för dagligt bruk med ett minimum av underhåll.



Bara fördelar:

- Marknadens snabbaste återhämtning av temperaturen efter dörröppning
- Drar mindre energi och bildar mindre frost i frysen
- Längre livslängd
- Förbrukar cirka 10-30% mindre energi än motsvarande storlek hos andra tillverkare
- Trygg förvaring, larm vid strömbortfall, temperaturförändring, sensorfel samt öppen dörr
- Livstids garanti på isolering och chassi
- 5 års garanti på kompressorerna
- 3 års garanti på övriga delar
- Låga servicekostnader



KAMPANJ!
10% rabatt
på frysar!

Vid köp av frys
20% rabatt
på inredning!

Thermo
SCIENTIFIC



Lågtemperaturfrysar i mindre förpackning

Små lågtemperaturfrysar från vår nya leverantör FRYKA Kylteknik.

NYHET!



Fryka har egen utveckling och tillverkning sedan över 35 år. Lågtemperaturfrysarna finns som skåp i storlekarna 35-100 liter och en box på 55 liter. Ett av skåpen är anpassat för att rymmas under lab-bänken. Minidjupfrysar -50°C finns i så små storlekar som 2-8 liter.

Få inredning
på köpet!
Gäller t.o.m 2009-12-31

Läs mer på fryka.de



NYHET!

Vi presenterar stolt

ett helt nytt program
från vår diskmaskins-
leverantör SMEG!

**Introduktions-
priser!**

(Exklusive tillbehör)

Gäller t.o.m. 2009-12-31

GW 4090

Laboratoriediskmaskin
med torkenhet
HEPA-filter klass S 99,999%
Dimensioner:
Utv: 900x640x850 mm
Inv: 520x515x545 mm

75.500:-



Kontakta Katrin Boström för
mer information, 08-590 962 00,
e-post: kbo@ninolab.se.

Ny programvara!
Möjligt att programmera
upp till 100 program!

Alla kan diska upp till 95°C
Termisk desinfektion

Har doseringspumpar
för flytande disk/sköljmedel
som standard

GW3060

Laboratoriediskmaskin
utan tork
Dimensioner:
Utv: 600x640x850mm
Inv: 520x515x545 mm

49.900:-



GW1050

Enkel variant med 8 program.
Dimensioner:
Utv: 600x640x850mm
Inv: 520x515x545 mm

38.200:-



En helt ny serie från SHP, vår nya leverantör av autoklaver!

NYHET!



Äntligen kan vi presentera vår nya linje av autoklaver från tyska SHP. Modeller från 25 liter upp till 195 liter.

Du kan välja till snabbkylning och vakuum, och även välja från vilket håll du vill mata din autoklav-uppifrån eller framifrån.

Även färgen på luckan kan du bestämma: vill du ha blå, röd eller grön?



Kontakta vår produktspecialist Katrin Boström för mer information., 80-590 962 21
e-post: kbo@ninolab.se

Kühners stapelbara skakar — marknadens driftsäkraste

De bästa skakarna på marknaden med direkt magnetisk drift. Mjuk acceleration och inbromsning samt precis temperatur-reglering.

- Mycket låg ljudnivå
- För temperaturer -15°C till +80°C
- Varvtalsområde 20-800 v/min
- Alarm
- Stor dörr med isolerglas



Kontakta Roger Araskoug för mer information, 070-556 21 24,
e-post: rar@ninolab.se.

Stor tydlig display!



Kühner

LAUDA

The right temperature worldwide

Med LAUDA termostater har du alltid rätt temperatur där du behöver.
I över 50 år har LAUDA tillverkat värme och kyltermostater till produktion och forskning.
Från enkla vattenbad till avancerade enheter för laboratoriet och industrin.
Temperaturer från - 90 till 400°C.

NYHET!



Aqualine ett universellt vattenbad för laboratoriet, upp till 95°C. Praktiskt och ekonomiskt. Finns i flera olika storlekar från 2 till 25 liter. Tydlig LED display. Övertemperaturskydd.



Ecoline värme och kyltermostater är kostnadseffektiva, kompakta enheter för laboratoriet. Idealisk för termostatering av externa kärl eller direkt i badet. Finns i volymer från 3-20 liter. Temperaturområde från - 40°C till +200°C.



Proline professionella värme och kyltermostater med programfunktion och grafisk display. För användning inom exempelvis materialtestning, forskning och kvalitetskontroll. Hög stabilitet samt kraftig pump för extern och intern användning. Temperaturområde från - 90°C till +300°C.

**Processtermostat
Integral XT 1590 W**
- 90 till 200°C. Kompakt högeffektiv termostat för de mest krävande applikationer. Den unika designen av kylslangen i Integral XT gör termostaten speciellt användbar i komplexa system.



Nya Alpha serien från LAUDA – kostnadseffektiva termostater från -25 upp till 85°C

NYHET!



Med nya Alpha serien presenterar Lauda en ny generation instrument för nästan alla termostateringsapplikationer inom kemi/läkemedelsindustri, medicin, kvalitetskontroll och analys.

Modern design, hög kvalitet och funktionell teknologi i kombination med ett intelligent energisparssystem gör dessa termostater till ett perfekt instrument vid rutinapplikationer i laboratoriet - allt till det bästa pris-prestanda förhållandet i sin kategori.

De nya Alpha termostaterna finns som hängtermostater eller kompletta termostatbad. Värmeternostaterna A 6, A 12 and A 24 erbjuder ett temperaturområde mellan 25 och 85°C. Kyltermostaterna RA 8, RA 12 och RA 24 har ett temperaturområde från -25 till 85°C.

LAUDA

Komplett termostatbad från 8.950:-


ULTRA Snabb! ULTRA Liten! ULTRA Tyst!

NYHET!

Ny centrifug från Thermo Scientific

Nya innovationer, nya teknologier, oöverträffad prestanda, kapacitet och mångsidighet. Den nya Sorvall MTX 150 Microultra erbjuder allt man kan önska när det gäller hastighet, kapacitet och prestanda i en liten, nästan ljudlös BENCHTOP design. Bara 59 centimeter bred!

Sorvall MTX Microultra lanseras nu till specialpris och med 1-2 rotorerna gratis!



Kontakta Anders Rothman för mer information 08-590 962 00, e-post: aro@ninolab.se.

Maximal Säkerhet

Safe 2010 — En säkerhetsbänk för dig
med krav på maximal säkerhet



Holten har i mer än 30 år satt standarden för säkerhetsbänkar med fokus på komfort och säkerhet.

Elektrisk justerbar frontlucka och gott om benutrymme under arbetsytan. Du sitter bekvämt vid en Holten bänk.

Safe 2010 är tilltalande för både ögat och ekonomin.

Pris: 69.900:-
inkl. stativ

KAMPANJ!
Safe 2010 1,2 m
69.900:-

Begränsat
antal!


Thermo
SCIENTIFIC

Thermo Scientific Klass II Säkerhetsbänkar

Safe 2020 — med fokus på komfort och säkerhet

Thermo har skapat en säkerhetsbänk med optimal komfort och säkerhet. Motordriven sluttande 10° frontlucka som är gastät i stängt läge. Finns som två eller tre filters bänk.

Energiförbrukningen är mycket låg, tar inte mer än en 40 Watts lampa vid reducerad fläkthastighet. Ljudnivån är lägre än 56 dB(A).



Safe 2020 0,9 m
79.500:-
Inkl. justerbart stativ
750-950 mm
Gäller t.o.m. 2009-12-31



Thermo
SCIENTIFIC

MSC Advantage-

Komfort och säkerhet

Med MSC-Advantage "Thermo Performance Factor" har du full säkerhet i arbetskammaren. Design och konstruktion med fokus på skydd för både operatör och produkt.

Kontakta oss för mer information
08-590 962 00

MSC Advantage 1,2 m

64.700:-

Inkl. fast stativ 750 mm

Gäller t.o.m. 2009-12-31



Thermo
SCIENTIFIC

Vad ska du tänka på vid val av CO2-inkubator?

- HEPA-filter- garanterat klass 100
- Högglanspolerad kammare med runda hörn- enkel att rengöra
- Datalogger (FDA part 11 godkänt) finns som tillval
- IQ/OQ kan beställas

Beställ vårt broschyrblad för mer information,
eller kontakta oss på telefon 08-590 962 00



Vi hjälper dig
att välja rätt!



Thermo
SCIENTIFIC

NYHET!

Intelligent Indunstning

...gör det enkelt för dig

Hei-VAP, en ny generation rotationsindunstare från Heidolph, för dig med höga krav på säkerhet och användning



-Kemiskt resistent vakuumpackning
-Fixerad flaskklämma som ej kan försvinna
-Vakuumsör som ej fastnar
Ger en mycket låg kostnad och lång livslängd för förbrukningsdelar

-Överhettningsskydd
-Motorlyft av flaska vid strömavbrott

210 °C värmebad med säkerhetshandtag

Löstagbar panel som standard.
För kontroll utanför dragskåp



PURELAB flex- framtidens renvatten

NYHET!

Förenkla ditt liv med ett lättanvänt och lättskött vattensystem för jämn och hög kvalitet.

Lättanpassat till dina behov kombineras det senaste inom innovation, design och teknologi med mer än 50 års erfarenhet, och sätter en ny standard för flexibel vattenrening.

Läs mer på

www.ninolab.se

eller boka en demonstration på ditt lab!

Flex egenskaper:

Kontrolleras helt från dispenseringshandtaget

Dispenseringshandtaget justerbart i höjdlängd samt löstagbart

TOC-värde och resistivitet i realtid

Programmerbara tappvolymmer

Fullständig sanering utan eftersköljning på 15 minuter

Manövrerbar fotpedal (Tillbehör)

Välj mellan

Flex 1:

Kan användas som dispenseringsenhet

Komplettera med:

Jonbytpack för 18,2MΩ-cm

Tappfilter för bakteriekontroll

Tappfilter för endotoxin och nukleasreducing

Flex 2:

Försedd med 254/185nm UV-ljus och jonbytpack för 18,2MΩ-cm

TOC-mätning i realtid

Komplettera med:

Tappfilter för bakteriekontroll

Tappfilter för endotoxin och nukleasreducing

Tillbehör:

Fotpedal

Väggfäste

Läckagedetektor

Fäste för dunkfyllning



ELGA

Kontakta Pekka Gillenius för
mer information, 08-590 962 00,
e-post: pekka.gillenius@ninolab.se

Digital siktskak

Modell AS200 Control! Speciellt lämpad för material som t.ex aktivt kol, metallpulver och kryddor.



Siktar säljs separat.
Kontakta oss om du behöver komplettera din siktsats.

Modell AS200 Control komplett med Comfortfixtur

RETSCH siktskakar används för analys inom forskning och utveckling, kvalitetskontroll av framför allt råmaterial men även inom produktion och processkontroll.

AS200 är ett ovärderligt instrument för de som uppskattar noggrannhet och tillförlitlighet – den är dessutom lätt att använda. Comfortfixturen underlättar hanteringen av siktsatsen och gör det till ett nöje att sikta!

För alla typer av verksamhetsområden där siktnings av pulver, granulat och suspensioner förekommer (för våtsiktning finns separat lock med vattenspridare).

Fördelar

- Siktnings med 3D-effekt
- För siktar upp till 203 mm (8") Ø
- Mätområde 20 µm till 25 mm
- Alla siktparametrar – vibrationshöjd, intervall och sikttid ställs in och avläses digitalt
- Siktaccelerationen är oberoende av nätfrekvensen
- Mätresultat är jämförbara i hela världen oavsett nätspänning/-frekvens följer DIN EN ISO 9000
- Mikroprocessorstyrd
- 9 program kan lagras
- Lätt att använda, ergonomisk design
- Låg ljudnivå och underhållsfri
- 2-års garanti CE märkt

Vi maler dina prover i vårt testlab!



Sänd in dina prover så provmalar vi i vårt eget lab. Ninolab har ett eget applikationslaboratorium. Detta ger dig som kund en unik möjlighet att få ett snabbt svar på frågan: Vilken utrustning ska jag välja för mitt prov?

Den nya CRYOMILL — Effektiv malning vid -196°C

Nya CryoMill har framtagits speciellt för malning vid låga temperaturer. Malbägarna kyls via det integrerade kylsystemet före och under malningen. Kylsystemet, som bygger på flytande kväve, är helautomatiskt och doserar den exakta mängd som behövs för att hålla temperaturen vid -196°C.

Automatiken garanterar att malprocessen inte startar innan provet är helt nedkylt vilket garanterar reproducerbarheten i malresultatet.

- Idealisk för malning av plast, temperaturkänsligt material och material med flyktiga komponenter
- Säker och användarvänlig tack vare det integrerade kylsystemet med automatisk påfyllning
- Programmerbar nedkylningscykel – allt ställs in digitalt via kontrollpanelen
- Hög slutfinhet – ner till cirka 5 mikron

NYHET!



Retsch

Fyra klimatskåp i ett

Här presenteras Convirsons nya flexibla Adaptis serie.

NYHET!

Klimatskåp modell Adaptis A1000

Conviron lanserar den senaste innovationen i kontrollerade klimatkammare – Adaptis A1000.

Med sin unika förmåga att "adaptera" till olika forskningsapplikationer kan Adaptis A1000 beskrivas som fyra enheter i en.

Beställ en A1000 basenhet tillsammans med ditt val av applikationskit.

Om du ändrar inriktning kan du bara köpa ett annat kit som enkelt anpassar din A1000 till din nya applikation.

Med Adaptis A1000 har du alltid det ideala klimatet.



Applikationskit för

•Arabidopsis •Växtodling •Vävnadsodling •Inkubering

Byt när du själv önskar!

Kontakta oss för mer information

08-590 962 00

conviron.
Leading World Technology
in Controlled Environment Systems

Vatten-

från dricksvatten till analys i ett steg!

ELGA Option R producerar renvatten direkt från kranvatten, vilket sedan recirkuleras. Valet för dig som vill kunna lita på kvalitén i alla lägen.



Modell Option R



Modell Option Q

KAMPANJ!

Köp din Option R eller Q nu, och få tanken på köpet!

Pris från
38.500:-
inkl. tank

ELGA

Gäller vid köp av Option R eller Option Q, med kapaciteterna 7 eller 15 liter per timme.

Nya Finnpiquette® F-serien GLP-kits

Kampanj!
F1 & F2
Priser från
4.250:-
Erbjudandet gäller
t.o.m. 2009-12-31

3 Finnpiquette F1 GLP* kits

F1 GLP-Kit 1 Art.nr 77-4700850	F1 GLP-Kit 2 Art.nr 77-4700860	F1 GLP-Kit 3 Art.nr 77-4700865
• F1 1-10 µl • F1 10-100 µl • F1 100-1000 µl • F-ställ • Finntips & Reservoirs • Thermo USB-minne	• F1 0,2-2 µl • F1 2-20 µl • F1 20-200 µl • F1 100-1000 µl • Finntips & Reservoirs • Thermo USB-minne • Ställ	• F1 10-100 µl • F1 100-1000 µl • F1 1-10 ml • F-ställ • Finntips & Reservoirs • Thermo USB-minne
Pris 4.750:-	Pris 5.990:-	Pris 4.850:-

3 Finnpiquette F2 GLP* kits

F2 GLP-Kit 1 Art.nr 77-4700870	F2 GLP-Kit 2 Art.nr 77-4700880	F2 GLP-Kit 3 Art.nr 77-4700885
• F2 1-10 µl micro • F2 10-100 µl • F2 100-1000 µl • F-ställ • Finntips & Reservoirs • Thermo USB-minne	• F2 0,2-2 µl • F2 2-20 µl • F2 20-200 µl • F2 100-1000 µl • Finntips & Reservoirs • Thermo USB-minne • Ställ	• F2 10-100 µl • F2 100-1000 µl • F2 1-10 ml • F-ställ • Finntips & Reservoirs • Thermo USB-minne
Pris 4.250:-	Pris 5.390:-	Pris 4.355:-



USB- minne
på köpet när du
köper något av
ovanstående
paket!

* Good Laboratory Pipetting

Thermo
SCIENTIFIC

Skakning på dina villkor!

Alla skakar från Heidolph
är tillverkade med låg tyngdpunkt
vilket förhindrar glidning och
ger hög säkerhet

Kampanjpris på Multi Reax

Flexibel provrörsskak för
Eppendorfrör till rör Ø32 mm.
Upp till 26 rör

9.990:-
Ordinarie pris 12.450:-

Erbjudandet gäller t.o.m. 2009-12-31

Kontakta oss för mer information
08-590 962 00



3 års
garanti!

Inkubering
som option!

Kapacitet för
2,5 eller 10 kg

6 specifika
skakningar
med en till tre-
dimensionell
rörelse

Hållare för
alla vanligt
förekommande
kärl och provrör



Cellanalys av toppkvalitet!

Utnyttja fördelarna med objektiv cellräkning

- Bildbaserad cellräkning med hjälp av Trypanblått-infärgning
- Snabba analyser av tillväxthastighet, viabilitet och aggregeringsgrad
- Högupplösande mikroskop garanterar högsta bildkvalitet
- Analys av 8 prover på en slide

Kampanjpris 75 500:-


Ordinarie pris 135.700:-
för ett komplett system
bestående av:

- Cedex XS Cellanalysator
- Cedex XS styrenhet
- Cedex XS mjukvara

Begränsat
antal!



Upplev hur enkel,
snabb och noggrann
cellräkning kan vara!



Multiscan FC

NYHET!

-en ny filterbaserad absorbanalysator för mikrotiterplattor från ThermoScientific.

Vi är glada att kunna erbjuda ett kampanjpris under hösten
från ca 42.000:- på denna läsare.

Vi har även kampanjpriser på Fluorescens och
Luminiscensläsare samt platt-tvättar för
mikrotiterplattor.

Ta kontakt med oss för mer information!
Telefon 08-590 962 00

Kampanjpris!
Från ca 42.000:-



Renluftsbank

med vertikalt luftflöde

Energiförbrukning
300 Watt
Ljudnivå
< 52 dB(A)



Sterilbank modell FORTUNA

- Design för säkerhet av dina prover.
- HEPA filter med avskilningsgrad 99,999% av partiklar 0,3 µm.
- Energiförbrukning = 300 Watt.
- Fortuna, 2 m hög med arbetshöjd 75 cm.
- Digital teknik – drar bara 700 mA.
- Arbetsyta 690 mm djup.
- Enkel transport via 80 cm dörröppning.

SCANLAF

Bygg din egen renluftzon

Scanlaf har mångårig erfarenhet av renluftsmoduler

Med enkla medel bygger du lätt en egen ren zon. Modulerna kan hänga på vägg, tak, på fast stativ eller mobil ställning. Detta ger dig flexibilitet och en prisbillig lösning. Flera moduler kan monteras tillsammans till en större enhet.

Scanlafs renluftsmoduler ger dig en mycket bra och energisnål partikelfri zon lika med Class 100.

Kontakta oss för mer information,
08-590 962 00.

SCANLAF

Bygg lätt en egen zon!



Frystorkning ska vara enkelt

Vid frystorkning ska det vara enkelt och lätt att erhålla reproducerbara resultat. Välj system efter din applikation.

Välj en prisvärd lösning med kylfälla på -55°C , -100°C eller varför inte -110°C när man önskar en snabbare frystorkning eller har produkter med låg fryspunkt.

Nyhet!

Coolsafe 100-9
Nu med kondensor-
temperatur ned till
 -100°C . Kapacitet på 7 kg
och 4 kg is/24 h



Förkonfigurerade system



eller sammansätt ett system som
passar just ditt arbete

Prova systemet gratis i 14 dagar!

Om du inte är nöjd har du full
returrätt. (Exkl leverans-
omkostnad på 750:-)



Fakta:

Välj mellan 3 olika kondensortemperaturer:
 -55°C , -100°C , -110°C
Välj mellan 3 olika kapaciteter:
Kg/24 h: 2,5 kg is, 4 kg is, 10 kg is
Kondensorkapacitet: 3 kg, 7 kg eller 30 kg

System för körning av syror, baser, TFA och andra aggressiva lösningsmedel

Stort produktutbyte säkrar grunden för produkttemperatur
och centrifugalkraft under indunstningen.

Vidare säkrar -110°C kylfällan snabb indunstning, miljövänlig
uppsamling av lösningsmedlen och levnadstid för systemet
(inklusive vakuumpumpen).

Komplett med kylfälla som går ned till -110°C . Centrifug och
kylfällan är tefloniserade så att de ska tåla alla former av
lösningsmedel.

Stort urval av
rotorer för bl.a
50 ml centrifugrör
eller mikrotiter-
plattor



SCANLAF

Säker förvaring

Gnistfria kyl- och frysskåp och boxar

Tysta, energisnåla
och miljövänliga!

Vad är gnistfritt?

All elektronisk utrustning är utflyttad från kyl/frysammaren. Enheterna är avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor/ämnen.

Viktigt! Kärlen med den brandfarliga vätskan bör förvaras i tätslutande kärl för att förhindra gasläckage och därmed risk för uppkommet riskområde på golv under skåpet. Ninolux gnistfria kylar och frysar är granskade av Räddningsverket.

Analoga kyl & frysar
Priser från
9.750:-



NINOLUX

Carbolite

Högtemperaturugnar för laboratorier eller i produktion.

Livsmedel, papper, textil, trä, gummi, kemikalier, elektronik och keramik.

CMAT - Unik högtemperaturugn med mikrovågsassisterad uppvärmning
(Microwave Assist Technology- MAT)

- 1600°C max temperatur
- Kammarvolym 22 liter
- Programmerbar PID kontroll
- Övertemperaturskydd
- Oberoende kontroll av mikrovåg- och elementuppvärmning
- Manuell eller programmerbar kontroll av de båda värmekällorna
- Värmeeffekt på elektriska element, 9 kW
- Värmeeffekt på mikrovågskällan, 1,8 kW
- Uppfyller BS EN 60519-6:2002 Part 6.1 säkerhetsgränser för mikrovågsbestämmelser.
- RS232 kommunikation



CARBOLITE

Vinn en bok!

Tävling!

När kvällarna blir mörkare passar det perfekt att krypa upp i soffhörnet och läsa en spännande deckare! Vi lottar ut 3 exemplar av Fyrvaktaren av Camilla Läckberg.

För att ha chansen att vinna behöver du bara räkna hur många av dessa höstlöv det finns i tidningen, inklusive detta:

Maila in ditt svar till tavling@ninolab.se
Glöm ej skriva ditt namn och adress!

Vi kommer att dra 3 st vinnare, och vi vill ha ditt svar senast den 30/11-09

Lycka till!




Vinnare av hängmatta i
Ninonytts sommartävling:

Mona Fredriksson, SLU,
Uppsala

Agneta Öberg, NUS,
Umeå

David Wennman, Astra,
Södertälje



stort Grattis!

Besök oss på Stockholmsmässan!

Den 25-27 november hittar du Ninolab i monter B04:10 på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Vi kommer att visa mängder av nyheter ur vårt stora sortiment.

Varmt välkommen att besöka oss!

Läs mer på www.ninolab.se
och på www.scanlab.nu

Möt oss på
ScanLab
Monter B04:10

Scanlab



B

Teknisk service från Ninolab

Ninolab har en rikstäckande serviceorganisation med fabriksutbildade servicetekniker.

Vi utför såväl akutservice som förebyggande underhållsservice på samtliga instrument som vi saluför t.ex. värmeskåp, CO₂-inkubatorer, centrifuger, skakinkubatorer, autoklaver, plattläsare, plattvättar m.m.

Vid all service används kalibrerade mätinstrument med spårbarhet. Godkända service/kalibreringsprotokoll för ackrediterad verksamhet tillhandahålls.

Teckna Serviceavtal

Förebygg underhållet och minska risken för oplanerade eller akuta stopp. Det ger operatören trygghet och säkerhet med driften. Det ger också bättre priser och billigare service.

Ring så berättar vi mer om vår serviceavdelning och vad vi kan erbjuda dig, 08-590 962 00, eller läs mer på www.ninolab.se.

Kontakta oss för
mer information,
08-590 962 00




Gör din
beställning
direkt på
vår hemsida!

www.ninolab.se

Ansvarig utgivare: Niclas Nordin Layout: Marie Westerlind Tryckeri: Wikströms Tryckeri

Faxa in talongen på fax.nr: 08-590 962 10

Ja tack!

- ☐ Jag vill att ni kontaktar mig
- ☐ Jag beställer följande:.....Antal.....
- ☐ Jag vill ha mer information om:.....

Namn:.....

Företag/Institution:.....

Avdelning:.....

Box/Gata:.....

Postnummer/Ort:.....

Telefon/Telefax:.....

E-post:.....

Övrig information:.....

Alla kampanjer gäller t.o.m den 2009-12-31 om inget annat anges.
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms och eventuella frakter.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

ab ninolab

AB Ninolab - Box 137 - 194 22 Upplands Väsby, tel: 08-590 962 00, fax: 08-590 962 10, info@ninolab.se, www.ninolab.se