

NINO nytt

Nyheter, kampanjer och erbjudanden från AB Ninolab

Sommar 2009

Nyhet!
Nya centrifuger
från THERMO!
Läs mer på sid 6

Diskmaskiner till kanonpriser

Se sid 4

Vi vann pris som
ÅRETS NYHET!

Läs mer på sid 8

NY LEVERANTÖR

Heidolph —

förenkla ditt arbete på laboratoriet

Se sid 8

Sommarpriser på Finnpipette®

Se sid 11

Vatten

hör sommaren till

Läs mer om Elga på sid 9

**Sommar
tävling!**
Vinn en
hängmatta!

ab ninolab

Din leverantör av laboratorieutrustning

Termaks olika modeller

Unik
reglering som
sparar energi!

Termaks står för Inkubatorer,
Torkskåp & Klimatskåp

Torkskåp

- 5 olika modeller, 24 – 430 liter
- Temperaturområde upp till 250°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

Inkubatorer

- 5 olika modeller, 23 – 420 liter
- Temperaturområde upp till 70°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

Klimatskåp och Kylinkubatorer

- 5 olika modeller, 182 – 400 liter
- Temperaturområden mellan -9,9°C och 70°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur
- Fuktighetskontroll

**1000:-
i rabatt**

vid köp av ett Termaks-skåp.
Ta tillfället att byta ut ett gammalt
värmeskåp till ett nytt, med mindre
energiförbrukning, jämnare
temperatur och stor
driftsäkerhet.



Kontakta Ronnie Jyrell för
mer information, 08-590 962 00,
e-post: rjy@ninolab.se.

CBS - bäst på kryoförvaring

Isothermalfrys

Torr förvaring är CBS stora fördel

- 4 storlekar där du förvarar dina prover utan risk för kontamination.
- Finns i storlekar för 9100 rör upp till 46500 rör.
- Hela kammaren är garanterat kallare än (också direkt under locket) - 185°C.
- Uppfyller kraven från EU. Direktiv 2004/23/EC. Storage of human cells and tissues.

**15%
rabatt**



Här är dina prover i säkert förvar!

Thermo Forma -86°C finns som skåp eller box. Lågtemperaturfrysarna är designade för dagligt bruk med ett minimum av underhåll.

KAMPANJ!
10% rabatt
på frysar!



Bara fördelar:

- Marknadens snabbaste återhämtning av temperaturen efter dörröppning
- Drar mindre energi och bildar mindre frost i frysen
- Längre livslängd
- Förbrukar cirka 10-30% mindre energi än motsvarande storlek hos andra tillverkare
- Trygg förvaring, larm vid strömbortfall, temperaturförändring, sensorfel samt öppendörr
- Livstids garanti på isolering och chassi
- 5 års garanti på kompressorerna
- 3 års garanti på övriga delar
- Låga servicekostnader



KAMPANJ!
20% rabatt
på inredning!

Thermo
SCIENTIFIC

Lågtemperaturfrysar i mindre förpackning

Små lågtemperaturfrysar från vår nya leverantör FRYKA Kylteknik.

NYHET!

KAMPANJ!
Få inredning
på köpet!

Gäller t.o.m 2009-08-31



Fryka har egen utveckling och tillverkning sedan över 35 år. Lågtemperaturfrysarna finns som skåp i storlekarna 35-100 liter och en box på 55 liter. Ett av skåpen är anpassat för att rymmas under labbänken. Minidjupfrysar -50°C finns i så små storlekar som 2-8 liter.

Läs mer på fryka.de

FRYKA
Kylteknik



Diskmaskiner till kanonpriser!

Här kommer 3 starka argument varför du ska välja diskmaskiner från BHT:

- Syrafast rostfritt stål i hela maskinen
- Många olika diskprogram, kan även diska i 95°C
- Kan placeras på golv, stativ eller under bänk



Vi säljer ut!
5 st Innova L1
Över- och underkorg ingår.
45.900:-
Ord.pris 58.500:-

Vi säljer ut!

3 st Innova L1T
Inkl. varmluftstorkning,
över- och underkorg,
doseringspump för flytande
diskmedel/sköljmedel.

63.700:-

Ord.pris 91.600:-



Kostnad för stativ tillkommer.



Erbjudandet gäller så långt lagret räcker,
dock längst t.o.m 2009-08-31.
Frakt och installation tillkommer.

Kontakta Katrin Boström för
mer information, 08-590 962 00,
e-post: kbo@ninolab.se.

Is som håller provet på plats! Ismaskiner från ITV

Modell IQ 135

Flingismaskin tillverkad i rostfritt stål. CFC och HCFC-fritt köldmedium - R 404 A. Maskinen har justerbara ben eller kan levereras med stativ för bättre ergonomi. Isproduktion: upp till 135 kg/dygn
Isbinge: 60kg

Modell IQ 85 C

Granulatismaskin som är anpassad för laboratoriearbete. Granulatis är mer lättarbetad än flings, kladdar inte ihop och sluter tätare kring provet. Det kommer att ändra synen på hur isen bör vara.

- Isbinge med kapacitet 26 kg
- Isproduktion 85 kg/dygn
- Justerbara ben, höjd 100 mm
- Vikt 75 kg
- Rostfritt stativ, höjd 350 mm som tillbehör

Modell IQ 85 C är tystgående och servicevänlig.



Läs mer på www.ninolab.se

Mycket kraftfull processtermostat

NYHET!

Termostatering av pilotanläggningar och mindre produktionsenheter.

Med hög värme-, kyl- och pumpkapacitet tillför Lauda processtermostat, modell Integral XT, en ny dimension inom termostateringstekniken. Temperaturområden: -90°C upp till 300°C.

Applikationer
Termostatering av tankar/behållare med omrörning och reaktorer i glas eller rostfritt stål för kemi, pharmaceutical och bioteknisk industri.



Processtermostat Integral XT 1590 W

- 90 till 200°C. Kompakt högeffektiv termostat för de mest krävande applikationer. Den unika designen av kylslangen i Integral XT gör termostaten speciellt användbar i komplexa system.

Integral XT

- Mycket kraftfull
- Snabba temperaturändringar
- Moduluppbyggd programhantering för temperaturkurvor
- Integral finns i olika modeller med temperaturområden från -90 till 300°C



LAUDA

Läs mer på www.ninolab.se/lauda

Nya Alpha serien från LAUDA – kostnadseffektiva termostater från -25 upp till 85°C

NYHET!



Introduktionsrabatt
15%

Med nya Alpha serien presenterar Lauda en ny generation instrument för nästan alla termostateringsapplikationer inom kemi/läkemedelsindustri, medicin, kvalitetskontroll och analys.

Modern design, hög kvalitet och funktionell teknologi i kombination med ett intelligent energisparsystem gör dessa termostater till ett perfekt instrument vid rutinapplikationer i laboratoriet - allt till det bästa prisprestanda förhållandet i sin kategori.

De nya Alpha termostaterna finns som hängtermostater eller kompletta termostatbad. Värmetermostaterna A 6, A 12 och A 24 erbjuder ett temperaturområde mellan 25 och 85°C. Kyltermostaterna RA 8, RA 12 och RA 24 har ett temperaturområde från -25 till 85°C.

LAUDA

Nya centrifuger från Thermo Scientific

NYHET!

Thermo Scientific SL 40 och SL 40R.
Ny 3-liters universalcentrifug med den största kapaciteten på marknaden.

- Klarar att centrifugera 40% fler 50 ml koniska rör och 100% fler 7 ml blodrör än andra motsvarande centrifuger.
- Centrifugen finns både med och utan kyla, ett stort urval av rotorer både vad gäller swing-out och vinkelrotorer.
- Locket på centrifugen är självstängande.
- Displayen är mycket tydlig med touchknappar för inställning av RPM/RCF, tid, temperatur (SL 40R), och acceleration/inbromsning.

Nya innovativa lösningar för fastsättning och borttagning av rotorer, Auto-Lock III rotor system, inga verktyg behövs.

Thermo Scientific Micro CL 17/17R och CL 21/21R
Mikrolitercentrifugerna finns både som kylda och okylda.

- Stort urval av rotorer för olika ändamål när det gäller mikrolitercentrifugering.
- Höga RPM/RCF upp till 21.000 x g i kombination med snabb acceleration/inbromsning ger en effektiv användning.
- Centrifugerna tar liten plats på labbänken.

Thermo Scientific CL 10
En universalcentrifug när man inte behöver så stor kapacitet.

- Det finns både swing-out rotorer och vinkelrotorer att välja mellan.
- Tydlig display med logiska funktioner.

Thermo Scientific CL 31 och CL 31R
Universalcentrifug finns både med och utan kyla.

- Centrifugen har en max kapacitet på 4x280 ml.
- Stort antal rotorer gör den mycket flexibel.

Kolfiberrotorer innebär en revolution i centrifugvärlden

- Lägre vikt
- Enklare att hantera
- Ingen korrosion
- Mindre centrifugslitage



Livstidsgaranti på rotorerna!



Modell Micro SL 40



Modell Micro CL



Modell Modell CL 10



Modell Modell CL 31



Kontakta Anders Rothman för mer information 08-590 962 00, e-post: aro@ninolab.se.

Maximal Säkerhet

Safe 2010 — En säkerhetsbänk för dig med krav på maximal säkerhet



Holten har i mer än 30 år satt standarden för säkerhetsbänkar med fokus på komfort och säkerhet.

Elektrisk justerbar frontlucka och gott om benutrymme under arbetsytan. Du sitter bekvämt vid en Holten bänk.

Safe 2010 är tilltalande för både ögat och ekonomin.

Pris: 69.900:-
inkl. stativ

KAMPANJ!
69.900:-

Omgående
leverans!

Thermo
SCIENTIFIC

En ekonomisk CO₂-inkubator

Thermo Forma
Steri-Cycles modell 371

Fri från kontamination -
HEPA-filtrer < renrumsklass 100.

Läs mer på www.ninolab.se



HEPA-filtrerad
inluft.

Thermo
SCIENTIFIC

Säker förvaring i sommarvärmnen

Tyst, energisnål och
miljövänlig!



KAMPANJ!
Analog kyl & frysar
Priser från
9.750:-

NINOLUX

Förenkla ditt arbete på laboratoriet

NYHET!

Ninolab är glada att kunna presentera Heidolph som ny leverantör.

Heidolph är ett innovativt globalt företag som är marknadsledande inom tillverkning av laborieutrustning som rotationsindunstare, magnetomrörare, skakar, mixrar, omrörare, homogenisatorer, parallelsyntes och peristaltiska pumpar. Heidolphs produkter är kända för sin höga kvalitet där 3 års garanti är standard för alla produkter.

Alla produkter tillverkas i Schwabach, Tyskland och varje tillverkad enhet sluttestas individuellt. Den erkänt höga kvaliteten Heidolph erbjuder på produkter, service och support har gjort dem till en mycket uppskattad leverantör av laborieutrustning världen över.

Introduktions-
erbjudande
10% rabatt
på magnetomrörare
Gäller t.o.m 2009-08-31



PRISEXEMPEL:
Magnetomrörare
MR Hei-Mix L
3.900:-

Magnetomrörare

Hermetisk förslutning av elektronik och motor ger korrosionsbeständighet och en mycket lång livslängd. Kraftfull, underhållsfri magnetmotor med mjukstart för problemfri omrörning.

- Värmekapacitet 800 W
- Varvtal upp till 1400 rpm
- Volymen upp till 20 liter
- Tillbehör som extern temp. sensor
- Block för rundflaskor 10 ml - 5 liter och bad för olja



Kontakta Peter Andersson för mer information, 08-590 962 00, e-post: pan@ninolab.se.



Rotationsindunstare

Användarvänlig med hög säkerhet. Panel inkluderar 1,3 m kabel för säker hantering utanför dragskåp. Tätningsring i grafitfylld PTFE ger kemisk resistans och mycket lång livslängd. Överhettningsskydd. Finns i modellerna Value, Advantage och Precision för rutinanvändning till avancerad forskning.

Vi vann pris som ÅRETS NYHET!

Vid R3 Nordic Symposium i Göteborg den 11-12 maj 2009 vann partikelräknaren modell MetOne 3400, HachLange pris som Årets Nyhet!

Vår produktansvarige Peter Andersson var på plats och tog emot diplomet vid middagen den 11 maj.

Vi är så stolta!



HACH LANGE
UNITED FOR WATER QUALITY



PURELAB flex... framtidens renvatten

Förenkla ditt liv med ett lättanvänt och lättskött vattensystem för jämn och hög kvalitet. Lättanpassat till dina behov kombineras det senaste inom innovation, design och teknologi med mer än 50 års erfarenhet, och sätter en ny standard för flexibel vattenrening.

Ta en förhandstitt på
www.purelabflex.com

ELGA



Vatten hör sommaren till!

ELGA Option R producerar renvatten direkt från kranvatten, vilket sedan recirkuleras. Valet för dig som vill kunna lita på kvalitén, inte minst under sommarens ojämna förbrukning.

KAMPANJ!
Köp din Option R nu,
och få tanken
på köpet!



Modell Option R



Modell Option Q

Pris från
38.500:-
inkl. tank

ELGA

Gäller vid köp av Option R eller Option Q,
med kapaciteterna 7 eller 15 liter per timme.



Kontakta Pekka Gillenius för
mer information, 08-590 962 00,
e-post: pgi@ninolab.se.

Digital siktskak

Modell AS200 Control! Speciellt lämpad för material som t.ex aktivt kol, metallpulver och kryddor.

KAMPANJ!
32.550:-
Ord.pris: 36.550:-



Modell AS200 Control komplett med Comfortfixtur

RETSCH siktskakar används för analys inom forskning och utveckling, kvalitetskontroll av framför allt råmaterial men även inom produktion och processkontroll.

AS200 är ett ovärderligt instrument för de som uppskattar noggrannhet och tillförlitlighet – den är dessutom lätt att använda. Comfortfixturen underlättar hanteringen av siktsatsen och gör det till ett nöje att sikta!

För alla typer av verksamhetsområden där siktning av pulver, granulat och suspensioner förekommer (för vätsiktning finns separat lock med vattenspridare).



Siktar säljs separat. Kontakta oss om du behöver komplettera din siktsats.

Fördelar

- Siktning med 3D-effekt
- För siktar upp till 203 mm (8") Ø
- Mätområde 20 µm till 25 mm
- Alla siktparametrar – vibrationshöjd, intervall och sikt tid ställs in och avläses digitalt
- Siktaccelerationen är oberoende av nätfrekvensen
- Mätresultat är jämförbara i hela världen oavsett nätspänning/ -frekvens följer DIN EN ISO 9000
- Mikroprocessorstyrd
- 9 program kan lagras
- Lätt att använda, ergonomisk design
- Låg ljudnivå och underhållsfri
- 2-års garanti CE märkt



Ronnie Jyrell (Ninolab) och Martin Fuller från Retsch framför Retschbussen som var på besök i Sverige i maj 2009.

Mixer Mill MM 400

Snabb effektiv pulverisering och homogenisering. Hög provtäthet med korta malningstider och dubbla malhållare. Reproducerbara resultat med digitalt inställbara maltider och skakfrekvens. Många olika typer av malbäggare. 9 olika parameterkombinationer kan lagras. Skruvlock på malbägarna ger säker våtmalning utan att material går förlorat. Enkelt och snabbt handhavande.



Se fler nyheter från Retsch på www.ninolab.se/retsch

Den nya CRYOMILL — Effektiv malning vid -196°C

NYHET!

Nya CryoMill har framtagits speciellt för malning vid låga temperaturer. Malbägarna kyls via det integrerade kylsystemet före och under malningen. Kylsystemet, som bygger på flytande kväve, är helautomatiskt och doserar den exakta mängd som behövs för att hålla temperaturen vid -196°C.

Automatiken garanterar att malprocessen inte startar innan provet är helt nedkylt vilket garanterar reproducerbarheten i malresultatet.

- Idealisk för malning av plast, temperaturkänsligt material och material med flyktiga komponenter
- Säker och användarvänlig tack vare det integrerade kylsystemet med automatisk påfyllning
- Programmerbar nedkylningscykel – allt ställs in digitalt via kontrollpanelen
- Hög slutfinhet – ner till cirka 5 mikron



**10%
rabatt**

Retsch

Finnpipette®

Finnpipette har mer än 40 års erfarenhet av att tillverka pipetter av högsta kvalitet och har genom åren fokuserat på ergonomi vid pipetteringsarbetet.

Finnpipette F1 Starter Pack

— allt du behöver

Innehåller 3 pipetter från 2 µl till 1000 µl

- F1 2-20 µl
- F1 20-200 µl
- F1 100-1000 µl
- 5 års garanti

Art.nr 4700690

Pris. 5.350:-

Finnpipette F2 Starter Pack

— du får vad som krävs för en noggrann pipettering

Innehåller 3 pipetter från 2 µl till 1000 µl

- F2 2-20 µl
- F2 20-200 µl
- F2 100-1000 µl
- 5 års garanti

Art.nr 4700700

Pris. 4.500:-



Köp ett Finn pipette Starter Pack och du är med i utlotningen av 1 kit.

Thermo
SCIENTIFIC

Finnpipette® Dispenser

Finnpipette® Dispenser		
Artikel	Volym	Pris
77-4421120	0,2-1 ml	2.150:-
77-4421130	0,4-2 ml	2.150:-
77-4421140	1-5 ml	2.150:-
77-4421150	2-10 ml	2.170:-
77-4421160	5-30 ml	2.880:-
77-4421170	10-60 ml	3.050:-
Novus 1-kanals pipetter (elektroniska)		
Artikel	Volym	Pris
77-46200000	1-10 µl	5.990:-
77-46200100	1-10 µl	5.990:-
77-46200200	5-50 µl (micro)	5.990:-
77-46200300	5-50 µl	5.990:-
77-46200600	100-1000 µl	5.990:-
77-46200700	0,5-5 ml	5.990:-
Novus fler-kanals pipetter		
Artikel	Volym	Pris
77-46300000	8-ch 1-10 µl	8.490:-
77-46300300	12-ch 5-50 µl	9.590:-
77-46300500	12-ch 30-300 µl	9.590:-

Thermo Scientific Finn pipette® Dispenser —

Erbjuder noggrannhet genom samtliga volymområden. Finn pipette® Dispenser finns i sex olika modeller med volymområden från 0,2 ml till 60 ml, med mycket hög precision och noggrannhet.

Finn pipette® Dispenser kan erbjuda ett enkelt och snabbt hanterande av dispensering med säkra resultat samt ergonomiska fördelar såsom tydlig display för enkel och exakt volyminställning.

Kolven som är i keramik gör att även frätande vätskor går att hantera.

- Repeterbar dispensering utan påfyllning
- Stort volymområde
- Enkel att använda
- 5-års garanti efter web-registrering på www.thermo.com

Sommar-
priser!



Kontakta Hans Aldby för mer information,
0300-736 69, e-post: hal@ninolab.se.

Thermo
SCIENTIFIC

B

Teknisk service från Ninolab

Ninolab har en rikstäckande serviceorganisation med fabriksutbildade servicetekniker.

Vi utför såväl akutservice som förebyggande underhållsservice på samtliga instrument som vi saluför t.ex. värmeskåp, CO2-inkubatorer, centrifuger, skakinkubatorer, autoklaver, plattläsare, plattvättar m.m.

Vid all service används kalibrerade mätinstrument med spårbarhet. Godkända service/kalibreringsprotokoll för ackrediterad verksamhet tillhandahålls.

Teckna Serviceavtal

Förebygg underhållet och minska risken för oplanerade eller akuta stopp. Det ger operatören trygghet och säkerhet med driften. Det ger också bättre priser och billigare service.

Ring så berättar vi mer om vår serviceavdelning och vad vi kan erbjuda dig, 08-590 962 00, eller läs mer på www.ninolab.se.

Kontakta oss för
mer information,
08-590 962 00



Nyhet!

Nu kan du
göra din
beställning
direkt på vår
hemsida!

www.ninolab.se

ab ninolab

Ansvärg utgivare: Niclas Nordin Layout: Anna-Karin Steen Tryckeri: Wikströms Tryckeri

Faxa in talongen på fax.nr: 08-590 962 10

Ja tack!

- Jag vill att ni kontaktar mig
- Jag beställer följande:.....Antal.....
- Jag vill ha mer information om:.....

Namn:.....

Företag/Institution:.....

Avdelning:.....

Box/Gata:.....

Postnummer/Ort:.....

Telefon/Telefax:.....

E-post:.....

Övrig information:.....

Alla kampanjer gäller t.o.m den 2009-08-31 om inget annat anges.
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms och eventuella frakter.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

ab ninolab

AB Ninolab - Box 137 - 194 22 Upplands Väsby, tel: 08-590 962 00, fax: 08-590 962 10, info@ninolab.se, www.ninolab.se

Vinn en hängmatta!

Vinn en härlig hängmatta som är lätt att rulla ihop och ta med i sommar.

Det enda du behöver göra är skicka ett mail till: tavling@ninolab.se. Glöm ej att skriva ditt namn och adress. Tävligen pågår fram till den 30 juni 2009. Vi kommer att dra 3 st vinnare!

Ha en skön sommar!



Sommar
tävling!