

NINO nytt

Sommar 2014

Massor av nyheter och sommarerbjudanden!

Centrifuger av högsta kvalitet

sid 7

Nyheter från Termaks

sid 8

Kanonpriser på Forma-86°C frysar

sid 11

Ny serie vågar från Precisa

sid 3

Klara, färdiga, gå!



**Löparskor
på köpet!**

Värde 1 500:-

Tveka inte att beställa en Laboklav 25, **pris från 65 000:-**
Vid köp av autoklav från SHP får du ett par löparskor på köpet!



Vi rensar vårt lager på diskmaskiner från SMEG!



**Priser från
33 000:-**

smeg
INSTRUMENTS

För mer
information

Kontakta
Karin Boström
08-590 962 21
kbo@ninolab.se



*Karin hjälper dig att
snygga upp ditt labb!*

Kampanjpris på ultraljudbad från ELMA



Elmasonic S30H
2,75 liters bad med värme
Baddimensioner:
240x137x100 mm

5 500:-

Elma

CARBOLITE

Högtemperaturugnar & värmeskåp för laboratorier & forskning, utrustning från +30°C till +3000°C

Värmeskåp 400-600°C

För mer
information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Kontakta Ronnie för mer information!



Ny serie vågar från Precisa – Serie 321 LT

- 10 programmerbara funktionsknappar
- Användarvänlig och enkel att rengöra
- Intern självkalibreringssystem (SCS) som standard



Just nu!
Introduktions-
priser på serie
321 LT

För mer
information

Kontakta
Maria Hidesand
070-766 72 16
mhi@ninolab.se



ClipTip

E1-ClipTip är designad för optimal komfort och användarvänlighet, elektronisk spetsavkastning och pipettering med pekfingeret tillåter tummen att slappna av under pipetteringen.

Den innovativa ClipTip tekniken förbättrar pipetteringen genom att med en lätt beröring "klickas" spetsen ordentligt på pipetten för en fullständig tätning som inte lossnar oavsett tryck.

- Spetsen är låst och förseglad på plats tills spetsavkastning - inga olyckstappade spetsar med värdefulla prover!
- Två driftalternativ för varje applikation:
 1. "Step" baserad på Matrix-pipetten väljer själv vilka steg som ska göras
 2. "Preset" med inställningarna för de vanligaste applikationerna
- Möjlighet att lagra upp till 20 gemensamma protokoll med ett specifikt namn och kalibrering i "Program" funktionen
- Anpassat skydd mot oavsiktlig redigering i funktionen "My pipette"
- Li-jon batteri ger lång livslängd
- E1-ClipTip kan laddas med ett laddningsställ eller en kontakt

Vid köp av E1-ClipTip ingår just nu ett laddningsställ utan extra kostnad!



Laddningsställ
på köpet!



För mer
information

Kontakta
Maria Hidesand
070-766 72 16
mhi@ninolab.se



Thermo
SCIENTIFIC

Inaskningsugnar

- Livsmedel
- Plastik
- Gummi
- Keramik
- Kol
- Läkemedel



GERO
A CARBOLITE COMPANY 30-300°C

Multiskan GO

Läsare med inbyggd monokromator, inga filter behövs!

- Läser från 200 - 1000 nm
- Stor färgdisplay gör det enkelt att använda som fristående instrument
- Läser 96- och 384-hålsplattor
- Inbyggd skak- och scanningsfunktion
- Mjukvaran SkanIt ingår som standard
- Multiskan Go kan väljas med eller utan kyvetthållare

Just nu: Vid köp av en Multiskan Go medföljer en μ Drop-Plate utan extra kostnad!

μ Drop Plate

- Analysering av mikrovolymer av DNA och RNA
- Provvolymer är mellan 2-10 μ l
- 1-16 prover kan analyseras



μ Drop-Plate
på köpet!



Thermo
SCIENTIFIC

För mer
information

Kontakta
Maria Hidesand
070-766 72 16
mhi@ninolab.se



Multidrop Combi

Multidrop Combi är en snabb dispenser med hög flexibilitet för att möta alla krav på dispenseringsringar

- Dispenseringsvolym: 0,5 - 2500 μ l
- Platt typer: 6- till 1536-hålsplattor, med olika platthöjder 5-50 mm
- Användarvänlig och stor färgdisplay för enkel programmering
- Utbytbara autoklaverbara dispenseringskassetter



Kampanj på Säkerhetsbänk Klass II



I Premium ingår bland annat:

- Stativ
- Låg ljudnivå
- Tvättbar Laminator för skydd av HEPA-filter, ger förbättrat produktskydd
- 110 mm HEPA-filter för 50% längre livslängd
- UV-ljus
- 2 st eluttag
- Täckta hål i sidoruta för sladd/slang
- Marknadens lägsta energinivå med LED-belysning
- Potentialfri -kontakt & utgång för externt ventilationsspjäll
- En tredje luftsensor för att mäta i er luftkanal

Premium 1200
Säkerhetsbänk Klass II

69 900:-

Ordinarie pris 106 780:-

Elektriskt höj- &
sänkbart stativ
istället för det fasta:

13 800:-

Ordinarie pris 24 600:-

SCANLAF

För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



Prata säkerhetsbänkar
med Chris!

Håll dina prover iskalla i sommar!



Kampanjpris
17 100:-

Modell IQ 45

Liten, behändig granulatismaskin i underbänksmodell som producerar "pärl-is" som är mycket torr och mycket kall.

Lättarbetad is som sluter tätt kring ditt prov och håller det på plats!

- Isproduktion: upp till 40 kg/dygn
- Isbinge: 14 kg



Kampanjpris
20 950:-

Modell IQ 85 C

Granulatismaskin som är anpassad för laboratoriearbete. Granulatisen är mer lättarbetad än flingis, kladdar inte ihop och sluter tätare kring provet. Det kommer att ändra din syn på hur is bör vara!

- Isbinge med kapacitet 26 kg
- Isproduktion: 85 kg/dygn
- Justerbara ben, höjd 100 mm
- Vikt 75 kilo
- Rostfritt stativ, höjd 350 mm som tillbehör



Kampanjpris
23 850:-

Modell IQ 135

Flingismaskin tillverkad i rostfritt stål. CFC och HCFC-fritt köldmedium R 404 A. Maskinen har justerbara ben och kan levereras med stativ för bättre ergonomi.

- Isproduktion: upp till 135 kg/dygn
- Isbinge: 60 kg



Kylväska
på köpet!

Kryoförvaring

Säkrare kryoförvaring än med CBS Isothermalfrysar finns förmodligen inte!

- Provförvaring i gasfas, ingen kontakt med LN2
- Minimerad korskontaminationsrisk
- Kan hålla temperaturen i flera dagar efter strömbortfall
- Larm- och tempindikeringar
- Karusellsystem för enkel hantering av rack
- Stort urval av olika förvaringssystem för rör och blodpåsar



Custom
BioGenic
Systems

Sommar-
erbjudande
15% rabatt
på Chorus-
serien!

Ny serie
vattenrenare!

Vi har arbetat med vattenrening till laboratorier sedan 1965 på den svenska marknaden och har under den tiden haft ELGA som vår leverantör. Det är därför med stolthet som vi nu kan introducera den nya linjen **Chorus** från ELGA. Chorus består av modulära enheter vilket erbjuder större frihet i hur anläggningen anpassas efter just era behov.

- Renhet på vattnet? Välj bara de tekniker som passar just för er forskning och er applikation.
- Framtida uppgraderingar? Med Chorus är det enkelt att uppgradera och omkonfigurera när era behov förändras.
- Ont om plats? Chorus är enkel att anpassa till olika utrymmen.



För mer
information

Kontakta
Tomas Kjellsson
08-590 962.07
tkj@ninolab.se



ELGA

Kvalitetsprodukter från Lauda

(1) Vattenbad 2-25 liter

Värmetermostater/värme cirkulatorer

(2) Nedsänkbara termostater, ECO Guld, ECO Silver

(3) Bad/Cirkulationstermostater, 6-24 liter

(4) Cirkulatorer (Extern applikation), 3-40 liter

(5) Kyltermostater, 5-35 liter

(6) Lågtemperaturtermostater, golvmodeller, -90°C upp till +200°C



LAUDA



1



2



3



4



5



6



Variocool

13 modeller, fyra olika storlekar
Temperaturområde -20°C upp till 80°C
Kylkapacitet från 600W till 10.000W

För mer information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Sorvall - Fler prover, mer fart!

Thermo
SCIENTIFIC

Bänkcentrifuger - stora, små, snabba, kylda och okylda - alla av högsta kvalitet!

Din centrifug är viktig för ditt arbete, väljer du en centrifug från Sorvall ger den dig de provsvar du behöver snabbt och säkert. Med Auto-Lock rotor exchange byter du enkelt rotor på ett ögonblick och med ClickSeal Biocontainment Lids kan du utföra lockbyte med bara en hand. Lätta och slitstarka Fiberlite Carbon Fiber-rotorer gör arbetet ännu lättare.



Sorvall Legend Micro 17/17R och 21/21R

Okylda och kylda mikrolitercentrifuger
Inkl. rotor för 24x1,5/2,0 ml och biotätt lock - ClickSeal

Sorvall Legend
Micro 17 (okyld)

13 200:-

Sorvall Legend
Micro 21 (okyld)

16 700:-

Sorvall Legend
Micro 17 R (kyld)

33 600:-

Sorvall Legend
Micro 21R (kyld)

36 500:-

Sorvall ST 16/16R

Okyld och kyld universalcentrifug
Inkl. swing-out rotor TX-400 med runda bågare
med täta lock och 8 st. valfria röradaptrar



Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g

Okyld
46 400:-



Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g

Okyld
58 100:-



Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Temp. område: -10°C till +40°C

Kyld
61 990:-



Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g
Temp. område: -10°C till +40°C

Kyld
78 300:-

Sorvall ST 8R

Liten, tyst och kyld bordscentrifug

- Tydlig display
- Endast 46 cm bred
- Högsta g-tal 30,279xg
- Lägsta ljudnivå 52 dBA
- Temperatur -10°C till +40°C
- 15 rotorer att välja på, swing-out och vinkel
- Förtemperering med ett knapptryck



Kyld
51 500:-

Priset inkluderar rotor,
bågare & 8 valfria adaptrar.



ST 8 (okyld)
33 600:-

Priset inkluderar rotor,
bågare & 8 valfria adaptrar.

För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Mycket!

TS 9430
37 700:-

B 9025
12 950:-



TS 9053
13 250:-

B 9130
20 800:-

Termaks 9000

Inkubatorer, torkskåp och värmeskåp

Platseffektiva skåp med korta leveranstider!



Panel på dörren

För mer information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Termaks ^{AS}

Säker uppvärmning och omrörning

Alla magnetomrörare från Heidolph är utrustade med brandsäkert hölje, överhettningsskydd och separat av/på-knapp som lyser när värmen är på.

Tillsammans med en värmeeffekt på 800W och en mycket kraftfull omrörarmotor får du en magnetomrörare med marknadens högsta säkerhet och bästa prestanda!

Läs mer om produkterna samt se produktvideos på vår hemsida www.ninolab.se

MR Plug & Play
Hei-Tec

inkl. stativ & tempsensor

6 800:-

Ord. pris 7 600:-

800W upphettningsskapacitet
reducerar uppvärmningstiden
med upp till 35%

Hermetiskt tätt hölje
i brandsäkert aluminium
skyddar elektronik och
mekanik från aggressiv miljö

Överhettningsskydd

Kraftfull motor
för upp till 20
liter vätska

Ytbeläggningen
Kera Disk® ger en
kemiskt resistent
värmepatta

Separat av/på-
knapp för värmen.
Undviker oavsiktlig
uppvärmning

För mer information

Kontakta
Peter Andersson
08-590 962 03,
pan@ninolab.se



Heidolph
Research made easy

Forma Steri-Cult och Forma Steri-Cycle CO₂ inkubatorer

CO₂ inkubatorer med ett unikt system mot kontamination

- Kontinuerlig HEPA filtrerad luft, klass 100-kvalitet i odlingskammaren
- Hetluftsterilisering +140°C
- IR-sensor
- Steri-Cult finns i två storlekar, 232 och 322 liter
- Steri-Cycle finns i storleken 184 liter

Forma Steri-Cult CO₂ inkubator 3308

Denna CO₂ inkubator har en garanterad kontaminationskontroll för odling av stora volymer. Steri-Cult har sofistikerade komponenter för bl.a. CO₂ sensor, exakt mikroprocessor, aktiv fukt-kontroll, HEPA-filtrerad luft och +140°C hetluftsterilisering.



Steri-Cult 3308

Kampanjpris

86 900:-

Ordinarie pris 137 150:-

Forma Steri-Cycle CO₂ inkubator 381

Steri-Cycle har en mycket bra kontaminationskontroll och driftsäker långtidsprestanda. Detta beror till stor del på HEPA- filtrerad luft i kammaren, vilket ger kontinuerligt skydd mot luftburen smitta, samt +140°C hetluftsterilisering.



Steri-Cycle 381

Kampanjpris

59 900:-

Ordinarie pris 83 500:-

Forma storvolym 821 liter CO₂ inkubator

Formas CO₂ inkubator erbjuder utrymme för större experiment och långtidsförvaring av värdefulla prover.

- Med en inkubatorstorlek på 821 liter får man enkelt plats med skakar, bioreaktorer etc.
- Uppvärmad glasörr minskar oönskad kondensbildning
- Högkvalitativ rostfri inredning
- Låsbara hjul, enkel att flytta
- Roller system finns som tillbehör



Roller System

fråga oss om våra kampanjpriser på
övriga CO₂ inkubatorer, priser från 48 900:-!

För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



För mer
information

Kontakta
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se



Thermo
SCIENTIFIC

Mycket!



Retsch/Emax

Kulkvarn med hög effekt för malning på nano-nivå!

För mer
information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Retsch
Solutions in Milling & Sieving

Kyl/Frysnyheter från

Thermo

SCIENTIFIC

Vi erbjuder 10% rabatt på nedan angivna priser!

ES Serien laboratoriekylar & frysar

Vår nya ES-serie laboratoriekylar, frysar och kombination kyl/frys är idealisk när man har begränsat utrymme på laboratoriet.

Kylväska på köpet!

ES Serien FMS laboratoriekylar & frysar

För lättantändliga material

FMS-kylar och frysar är avsedda för lättantändliga material som ethyl eter, acetone, alcohol, benzene, butane, gasoline, hexane och andra lättantändliga material som förekommer på ert laboratorium.



II 3 G c ic IIB T6X



-18°C till -25°C

Frys 232F-AEV-TS
10 900:- (232 l)



+1°C till +10°C

Kyl 288R-AEV-TS
10 900:- (288 l)



Kyl +1°C till +10°C, Frys -18°C till -25°C

Kyl/Frys 263C-AEV-TS
14 200:- (159/104 l)



+1°C till +10°C

Kyl 151R-AEV-TS
7 600:- (151 l)



-18°C till -25°C

Frys 151F-AEV-TS
7 600:- (151 l)



Frys 232F-AXV-TS
14 700:- (232 l)



Kyl 288R-AXV-TS
14 700:- (288 l)



Kyl/Frys 263C-AXV-TS
19 100:- (159/104 l)



Kyl 151R-AXV-TS
10 300:- (151 l)



Frys 151F-AXV-TS
10 400:- (151 l)

GPS-serien laboratoriekylar och frysar

Kylar och frysar med stor förvaringskapacitet på 400, 700 och 1400 liter. Kylarna finns även med glasdörr.



+1°C till +11°C

Kyl R400-SAEV-TS
16 350:- (400 l)



+1°C till +11°C

Kyl R400-GAEV-TS
20 900:- (400 l)



+1°C till +11°C

Kyl R14X-GAEV-TS
34 100:- (1400 l)



-12°C till -25°C

Frys F400-SAEV-TS
17 600:- (400 l)



-12°C till -25°C

Frys F14X-SAEV-TS
27 000:- (1400 l)

Kyl R700-SAEV-TS
16 700:- (700 l)

Kyl R700-GAEV-TS
24 300:- (700 l)

Frys F700-SAEV-TS
20 600:- (700 l)

Forma-86°C håller era prover kalla i sommar!

Kylväska på köpet!

Thermo
SCIENTIFIC

Skåp 88300

Inklusive 12 st rack för CB2 askar.
Rymmer 300 CB2 askar



Kampanjpris
86 600:-
inkl rack

Exkl. rack
68 600:-

Skåp 902

Inklusive 16 st rack för CB2 askar
Rymmer 240 CB2 askar



Kampanjpris
74 500:-
inkl rack

Exkl. rack
57 150:-

Inklusive racks!



Box 803CV

Inklusive 9 st rack för CB2 askar.
Rymmer 63 CB2 askar



Kampanjpris
60 300:-
inkl rack

Exkl. rack
47 550:-

Sommarpriser på Kirsch kylskåp 0°C till +20°C

Varje enhet har ett robust hölje och kvalitetskomponenter "Made in Germany".
Detta garanterar pålitlighet och hållbarhet vilket är bra för dig som användare!

Kylväska på köpet!

- Tyst kompressor för ultratyst kylning
- Flätkylning
- Lättskött display
- Automatisk avfrostning
- Micro-processor kontroll
- Optisk och akustisk larmkontroll
- Potentialfri kontakt för överföring av alarm
- Hyllor
- Läsbar dörr

Kirsch
Reliable Cooling for Labs and Health Care

För mer information

Kontakta
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se



Essential 700
36 480:-

Essential 100
16 200:-

Essential 460
36 480:-

Essential 280
18 100:-



Provberedningsutrustning för gruvindustrin

Retsch erbjuder utrustning för krossning, malning, provdelning och siktning för olika applikationer. Homogena och okontaminerade prover säkerställer efterföljande tester. Professionella lösningar som kombinerar hög prestanda, som är lätta att använda, har hög säkerhet och lång livslängd –

Retsch från Ninolab är ditt enda alternativ!



För mer information

Kontakta
Ronnie Jyrell
08-590 962 25
rjy@ninolab.se



Retsch[®]
Solutions in Milling & Sieving

ab ninolab

Box 137 - 194 22 Upplands Väsby - Tel. 08-590 962 00 - Fax: 08-590 962 10
info@ninolab.se - www.ninolab.se

Alla kampanjer gäller t.o.m. 2014-08-31 om inget annat anges.
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Ny kollega!

Vi välkomnar Rick Johansson till Ninolab!
Rick kommer ha en allmän roll som säljare och arbeta med hela sortimentet. Tidigare har Rick drivit eget företag och är nu i full gång med att avsluta två utbildningar – medicinteknisk säljare på affärshögskolan och läkemedelsakademins LIF-certifikat.
Fritiden spenderas helst under vattnet med vrak- och grottdykning, både i Sverige och utomlands.



Välkommen Rick!