

NINO nytt

Sommar 2018



Lauda Alpha – Kostnadseffektiv termostatering

Lauda Alpha, värme- och kyltermostater för kostnadseffektiv termostatering från -25 till +100°C. Enkel LED display, larm för låg vätskenivå i badet och timerfunktion.

För mer
information

Kontakta
Peter Andersson
08-590 962 03,
pan@ninolab.se



LAUDA
brinkmann



12% rabatt

12% rabatt på alla modeller
i Alpha-serien

Prisexempel:

Alpha A 12: ordinarie pris 13 835:-

Kampanjpris: 12 175:-

Alpha RA 12: ordinarie pris 38 730:-

Kampanjpris: 34 000:-

Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-08-31

Modeller +25°C till +100°C	Badvolym liter
A 6	2,5-5,5
A 12	8-12
A 24	18-24

Modeller -25°C till +100°C	Badvolym liter
RA 8	5-7,5
RA 12	9,5-14,5
RA 24	14-22

Utnyttja platsen med nya Lauda Loop Cirkulationstermostat

Temperaturintervall +4°C till +80°C. Peltier system för kylning utan kompressor. Liten och smart, passar bra till små laboratorier och applikationer som gel assays som har behov av temperaturreglering.

Lauda har ett stort utbud av termostater, vattenbad och kylare, tveka inte att fråga oss om råd, vägledning och riktigt bra priser!

Nyhet!



LAUDA
brinkmann

Nya Forma serie 89000 – Säker provförvaring i -80°C

Nyhet!

Designad för energisnål och hållbar förvaring av prover, med maximal förvaringskapacitet. Utrustad med touch-screen för enkel åtkomst till drift och säkerhetsinformation. Snabb återhämtning efter dörröppning, frysarna är gjorda för daglig användning. Finns i fyra modeller, för förvaring av 300, 400, 500 eller 600 stycken 5-centimetersaskar. Frysarna i nya 89000-serien är tystgående och har låg energiförbrukning.

Trots att 89000-serien är mindre utrymmeskrävande kan fler prover förvaras! Upp till 101 400 vialer kan förvaras i en frys!

Trots att utnyttjande av golvytan minskat tar 89000-serien betydligt fler prover. Skåpen har vakuumisolering i kombination med CFC-fri isolering bestående av högisolerande polyuretanskum. Detta gör att antalet prover kan maximeras mot att en begränsad golvyta används.

Modell	5,1 cm askar	7,5 cm askar	2 ml kryorör	Kryobankrör 1 ml
89300	300	225	30 000	50 700
89400	400	300	40 000	67 600
89500	500	375	50 000	84 500
89600	600	450	60 000	101 400



Vi erbjuder även dessa modeller från Thermo Scientific, 900- och 8600 serien -86°C skåp/boxar

900 serien -86°C skåp

- Extremt driftsäker
- Kontrollpanel i ögonhöjd
- En av marknadens lägsta ljudnivåer
- Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömavbrott
- Ergonomiskt handtag med expanderfunktion
- Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
- Justerbara hyllplan
- Minimal frostbildning
- Extern larmanslutning som standard
- Finns i storlekarna 368, 490, 651 och 793 liter




Skåpen finns även i det unika utförandet med delad ytterdörr!

8600 serien -86°C boxar

- Extremt driftsäker
- En av marknadens lägsta ljudnivåer
- Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömavbrott
- Rostfritt invändigt
- Innerlock för att exponera så lite av frysen som möjligt vid locköppning
- Ergonomiskt handtag - medför enkel öppning
- Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
- Extra kraftfulla gångjärn för säker locktätning
- Minimal frostbildning
- Extern larmanslutning som standard
- Finns i storlekarna 85, 360, 481 och 566 liter



Den populära Scanlaf Mars Klass II – nu bättre än någonsin!



74 900:-

Elstativ: 14 900:-
Fast stativ: 7 440:-

I jakten på lägre ljud- och energiförbrukning har Mars-bänkarna nu fått ett helt nytt fläktpaket och omgjorda luftpassager m.m. I övrigt är den lyckade och smidiga designen oförändrad. Ändringarna har medfört betydande sänkning av både ljudbild och energiförbrukning. Med modern dimbar LED-belysning är energiförbrukningen under 120W!

I Marsbänkarna ingår bl.a.

- V-format intagsgaller för att inte blockera personskydd och för att slippa armstöd
- Extra stor arbetsyta tack vare det V-formade gallret och det stående bakgallret i arbetsutrymmet
- 110 mm HEPA-filter som inte behöver bytas p.g.a. igensättning under bänkens livslängd
- Enkelt rengöringsbar laminator som skyddar HEPA-filter mot stänk och skador
- 3-5 st. (beroende av bänkstorlek) tystgående lågenergifläckar vilket ger möjlighet till kompromissfri finjustering av luftflöden för person- och produktskydd
- Mars-bänken är servicevänlig vilket medför sänkta driftkostnader

Äntligen en CO₂-inkubator som har allt – Forma Steri-Cycle i160 och i250

Forma Steri-Cycle i160 och i250 ger dig:

- 180°C -6 logg dokumenterad sterilisering över natt med en enkel knapptryckning, med alla givare kvar i kammaren!
- Kontinuerlig HEPA-filtrering av kammare - inte bara av CO₂-gasen
Detta ger samma luftkvalitet som i era LAF-bänkar
- Nyutvecklad TC-CO₂-sensor, som har nästan samma egenskaper som en dyrare IR-CO₂ sensor
- Du kan nu välja mellan två storlekar, Forma Steri-Cycle i160 på 165 liter och Forma Steri-Cycle i250 på 255 liter
- Loggningsfunktion – kolla dina celler på morgonen och/eller efter helgen
- Inbyggd larmsensor för befuktningsvatten
- Möjlighet till USB-nedladdning – GMP-krav!
- Forma Steri-Cycle i160/i250 finns med högblankt elektropolerat stål eller 100% äkta massiv kopparinredning



Forma Steri-Cycle i250

Thermo
SCIENTIFIC

För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



Små och tysta -85°C frysar från **FRYKA**

Behöver du en liten och tystgående frys som säkert förvarar dina prover och tar minimalt med plats på laboratoriet? Låt oss presentera Fryka!

Fryka är experter inom kyl- och frys. Företaget grundades 1967 i Esslingen, Tyskland, och har blivit en av landets mest eftertraktade experter inom kyl- och frys. Fryka Kylteknik utvecklar och tillverkar kyl- och frysutrustning för laboratorier och inom analysteknik, liksom för forskning och industri. Inredning med utdragbara hyllplan finns som tillval för skåpmodellerna.



KBT minifrysar

Fryka minifrysar, -50°C, finns i storlekarna 2, 4 och 8 liter.



B 35

Litet -85°C frysskåp på 35 liter. Kompakt design och låg ljudnivå.



TT 80-55

Frysbox 55 liters kapacitet, -80°C.



TUS 80-100

100 liters kapacitet, -85°C, lämpligt att ha under eller på din arbetsbänk.



TS 80-100

Klassisk golvmodell av -85°C skåp med 100 liters kapacitet.

Kontrollerade miljöer

Tyska MBraun har tillverkat högkvalitativa handskboxar sedan 1976

Handskboxarna tillhör det absoluta toppskiktet av kvalitet i alla detaljer, vilket inkluderar samtliga tillbehör, och erbjuder absolut anpassning mot ert behov. Dessa boxar finns i flera standardmodeller och ger en kontrollerad atmosfär med <0,5 ppm O₂ och <0,5 ppm H₂O.



Beroende på er applikation kan handskboxarna utrustas med bland annat kylvhet, fuktkontroll, vågstativ samt olika typer av ugnar för värmebehandlingar inne i handskboxen samt kopplat till denna. MBraun är världsledande tillverkare av unika anaeroba lösningar för helt kundanpassade applikationer.

Kontakta Johnny Riise för mer information – jri@ninolab.se, 08-590 962 08

Vilken skak passar dig?

MaxQ från Thermo Scientific

MaxQ har ett stort program av skakar – analoga, digitala, för inkubering, kylda samt bänk- eller golvmodeller. Vi ger 5 års garanti på alla skakar och livstidsgaranti på motor-enheterna. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt skak till ditt laboratorium!



Thermo
SCIENTIFIC

Kühners skakinkubatorer

Kühner är en Schweizisk tillverkare av skakutrustning för bakterie- och cellodling, med mer än 50 års erfarenhet på området. Kühners produkter är extremt robusta och pålitliga, vilket garanterar en näst intill underhållsfri drift. Anledningen till detta är ytterst få rörliga delar i skakmekanismen. Dessutom finns inga plastdetaljer vare sig invändigt eller utvändigt.



Istället för traditionell remdrift använder sig Kühner av direkt magnetdrift som ger högsta möjliga driftsäkerhet och en fullständigt underhållsfri motor och skakmekanism.

Detta och flertalet andra unika egenskaper hos Kühners skakinkubatorer gör det möjligt för oss att erbjuda 5 års garanti. AB Ninolab har lång erfarenhet av försäljning och service av skakinkubatorer vilket gör Kühners produkter till en långvarig och säker investering.

Kühner

15% rabatt på skakar från
Thermo Scientific och Kühner

För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Precisa – Kunskap och precision sedan 1935



Precisa är tillverkare av schweiziska precisionsinstrument för de mest krävande kraven. De erbjuder hög standard i forskning och investerar kontinuerligt i utvecklingen av ny teknik och design och har kundorienterade lösningar och komplett service, vilket resulterar i snabb support.

**Kontakta Ralf Moberg för mer information –
rmo@ninolab.se, 08-590 962 04**



15% rabatt

Gäller alla vågar från



Precisa

Produkter för värme och klimat med miljön i fokus!

De moderna skåpen från Termaks ger dig en jämnare temperatur, mindre energiförbrukning och stor driftsäkerhet. Torkskåp, inkubatorer, klimatskåp och kylinkubatorer i flera olika modeller, inredning i rostfritt stål, inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur och mängder av andra smarta funktioner.



Nu erbjuder vi 5 till 10% rabatt på dessa bakteriologiskåp*:

B 9025 12 600:-

B 9051 13 590:-

B 9130 21 250:-

Nu erbjuder vi 5 till 10% rabatt på dessa torkskåp*:

TS 9026 11 900:-

TS 9053 12 800:-

TS 9135 18 800:-

Klimatskåp & Kylinkubatorer

- 5 olika modeller, 182-400 liter
- Temperaturområde mellan -9,9°C och +70°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur
- Fuktighetskontroll

Torkskåp

- 5 olika modeller, 26-430 liter
- Temperaturområde upp till +250°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

Inkubatorer

- 5 olika modeller, 25-420 liter
- Temperaturområde upp till +100°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

Kontakta Ralf Moberg för mer information – rmo@ninolab.se, 08-590 962 04

*Pris efter rabatt visas

Nyhet från CEM – iPrep

CEMs nya rotor för uppslutning och extraktion: iPrep. Det mest avancerade kärlet för uppslutning någonsin!

Uppslut svåra organiska material vid högre temperaturer och få klara uppslutna prover. Uppslutningar med upp till 2 gånger så mycket material per körning. Exakt temperaturmätning av vätskan inuti kärlet med iWave systemet i CEMs mikrovågsugn Mars 6 iWave.

Kontakta Ralf Moberg för mer information, rmo@ninolab.se, 08-590 962 04

CEM

Nyhet!



Gör det rätta valet 2018 – välj Sorvall!

Snabba och säkra bänkcentrifuger från Thermo Scientific.
Stora, små, snabba, kylda och okylda – alla av högsta kvalitet!



Din centrifug är viktig för ditt arbete, väljer du en centrifug från Sorvall ger den dig snabbt och säkert de provsvar du behöver. Med Auto-Lock rotor exchange byter du enkelt rotor på ett ögonblick, och med ClickSeal Biocontainment Lids kan du utföra lockbyte med bara en hand. Lätta och slitstarka Fiberlite Carbon Fiber-rotorer gör arbetet ännu lättare.

Sorvall Legend Micro 17/17R och 21/21R

Okyllda och kylda mikrolitercentrifuger. Inkl. rotor för 24x1,5/2,0 ml och biotätt lock - ClickSeal

Sorvall Legend
Micro 17 (okyld)

13 200:-

Sorvall Legend
Micro 21 (okyld)

16 700:-

Sorvall Legend
Micro 17 R (kyld)

33 600:-

Sorvall Legend
Micro 21 R (kyld)

36 500:-



Sorvall ST 16/16R

Okylld och kyld universalcentrifug

Inkl. swing-out rotor TX-400 med runda bägare med täta lock och 8 st. valfria röradaptar

Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Okylld

46 400:-

Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Temperatur: -10°C till +40°C
Kyld

61 990:-



Sorvall ST 40/40R

Okylld och kyld universalcentrifug

Inkl. swing-out rotor TX-750 med runda bägare med täta lock och 8 st. valfria röradaptar

Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g
Okylld

58 100:-

Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g
Temperatur: -10°C till +40°C
Kyld

78 300:-



Sorvall ST 8R

Liten, tyst och kyld bordscentrifug. Inkl. rotor, bägare och 8 valfria adaptar

Tydlig display och endast 46 cm bred
Högsta g-tal: 30,279xg
Lägst ljudnivå: 52 dBA
Temperatur: -10°C till +40°C
15 rotorer att välja på, swing-out och vinkel
För-temperering med ett knapptryck

33 600:-

Okylld

51 500:-

Kyld



För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Thermo
SCIENTIFIC

Vi håller ditt lab skinande rent!

Kampanjpris på lilla effektiva och flexibla Lab500 från



Kompakt liten diskmaskin, endast 60 cm bred, utan inbyggd varmluftstorkning. Torkning kan ske med värmeelement. Stativ finns som tillbehör för bättre ergonomi. Dörr i rostfritt stål, samt LCD-display. 2 st. inbyggda doseringspumpar för flytande disk-/sköljmedel. Kan diska upp till +90°C (termisk desinfektion). Diskning kan ske i två diskplan med injektorvagnar som ansluter i bakväggen för matning av vatten genom dysrör.

Dimensioner (BxDxH): Utvändigt 600x630x850 mm, kammare 540x500x540 mm.

Kammaren är tillverkad i syrafast rostfritt stål (AISI 316L) och utvändigt AISI 304.

Maskinen är CE-märkt.

I kampanjpriset ingår:

- 2 st. pumpar för automatisk dosering av skölj/diskmedel
- 3 anslutningar för vatten (kallt, varmt samt avjoniserat/destvatten)
- 1 st. övre diskvagn C721 med spolarm
- 1 st. dysrörsvagn C716 med 25 st. dysrör för placering i nedre diskplanet



Kampanjpris

52 900:-



C721



C716

Passa på att köpa rengöringsmedel!

Högpresterande rengöringsmedel från RBS

Vi erbjuder ett komplett sortiment av högpresterande rengöringsmedel från RBS!

Högkvalitativa produkter som uppfyller de särskilda behoven på laboratorier, vid analys, forskning och utveckling. RBS produkter är främst avsedda för vattenbaserade rengöringsprocesser av glas och laboratorieutrustning: manuell rengöring, immersion, ultraljudsrengöring och automatiska tvättmaskiner.

Vi ger dig fortsatta introduktionspriser!

RBS A 156: Ett lågskummande flytande alkaliskt rengöringsmedel, fosfatfritt

Speciellt utvecklad för automatisk rengöring av glas och laboratorieutrustning tillverkad av rostfritt stål, plast och porslin. I kombination med användning av det neutraliserande medlet RBS A 375, erhålles perfekt resultat och optimal renhet utan spår eller filmer.

RBS A 375: Neutraliserande medel, baserat på organiska syror

Avlägsnande av kvarvarande spår av olösliga karbonater och oorganiska salter både på de rengjorda artiklar och de inre komponenterna hos maskinen.

Kampanjpris

450:-

Kampanjpris

380:-



RBS

Skräddarsydda renluftslösningar – Ninolaf®

Nino Labinteriör AB utvecklar, designar och tillverkar produkter som luftduschar, säkerhetsbänkar, fasta och mobila burbytesstationer, kemslussar och isotopbänkar. Skräddarsydda renluftslösningar enligt kundernas önskemål, med installation och valideringsservice.

Nino Labinteriör erbjuder bland annat:


- LAF-tak med laminär steril luft för produktskydd
- LAF-tak med produktskydd och operatörsskydd (kallas ibland för burbytesstation)
Dessa finns bl.a med tillvalen: anestesifunktion och/eller hissar på var sida om arbetsbordet som flyttar upp/ner djurburarna vartefter burarna bearbetas
- Genomräckningsskåp, finns även med kemslussfunktion
- Inbyggda intagsstationer med slussfunktion i barriärvägg
- Mobila burbytesstationer, med höj- och sänkfunktion
- Ninolaf Airshower för inpassage och/eller utpassage av personal
- Kundanpassade Sterilbänkar med specialmått
- Kundanpassade Klass I, II och III-bänkar med specialmått eller modifieringar utöver standard t.ex. ljudisolerade modeller, högre med tystare fläktar osv.
- Mikroskopanpassade bänkar
- Isotopbänkar

ninolaf



Ninolaf® Air Shower

Förhindrar att oönskade partiklar sprids in till ren zon eller ut från kontaminerad zon genom duschning i HEPA-filtrerad luft. Det är en fristående enhet som recirkulerar luften genom för- och H14-huvudfilter utan att påverka rummets ventilation. Kan konfigureras för olika typer av förfilter beroende på behov. Dörrar med interlock för fullständig säkerhet i zongräns. Kan även fås i tredörrarsutförande.



Ninolaf® LAF-enheter

Ninolaf erbjuder ett komplett program av kundspecifika LAF-enheter, exempelvis LAF-tak för kontrollerad renhet över t.ex. en fyllningsmaskin men även walk-in klass II-enheter med kontrollerad miljö som dessutom skyddar såväl operatör som omgivning.

Ninolaf® genomräckningsskåp

Olika typer av genomräckningsskåp att placeras i vägg för slussning mellan olika zoner. Finns tillgängliga i flera varianter och storlekar – med automatiserad sprayfunktion för desinficering med aerosol eller slussning med HEPA filtrerad recirkulerande luft alternativt passivt utförande. Interlock för fullständig säkerhet i zongräns.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra produkter och hur vi kan anpassa dem för just dina behov!

nino labinterior
Superior Lab Solutions



En världsnyhet i storlek XL från **ninolab**

Äntligen kan vi erbjuda dig en stor Klass II säkerhetsbänk som har plats för det mesta! Designad och producerad med stor stolthet av Nino Labinteriör.

ninoSAFE XL är en äkta Klass II säkerhetsbänk, skillnaden är bara att den har mycket mer plats. Byggt enligt EN 12469-normen, som garanterar att alla säkerhetsparametrar efterföljs.

ninoSAFE XL har alltid 900 mm djup och 1000 mm höjd invändigt, och finns i storlekarna 1200, 1500 och 1800 mm bredd. Alltså större än de flesta!

För den bästa ergonomin finns höj- och sänkbart stativ som tillval.

Touchscreendisplay för lättillgänglig åtkomst, samt enkel rengöring, gör vardagen på labbet enkel och säker för alla användare av ninoSAFE XL.

Kontakta oss för mer information, och självklart ger vi dig ett riktigt bra pris!
Nino Labinteriör når du på 0300-358 50 eller via mail på info@ninolabinterior.se



Nyhet!

nino
Superior Lab Solutions **labinterior**

Ny siktskaksapparat från Retsch

För 200/8 tums analyssiktat!

Nyhet!



- Siktning med 3D effekt
- Kalibrerbar för att garantera bästa resultat år efter år och med olika laster
- För siktat upp till 203 mm (8 tum)
- Alla siktparametrar ställs in och avläses digitalt
- Mikroprocessorstyrd
- Lätt att använda och med ergonomisk design
- 2 års garanti (som alla Retsch apparater)

Kontakta Ralf Moberg för mer information,
rmo@ninolab.se, 08-590 962 04

Retsch
Solutions in Milling & Sieving

Läsare och tvättare för mikrotiterplattor

Vi saluför och utför service på läsare och tvättare för mikrotiterplattor på den svenska marknaden från Thermo Scientific. Vi har gjort detta sedan 2004 och har en gedigen utbildning och erfarenhet på området. Här följer ett litet axplock av vårt produktprogram för läsare av mikrotiterplattor.

Absorbansläsare med filter inklusive programvara

Multiskan FC – Med skakning för 96-håls plattor inkl filter 405nm, 450nm och 620nm. Med plats för upp till 8 filter i ett filterhjul. Våglängdsområde 340-850nm.

16551119000 – Multiskan FC

16551119010 – Multiskan FC, IVD-modell

16551119100 – Multiskan FC med inkubering och skakning för 96- och 384-håls plattor



Absorbansläsare utan filter (Monokromator) inklusive programvara

Multiskan Sky – Med skakning och inkubator för 96- och 384-håls plattor. Våglängdsområde 200-1000nm.

16551119500 – Multiskan Sky utan Touch-Screen, styrs enbart från dator

16551119600 – Multiskan Sky med Touch-Screen

16551119700 – Multiskan Sky med Touch-Screen samt med kyvettport för en kyvett



Fluorescensläsare med filter inklusive programvara

Fluoroskan – Med skakning och inkubering. För 6- till 384-håls plattor. Våglängdsområde Excitation 320-700nm, Emission 360-800nm.

1655200110 – Fluoroskan utan dispenser

1655200111 – Fluoroskan med en dispenser

1655200112 – Fluoroskan med två dispensorer



Luminiscensläsare med filter inklusive programvara

Luminoskan – Med skakning och inkubering. För 6- till 384-håls plattor. Våglängdsområde 270-670nm.

1655300330 – Luminoskan utan dispenser

1655300331 – Luminoskan med en dispenser

1655300332 – Luminoskan med två dispensorer



Luminiscens och fluorescensläsare med filter inklusive programvara

Fluoroskan FL – Med skakning och inkubering. För 6- till 384-håls plattor. Våglängdsområde Luminiscens 270-670nm. Fluorescens Excitation 320-700nm, Emission 360-800nm.

1655200220 – Fluoroskan FL utan dispenser

1655200221 – Fluoroskan FL med en dispenser

1655200222 – Fluoroskan FL med två dispensorer



Thermo
SCIENTIFIC

För mer
information

Kontakta
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



Undvik att din autoklav kör torrt! – Välj autoklaver från SHP!



- Minsta möjliga förbrukning av vatten och ström
- Automatisk påfyllning av vatten
- Välj modell med kylning, vakuum och övriga funktioner efter behov
- Flera storlekar från 55 till 195 liter – Du hittar alltid en modell som passar!
- Kan monteras som golv-eller bordsmodell
- Tysk kvalitet producerad med "Low cost of ownership"



20% rabatt på alla frystorkar/indunstare och tillbehör!

Vi fortsätter att erbjuda exceptionellt förmånliga priser på hela frystork- och indunstningsprogrammet från Labogene!



CoolSafe frystorkserie består av ett stort urval modeller, från den minsta med 4 liters kondensorvolym upp till den största laboratoriemodellen med en volym på mer än 60 liter. Iskapaciteten går från 2,5 kg per dygn upp till 10 kg per dygn och kan uppnås med ett brett tillbehörssortiment.



20% rabatt!

CoolSafe Touch 110-4 – säker, snabb och pålitlig, med en "touch" av elegans!

Därför ska du välja den nya Cool Safe Touch:

Enkelt gränssnitt - Starta din Cool Safe Touch och följ anvisningarna på skärmen.
Lätt att programmera - Kontrollera avläsningstemperatur och peka på skärmen.
Bästa styrning via medföljande programvara och dator, gör det lätt att samla data.
Snabb överblick av processen - skärmen visar till exempel temperatur och tryck.
Ny touchkontroll - läs snabbt av t.ex. temperatur, tryck och tid.

Bland de många fördelarna:

- Lägsta kondensortemperatur -110°C
- Integrerad vakuumventil
- Tryckreglering
- Elektrisk avisningsfunktion
- Många tillbehör

För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



20% rabatt!



Renvattensystem för laboratoriet

CENTRA R 200 – en kompakt vattenrenare för att förse hela laboratoriet med renvatten till tappkranar, diskmaskiner och ultra-renare från ett cirkulerande loopsystem.

Centra R 200 producerar ca 200 liter/h omvänt osmosvatten av kvalitet Typ III, och kan kompletteras med jonbytare för att få högre kvalitet som Typ II eller Typ I. Enheten har inbyggd tank på 350 liter och en cirkulationspump som är tryckstyrd. När vatten behövs från något av tappställena går pumpen upp i varv för att tillse att rätt mängd vatten finns tillgängligt.

En UV-lampa och ett inmonterat bakteriefilter i loopen ger en låg bakterienivå i systemet.

Enheten har ett inbyggt saneringsprogram för sanering av Centra och loop. Loopens längd kan vara upp till 250 meter.

Tekniska fakta:

Producerad vattenmängd ca 200 liter/h

Flöde i loop ca 35 liter/min

Producerad vattenkvalitet:

Joner upp till 18,2 MΩ-cm (beroende på typ av jonbytare)

TOC <10ppb

Bakterier <5CFU/ml

Partiklar 0,2µm filtrering

Allt i ett – kompakt med minimalt platsbehov:

Höjd 1820 mm, bredd 730 mm och djup 890 mm


Ansluts till dricksvatten

För mer information

Kontakta
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



ELGA



Purelab Flex 2

Ultrarent vatten Typ I från RO-vatten eller liknande.

Typiska applikationer Typ I vatten: Elektrokemi, elektrofores, GFAAS, HPLC, IC, ICPAES, ICPMS, molekylärbiologi, mammalieceller, plantceller och kvalitetsanalys

Producerad vattenmängd: <10 liter/dag

Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut

Producerad vattenkvalitet:

- Joner/Organer 18.2 MΩ-cm
- Organiska ämnen som TOC <5 ppb
- Bakterier </CPU/10 ml med installerat PoU filter



Purelab Flex 3

Ultrarent vatten 18.2 MΩ-cm direkt från kranvatten till ett förmånligt pris. Komplet enhet från Elga med RO-membran, tank, avjonisering, UV-lampa och flexibel tapp-pistol.

Variabelt tappflöde - från droppvis upp till 2 liter/minut

Visar vattenkvalitet och TOC i real-tid direkt vid tapp

Inställbar upptappning av volymer

Inbyggd 7 liters tank

Tappfilter och fotswitch finns som tillbehör

Vattenkvalitet som Flex 2



20% sommarrabatt!

20% sommarrabatt!

Nyhet från Asynt – DrySyn Octo

Vi är stolta över att kunna presentera nya DrySyn OCTO och OCTO+ från Asynt! Parallell syntes i liten skala på ett enkelt sätt!

Kraftfull magnetomrörning och uppvärmning i kontrollerad atmosfär med reflux, perfekt anpassad för småskaliga arbeten med parallell syntes.

OCTO passar perfekt när du jobbar med volymer upp till 6 ml. Den passar även perfekt för 8 parallella reaktioner, men du kan också använda upp till 3 DrySyn OCTO Reaction Stations med valfri DrySyn MULTI-bas, och därmed kunna köra upp till 24 st. parallella reaktioner på en standard magnetomrörare.



- 8 parallella positioner
- Upp till 3 DrySyn OCTO enheter kan användas tillsammans på en magnetomrörare vilket möjliggör att 24 st. parallella reaktioner kan utföras samtidigt på en liten yta
- Tillåter användning av kostnadseffektiva reaction-rör
- Rörens stora glasarea tillåter luften att kondensera och en skonsam reflux skapas
- Gastät förslutning bidrar till kontrollerad atmosfär
- Designad för att fungera med vilken omrörare som helst
- Kraftfull magnetomrörning
- Kompakt storlek
- Provvolum upp till 6 ml per rör
- Alternativa anslutningspositioner för gas inlet-/outlet

Nyhet!

För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Asynt

Iskall förvaring i gasfasen

Vår populära Isothermalfrys för provförvaring – nu med karusellsystem för att enklare nå provracken.

Isothermalfrysarna från CBS, där all förvaring av prover sker i gasfas ned till -190°C, har fått efterföljare!

- Karusellsystem för att enklare nå provracken från framsidan
- Unikt rotationssystem – enkelt att vrida fram aktuellt rack
- Fyrkantig lucka i toppen – minimerar exponering till rumstemp



Custom
BioGenic
Systems

V3000ABC med kapacitet för 16 800 st. 2 ml kryorör
V3000EHABC förhöjd, med kapacitet 21 000 st. 2 ml kryorör
V5000ABC med kapacitet för 36 400 st. 2 ml kryorör
V5000EHABC förhöjd, med kapacitet 42 000 st. 2 ml kryorör

För mer
information

Kontakta
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



B



Retur: AB Ninolab, Box 137, 194 22 Upplands Väsby

ISO Certifiering

Nu har vi tagit ytterligare ett steg i miljö- och kvalitetsarbetet genom att vi nu är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.

Certifieringen innebär att arbetet med miljö och kvalitet nu sker enligt internationellt accepterade standarder. Tack vare detta kan vi utveckla vårt arbetsätt, mäta och analysera det vi gör och arbeta aktivt med förbättringar. Vi har nu de bästa förutsättningarna för ökad kvalitet i vårt arbete och en bra grund för hållbar utveckling.



Vi välkomnar nya Ninolabbare

Vi vill presentera de senaste tillskotten bland våra produktspecialister – Martina Laussen, Johnny Riise och Andreas Almlén. Här iförda sina fina nybörjar-hattar.

Martina är ett bekant ansikte för våra trogna kunder, då hon till vår stora glädje har valt att återvända till oss efter några år på annat håll. Hon utgår från vårt kontor i Kungsbacka och har västra och södra Sverige som arbetsfält.

Johnny har varit hos oss ett tag nu, så det är säkert flera av er som träffat på honom. Han utgår från vårt huvudkontor i Upplands Väsby.

I Upplands Väsby hittar ni även vår allra nyaste produktspecialist, Andreas. Vi är så glada att ha knutit honom till vårt team!



ab ninolab