

NINO **nytt**

Vår 2018

**Det rätta valet 2018 –
Centrifuger från Sorvall**

Sid 8

**Nyhet från Elga –
Ultrarent vatten
direkt från kranen**

Sid 9

**Säker prov-
förvaring i -80°C**

Sid 6



Hela 3 sidor pipettkampanjer!

Sid 17-19

Förmånliga kampanjer från Heidolph

Inbyteskampanj Laborata 4xxx

Byt in en gammal rotationsindunstare från LR4xxx-serien, och **få 10% rabatt vid köp av en ny modell från Hei-VAP-serien.**

10% rabatt
vid inbyte!



Erbjudande 1

Köp Hei Torque 100 Value + stand S2 + Clamp och **få PR30-impeller på köpet.**



På köpet!

Erbjudande 2

Köp Hei Torque 400 Value + Telescope stand + Clamp och **få en ViscoJet impeller på köpet.**



På köpet!

Erbjudande 3

Köp MR Hei-Tec, MR Hei-End eller MR Hei-Connect och **få 1 x silicone protective cover eller 1 x Set spin bars cylindrical på köpet.**



På köpet!

För mer information
Kontakta
Peter Andersson
08-590 962 03,
pan@ninolab.se



Iskall förvaring

Vår populära Isothermalfrys för provförvaring – nu med karusellsystem för att enklare nå provracken.

Isothermalfrysarna från CBS, där all förvaring av prover sker i gasfas ned till -190°C, har fått efterföljare!

- Karusellsystem för att enklare nå provracken från framsidan
- Unikt rotationssystem – enkelt att vrida fram aktuellt rack
- Fyrkantig lucka i toppen – minimerar exponering till rumstemp

V3000ABC med kapacitet för 16 800 st. 2 ml kryrorör
V3000EHABC förhöjd, med kapacitet 21 000 st. 2 ml kryrorör
V5000ABC med kapacitet för 36 400 st. 2 ml kryrorör
V5000EHABC förhöjd, med kapacitet 42 000 st. 2 ml kryrorör



För mer information
Kontakta
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

Den populära Scanlaf Mars Klass II bänken – nu bättre än någonsin!



I jakten på lägre ljud- och energiförbrukning har Mars-bänkarna nu fått ett helt nytt fläktpaket och omgjorda luftpassager m.m. I övrigt är den lyckade och smidiga designen oförändrad. Ändringarna har medfört betydande sänkning av både ljudbild och energiförbrukning.

Testa gärna den nya ljudberäkningsfunktionen här:
<http://www.labogene.com/Sound-Predictor>.

Med modern dimbar LED-belysning är energiförbrukningen under 120W!

Kampanjpris!



Fast stativ: 7 440:-

Elstativ: 13 800:- (Ord. pris 24 300:-)

Dessutom har bänkarna:

- V-format intagsgaller för att inte blockera personskydd och för att slippa armstöd
- Extra stor arbetsyta tack vare det V-formade gallret och det stående bakgallret i arbetsutrymmet
- 110 mm HEPA-filter som inte behöver bytas p.g.a. igensättning under bänkens livslängd
- Enkelt rengöringsbar laminator som skyddar HEPA-filter mot stänk och skador
- 3-5 st. (beroende av bänkstorlek) tystgående lågenergiflaktar vilket ger möjlighet till kompromissfri finjustering av luftflöden för person- och produktskydd
- Mars-bänken är servicevänlig vilket medför sänkta driftkostnader

Mars Premium är ett koncept som Ninolab designat med de vanligaste tillbehören till ett mycket attraktivt pris. I Mars Premium ingår bl.a.:

- UV-ljus med timer
- Bländfri dimbar LED-belysning
- 2 st. eluttag, håll i sidorutor för sladd/slang
- Externlarmskontakt
- Extra givare för kontroll av ventilationssystem

Ni med låg takhöjd – vid arbetsyta på 90 cm, svensk standarhöjd för arbetsytor, är den friblåsande Mars-bänken endast 215 cm hög! Detta möjliggör användning av elstativ och att säkerhetsavståndet 30 cm ovan bänk ändå kan hållas.



Om en friblåsande bänk står för nära innertak riskeras personskyddet – oavsett fabrikat! Extra viktigt vid elstativ!



LABOGENE

För mer
information

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se



20% rabatt på alla frystorkar/indunstare och tillbehör!

Vi fortsätter att erbjuda exceptionellt förmånliga priser på hela frystork- och indunstningsprogrammet från Labogene!



CoolSafe frystorkserie består av ett stort urval modeller, från den minsta med 4 liters kondensorvolym upp till den största laboriemodellen med en volym på mer än 60 liter. Iskapaciteten går från 2,5 kg per dygn upp till 10 kg per dygn och kan uppnås med ett brett tillbehörssortiment.



Eleganta CoolSafe Touch 110-4 till kampanjpris!

Frystork från Labogene – säker, snabb och pålitlig, med en "touch" av elegans!

Därför ska du välja den nya Cool Safe Touch:

Enkelt gränssnitt - Starta din Cool Safe Touch och följ anvisningarna på skärmen.
Lätt att programmera - Kontrollera avläsningstemperatur och peka på skärmen.
Bästa styrning via medföljande programvara och dator, gör det lätt att samla data.
Snabb överblick av processen - skärmen visar till exempel temperatur och tryck.
Ny touchkontroll - läs snabbt av t.ex. temperatur, tryck och tid.

Bland de många fördelarna:

- Lägsta kondensortemperatur -110°C
- Integrerad vakuumventil
- Tryckreglering
- Elektrisk avisningsfunktion
- Många tillbehör



För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



LABOGENE

Produkter för värme och klimat med miljön i fokus!

De moderna skåpen från Termaks ger dig en jämnare temperatur, mindre energiförbrukning och stor driftsäkerhet. Torkskåp, inkubatorer, klimatskåp och kylinkubatorer i flera olika modeller, inredning i rostfritt stål, inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur och mängder av andra smarta funktioner.



Nu erbjuder vi 5 till 10% rabatt på dessa bakteriologskåp*:

B 9025 12 600:-

B 9051 13 590:-

B 9130 21 250:-

Nu erbjuder vi 5 till 10% rabatt på dessa torkskåp*:

TS 9026 11 900:-

TS 9053 12 800:-

TS 9135 18 800:-

Klimatskåp & Kylinkubatorer

- 5 olika modeller, 182-400 liter
- Temperaturområde mellan -9,9°C och +70°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur
- Fuktighetskontroll

Torkskåp

- 5 olika modeller, 26-430 liter
- Temperaturområde upp till +250°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

Inkubatorer

- 5 olika modeller, 25-420 liter
- Temperaturområde upp till +100°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

Kontakta Ralf Moberg för mer information – rmo@ninolab.se, 08-590 962 04

*Pris efter rabatt visas
Priserna gäller t.o.m. 2018-04-30

Trött på att pipettera för hand?

PIRO är en liten och smidig pipetteringsrobot som kan göra jobbet åt er! Tar minimal plats i laboratoriet och är enkel att programmera.

Nyhet!



- 16 positioner på bordet för 12 SBS plattor och 4 rörrack
- Tar 50µl, 200µl och 1000µl spetsar
- När ned till 100 mm djup för Deep-well plattor och rör
- Kan köra 384-håls plattor utan att spetsarna tar slut
- Storlek 600x515x470 mm

För mer information

Kontakta
Tomas Kjellsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



Nya Forma 89000-serien

Säker provförvaring i -80°C

Designad för energisnål och hållbar förvaring av prover, med maximal förvaringskapacitet. Utrustad med touch-screen för enkel åtkomst till drift och säkerhetsinformation. Snabb återhämtning efter dörröppning, frysarna är gjorda för daglig användning.

Finns i fyra modeller, för förvaring av 300, 400, 500 eller 600 stycken 5-centimetersaskar.

Frysarna i nya 89000-serien är tystgående och har låg energiförbrukning.

Thermo
SCIENTIFIC

Nyhet!



Kunskap och precision sedan 1935



Precisa är tillverkare av schweiziska precisionsinstrument för de mest krävande kraven. De erbjuder hög standard i forskning och investerar kontinuerligt i utvecklingen av ny teknik och design och har kundorienterade lösningar och komplett service, vilket resulterar i snabb support.

Kontakta Ralf Moberg för mer information – rmo@ninolab.se, 08-590 962 04



ISO Certifiering

Nu har vi tagit ytterligare ett steg i miljö- och kvalitetsarbetet genom att vi nu är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.

Certifieringen innebär att arbetet med miljö och kvalitet nu sker enligt internationellt accepterade standarder. Tack vare detta kan vi utveckla vårt arbetssätt, mäta och analysera det vi gör och arbeta aktivt med förbättringar. Vi har nu de bästa förutsättningarna för ökad kvalitet i vårt arbete och en bra grund för hållbar utveckling.



Pålitliga skakinkubatorer från Kühner

Kühner är en Schweizisk tillverkare av skakutrustning för bakterie- och cellodling, med mer än 50 års erfarenhet på området.

Produkterna är extremt robusta och pålitliga, vilket garanterar en näst intill underhållsfri drift. Anledningen till detta är ytterst få rörliga delar i skakmekanismen. Dessutom finns inga plastdetaljer, vare sig invändigt eller utvändigt.

Istället för traditionell remdrift använder sig Kühner av direkt magnetdrift som ger högsta möjliga driftsäkerhet och en fullständig underhållsfri motor och skakmekanism. Detta och flertalet andra unika egenskaper hos Kühners skakinkubatorer gör det möjligt för oss att erbjuda 5 års garanti.

AB Ninolab har lång erfarenhet av försäljning och service av skakinkubatorer vilket gör Kühners produkter till en långvarig och säker investering.



Rabatten gäller på alla Kühners skakinkubatorer



Kühner



Kontrollerade miljöer

Tyska MBraun har tillverkat högkvalitativa handskboxar sedan 1976

Handskboxarna tillhör det absoluta toppskiktet av kvalitet i alla detaljer, vilket inkluderar samtliga tillbehör, och erbjuder absolut anpassning mot ert behov. Dessa boxar finns i flera standardmodeller och ger en kontrollerad atmosfär med $<0,5$ ppm O₂ och $<0,5$ ppm H₂O.



Beroende på er applikation kan handskboxarna utrustas med bland annat kylvhet, fuktkontroll, vågstativ samt olika typer av ugnar för värmebehandlingar inne i handskboxen samt kopplat till denna. MBraun är världsledande tillverkare av unika anaeroba lösningar för helt kundanpassade applikationer.



Kontakta Johnny Riise för mer information – jri@ninolab.se, 08-590 962 08

Gör det rätta valet 2018 – välj Sorvall!

Snabba och säkra bänkcentrifuger från Thermo Scientific.
Stora, små, snabba, kylda och okylda – alla av högsta kvalitet!



Din centrifug är viktig för ditt arbete, väljer du en centrifug från Sorvall ger den dig snabbt och säkert de provsvar du behöver. Med Auto-Lock rotor exchange byter du enkelt rotor på ett ögonblick, och med ClickSeal Biocontainment Lids kan du utföra lockbyte med bara en hand. Lätta och slitstarka Fiberlite Carbon Fiber-rotorer gör arbetet ännu lättare.

Sorvall Legend Micro 17/17R och 21/21R

Okylta och kylda mikrolitercentrifuger. Inkl. rotor för 24x1,5/2,0 ml och biotätt lock - ClickSeal

Sorvall Legend
Micro 17 (okylt)

13 200:-

Sorvall Legend
Micro 21 (okylt)

16 700:-

Sorvall Legend
Micro 17 R (kylt)

33 600:-

Sorvall Legend
Micro 21R (kylt)

36 500:-



Sorvall ST 16/16R

Okylt och kyld universalcentrifug

Inkl. swing-out rotor TX-400 med runda bågare med täta lock och 8 st. valfria röradaptar

Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Okylt

46 400:-

Maxkapacitet: 4 x 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Temperatur: -10°C till +40°C
Kylt

61 990:-



Sorvall ST 40/40R

Okylt och kyld universalcentrifug

Inkl. swing-out rotor TX-750 med runda bågare med täta lock och 8 st. valfria röradaptar

Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g
Okylt

58 100:-

Maxkapacitet: 4 x 750 ml
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g
Temperatur: -10°C till +40°C
Kylt

78 300:-



Sorvall ST 8R

Liten, tyst och kyld bordscentrifug. Inkl. rotor, bågare och 8 valfria adaptar

Tydlig display och endast 46 cm bred
Högsta g-tal: 30,279xg
Lägsta ljudnivå: 52 dBA
Temperatur: -10°C till +40°C
15 rotorer att välja på, swing-out och vinkel
För-temperering med ett knapptryck

33 600:-

Okylt

51 500:-

Kylt

För mer
information

Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se



Thermo
SCIENTIFIC

Gör som Nya Karolinska Sjukhuset!

Vi är glada och stolta över att Nya Karolinska Sjukhuset, NKS, har beställt 25 st. Flex 2 vattenrenare från oss! Och det gör de rätt i, för Flex 2 från Elga har alla dessa fördelar:

- Enkel installation
- Ger Typ I vatten med 18,2M Ω -cm, under 5ppb TOC
- Tappfilter finns för låg endotoxinnivå och låg bakteriehalt
- Ansluts till avjoniserat eller RO-vatten
- Integrerat tapp-handtag med mätcell för vattenkvalitet
- Inställbar tappvattenmängd
- Cirkulation ut i hela tapphandtaget för att minimera bakterietillväxt



Nyhet!

Chorus 1 Complete

Producerar ultrarent vatten direkt från kranvatten. Ger Typ I vatten med 18,2M Ω -cm resistivitet. Integreras med tank 15, 30, 60 eller 100 liter. Upp till tre HALO dispenserer kan kopplas på samma enhet. Cirkulerar tankvattnet genom enheten för att hålla konstant hög renhet på vattnet.

Nyhet!

Chorus 2+

Producerar rent vatten direkt från kranvatten. Ger Typ II vatten med 10-15M Ω -cm resistivitet. EDI enhet för elektrisk avjonisering finns som option. Integreras med tank 15, 30, 60 eller 100 liter. Upp till tre HALO dispenserer kan kopplas på samma enhet. Cirkulerar tankvattnet genom enheten för att hålla konstant hög renhet på vattnet.



För mer information

Kontakta
Tomas Kjellsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



ELGA

Vi håller ditt lab skinande rent!

Kampanjpris på lilla, effektiva och flexibla Lab500 från



Kompakt liten diskmaskin, endast 60 cm bred, utan inbyggd varmluftstorkning. Torkning kan ske med värmeelement. Stativ finns som tillbehör för bättre ergonomi. Dörr i rostfritt stål, samt LCD-display. 2 st. inbyggda doseringspumpar för flytande disk-/sköljmedel. Kan diska upp till +90°C (termisk desinfektion). Diskning kan ske i två diskplan med injektorvagnar som ansluter i bakväggen för matning av vatten genom dysrör.

Dimensioner (BxDxH): Utvändigt 600x630x850 mm, kammare 540x500x540 mm.

Kammaren är tillverkad i syrafast rostfritt stål (AISI 316L) och utvändigt AISI 304.

Maskinen är CE-märkt.

I kampanjpriset ingår:

- 2 st. pumpar för automatisk dosering av skölj/diskmedel
- 3 anslutningar för vatten (kallt, varmt samt avjoniserat/destvatten)
- 1 st. övre diskvagn C721 med spolarm
- 1 st. dysrörsvagn C716 med 25 st. dysrör för placering i nedre diskplanet



Kampanjpris
52 900:-



C721



C716

För mer
information

Kontakta
Mikael Sodéus
0707-66 72 16
mso@ninolab.se



Högpresterande rengöringsmedel från RBS

Vi erbjuder ett komplett sortiment av högpresterande rengöringsmedel från RBS!

Högkvalitativa produkter som uppfyller de särskilda behoven på laboratorier, vid analys, forskning och utveckling. RBS produkter är främst avsedda för vattenbaserade rengöringsprocesser av glas och laboratorieutrustning: manuell rengöring, immersion, ultraljuds-rengöring och automatiska tvättmaskiner.

Vi ger dig fortsatta introduktionspriser!

RBS A 156: Ett lågskummande flytande alkaliskt rengöringsmedel, fosfatfritt

Speciellt utvecklad för automatisk rengöring av glas och laboratorieutrustning tillverkad av rostfritt stål, plast och porlän. I kombination med användning av det neutraliserande medlet RBS A 375, erhålles perfekt resultat och optimal renhet utan spår eller filmer.



RBS A 375: Neutraliserande medel, baserat på organiska syror

Avlägsnande av kvarvarande spår av olösliga karbonater och oorganiska salter både på de rengjorda artiklar och de inre komponenterna hos maskinen.



Nyhet från Thermo Scientific

Nyhet!

Thermo Scientific har 40 års erfarenhet av läsare för mikrotiterplattor. De lanserar nu sitt nyaste tillskott till serien absorptions-, fluorescens- och luminiscensläsare för mikrotiterplattor – Multiskan SKY.

Med absorptionsläsaren Multiskan SKY kan man växla snabbt mellan analyserna. Mätning av fotometriska signaler kan göras mellan 200nm och 1000nm. I stället för filter använder Multiskan SKY ett monokromatorsystem.

En fullständig spektralskanning kan göras på bara 10 sekunder.



- För mikrotiterplattor, som tillbehör finns en port för kyvettläsning
- Med inbyggd linjär skakning och med inkubering RT +2°C till +45°C
- Läser absorptions, från 200nm till 1000nm
- Lättanvänd med touch-screen interface
- Färdiga inlagda protokoll med tillgång till ett bibliotek av testade protokoll



Thermo
SCIENTIFIC

För mer
information

Kontakta
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



TSX-serien från Thermo Scientific

Lågtemperaturfrysar för det mest hållbara och energisnåla skyddet!

TSX-serien är framtagna för att ge dina prover det bästa och mest hållbara skyddet vid extremt låga temperaturer. De är utformade för att hålla en jämn temperatur och spara energi och de håller dessutom en låg, jämn ljudnivå!

Två storlekar

TSX400 rymmer 400 st. 2 tums askar

TSX600 rymmer 600 st. 2 tums askar

Extremt låg ljudnivå

TSX 600: 45,5 dB

TSX 400: 47,5 dB

Spara energi

TSX400 vid -80°C = 7,9 kWh/dygn,

vid -70°C 6,5 kWh/dygn

TSX600 vid -80°C = 8,7 kWh/dygn,

vid -70°C 7,8 kWh/dygn

Låg värmeavgivning

TSX400 avger 1,122 BTU jämfört med

2,374 BTU från en ordinarie frys

TSX600 avger 1,233 BTU jämfört med

2,500 BTU från en ordinarie frys



Thermo
SCIENTIFIC

Vi inreder ditt laboratorium!

Nino Labinteriör är Sveriges helhetsleverantör av laboratorieinredning och skyddsventilation.

Vi ser till hela ditt behov och syr ihop ditt nya laboratorium helt utifrån dina speciella krav. Resultatet blir ett estetiskt och funktionellt lab som du kommer att trivas i. Om du vill tar vi hand om hela ditt projekt och lämnar över nyckeln till dig när det är klart. Alla våra produkter är noggrant utvalda och testade så att ditt lab fungerar optimalt från dag ett. Vill du sedan att vi fyller på med laboratorieinstrument på dina nya lab-bänkar så har vi erfarenhet av det sedan 1965 eftersom vi är en del av Ninolab.



nino labinterior
Home of true innovators

Vi vet hur viktigt det är att välja rätt dragskåp för att möta marknadens krav och samtidigt erbjuda både optimalt skydd och komfort för användaren. Våra dragskåp sätter en helt ny standard för skyddsventilerade arbetsplatser – en modern, innovativ och komplett serie dragskåp som överträffar de krav som myndigheter och marknaden ställer.

innoGUARD dragskåp är moduluppbyggt, vilket gör det möjligt att välja till de funktioner man önskar. Utformningen av den unika och specialtillverkade profilen för styrning av luftflödet och minimering av turbulens ger även marknadens bästa öppningsbredd i förhållande till totalbredd. Benhöjd på minst 820 mm.

innoGUARD finns i två grundutföranden – standarddragskåpet **Value** och det exklusiva **Ultimate**. På programmet finns även **innoGUARD Isotope** – dragskåpet för dig som arbetar med radioaktiva material, **innoGUARD PP** – för applikationer där hög beständighet mot syror krävs, och **innoGUARD HAcIR** - ett dragskåp för tuffa applikationer som är värmetåligt och syraresistent.

För optimerad säkerhet finns tillbehöret **InnoGUARD Control** som styr och övervakar flödet. Ett helt unikt VAV-system med proaktiv styrning av spjället så att flödet hela tiden håller inställt värde utan tidsfördröjning vid förändring av luckans arbetsöppning. Energibesparande luckstängningsautomatik som automatiskt stänger luckan då närvaro framför dragskåpet saknas sparar både pengar och miljö.



inno
GUARD

Skräddarsydda renluftslösningar – Ninolaf®

Nino Labinteriör AB utvecklar, designar och tillverkar produkter som luftduschar, säkerhetsbänkar, fasta och mobila burbytesstationer, kemslussar och isotopbänkar.

Skräddarsydda renluftslösningar enligt kundernas önskemål, med installation och valideringsservice.

Nino Labinteriör erbjuder bland annat:


- LAF-tak med laminär steril luft för produktskydd
- LAF-tak med produktskydd och operatörsskydd (kallas ibland för burbytesstation)
Dessa finns bl.a med tillvalen: anestesifunktion och/eller hissar på var sida om arbetsbordet som flyttar upp/ner djurbur varter efter burarna bearbetas
- Genomräkningskåp, finns även med kemslussfunktion
- Inbyggda intagsstationer med slussfunktion i barriärvägg
- Mobila burbytesstationer, med höj- och sänkfunktion
- Ninolaf Airshower för inpassage och/eller utpassage av personal
- Kundenpassade Sterilbänkar med specialmått
- Kundenpassade Klass I, II och III-bänkar med specialmått eller modifieringar utöver standard t.ex. ljusisolerade modeller, högre med tystare fläktar osv.
- Mikroskopanpassade bänkar
- Isotopbänkar

ninolaf
Home of true innovators



Ninolaf® Air Shower

Förhindrar att oönskade partiklar sprids in till ren zon eller ut från kontaminerad zon genom duschning i HEPA-filtrerad luft. Det är en fristående enhet som recirkulerar luften genom för- och H14-huvudfilter utan att påverka rummets ventilation. Kan konfigureras för olika typer av förfilter beroende på behov. Dörrar med interlock för fullständig säkerhet i zongräns. Kan även fås i tredörrarsutförande.



Ninolaf® LAF-enheter

Ninolaf erbjuder ett komplett program av kundspecifika LAF-enheter, exempelvis LAF-tak för kontrollerad renhet över t.ex. en fyllningsmaskin men även walk-in klass II-enheter med kontrollerad miljö som dessutom skyddar såväl operatör som omgivning.

Ninolaf® genomräkningskåp

Olika typer av genomräkningskåp att placeras i vägg för slussning mellan olika zoner. Finns tillgängligt i flera varianter och storlekar – med automatiserad sprayfunktion för desinficering med aerosol eller slussning med HEPA filtrerad recirkulerande luft alternativt passivt utförande. Interlock för fullständig säkerhet i zongräns.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra produkter och hur vi kan anpassa dem för just dina behov!



FRYKA Små och tysta -85°C frysar

Har du behov av en liten och tystgående fryn som säkert förvarar dina prover och tar minimalt med plats på laboratoriet? Prova Fryka!

Fryka är experter inom kyl- och fryn. Företaget grundades 1967 i Esslingen, Tyskland, och har blivit en av landets mest eftertraktade experter inom kyl- och fryn. Fryka Kylteknik utvecklar och tillverkar kyl- och frystrustning för laboratorier och inom analysteknik, liksom för forskning och industri. Inredning med utdragbara hyllplan finns som tillval för skåpmodellerna.



TS 80-100

Klassisk golvmodell av -85°C skåp med 100 liters kapacitet.



TUS 80-100

100 liters kapacitet, -85°C, lämpligt att ha under eller på din arbetsbänk.



TT 80-55

Frysbox 55 liters kapacitet, -80°C.



B 35

Litet -85°C frysskåp på 35 liter. Kompakt design och låg ljudnivå.



KBT minifrysar

Fryka minifrysar, -50°C, finns i storlekarna 2, 4 och 8 liter.

Countstar Easy Cell Analysis från Ruiyu Biotech

Cellräknare med fluorescens

- Liten och behändig
- Ger både bilder och analysresultat
- Bright field, 4 excitation LEDs och 5 emissionsfilter, ger upp till 13 olika fluorescenskombinationer
- Enkelt handhavande med inbyggd touch screen
- Använder slides för upp till fem prover
- Bara 20µl prov behövs per analys

För mer information

Kontakta
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se



Bra produkter blir bättre med tiden

Ett uttryck för ansvar och långsiktighet är att vi sedan starten har service i egen regi.

Alla våra serviceingenjörer är specialutbildade hos våra leverantörer och utbildas fortlöpande på nya produkter och ny teknik.

Det heltäckande servicenätet gör att vi alltid finns nära våra kunder med teknisk hjälp och applikationsstöd. För att garantera hög servicenivå har vi bland annat akrediterad kylservice.

Servicearbetet kan utföras hos kund eller på vår verkstad. Vi erbjuder också servicekontrakt på de produkter vi säljer.

Serviceavdelningen når du direkt på telefon 08-590 962 50 eller via mail till service@ninolab.se.

Ninolabs
service-
avdelning



Världsledande inom kontrollerade miljöer

Conviron är ett av de ledande företagen för tillverkning och installation av klimatskåp med kontrollerad miljö för växtlära, jordbruket, bioteknik, forskning och andra program.

Conviron levererar enheter från små kammare till fullskaliga växthus med anpassade lösningar, system i små nystartade företag, till många av de största och mest prestigefyllda forskningsinstitutionerna i över 90 länder runt om i världen.

Utförsäljning av demoprodukter – passa på!

	Ordinarie pris	Utförsäljningspris		
Duomax 1030 1275433221000	15 595:-	10 900:-	Demoenhet	Vagga, 10 grader
Polymax 1040 1275434220500	15 790:-	11 100:-	Demoenhet	Vågrörelse
Multi Reax 127545100000Z2	14 210:-	9 950:-	Demoenhet	
Hei Torque 400 Precision 1275016402000Z2	21 695:-	16 270:-	Lagervara	Kraftfull omrörare
Telescope stand 1275701210000Z2	5 835:-	4 380:-	Lagervara	Teleskopstativ för Hei Torque

1 års garanti



För mer information

Kontakta
Peter Andersson
08-590 962 03,
pan@ninolab.se



heidolph
research made easy

Passa på-priser från Thermo Scientific Finnpipette!

Vi erbjuder nu riktiga kanonkampanjer på pipetter och spetsar från Thermo Scientific! Erbjudandena räcker fram till 2018-05-31, så passa på – följande tre sidor erbjuder en mängd kampanjpriser! Du känner väl till Thermo Scientific Finnpipettes alla fördelar?

Med betydande förbättringar tar Finnpipette F1 din pipettering till en helt ny nivå!

Ta pipettering till nästa nivå med de senaste förbättringarna! Volymjusteringen är steglös och tyst, kraften för volymjusteringen har minskat med 50%. Pipetteringsknappen har nu en räfflad kant som möjliggör volymjustering med en hand. Mindre pipetteringskraft på de flerkanaliga versionerna på det andra stoppet (blow-out-funktionen). Finnpipette F1 har nu också ett bättre grepp, vilket kommer glädja din tumme!

Tuffingen Finnpipette F2 klarar av de hårda krav som ställs i en labbmiljö

Finnpipette F2 består av tuffa PVDF-komponenter som t.ex står emot kemikalier och UV-ljus. De är helt autoklaverbara och dekontamineringen blir enkel då man inte behöver ta isär pipetten. Spetsen är lätt att ta av för enkel dekontaminering då inte autoklav används.

Finntipspetsar – säker och pålitlig tätning

Säkerställ en bättre tätning med pipettmodulen, för större noggrannhet och bättre precision. Finntip pipettspetsar minskar den kraft som behövs för att sätta fast och mata ut tips. Detta minskar risken för repetitiva belastningsskador.



Built for durability, robustness and performance

Buy any Thermo Scientific™ Finnpiquette™ F2 pipette and **get 30% discount!**

PROMO CODE: THC10244

Thermo Scientific Finnpiquette F2 pipettes are built for chemical resistance and physical durability.

- **Rugged and Durable:** contains tough PVDF components that stand up to harsh chemicals and the damaging effects of UV light.
- **Fully-Autoclavable:** simple decontamination without having to disassemble/re-assemble the F2 for autoclaving, minimizing disruption and downtime.
- **Maintenance is Easy:** simply detach the tip cone for efficient daily maintenance or decontamination when not using an autoclave.



Part No.	Description	Promo price SEK
1564642010	Finnpiquette Fp F2 0.2-2 µl µTip	2 069:-
1564642020	Finnpiquette Fp F2 0.5-5 µl µTip	2 069:-
1564642030	Finnpiquette Fp F2 1-10 µl µTip	2 069:-
1564642040	Finnpiquette Fp F2 1-10 µl	2 069:-
1564642050	Finnpiquette Fp F2 2-20 µl µTip	2 069:-
1564642060	Finnpiquette Fp F2 2-20 µl	2 069:-
1564642070	Finnpiquette Fp F2 10-100 µl	2 069:-
1564642080	Finnpiquette Fp F2 20-200 µl	2 069:-
1564642090	Finnpiquette Fp F2 100-1000 µl	2 069:-
1564642120	Finnpiquette Fp F2 5-50 µl µTip	2 069:-
1564642130	Finnpiquette Fp F2 5-50 µl	2 069:-
1564642100	Finnpiquette Fp F2 0.5-5 ml	2 151:-
1564642110	Finnpiquette Fp F2 1-10 ml	2 151:-
1564662000	Finnpiquette Fp F2 MCP 8 1-10 µl	5 727:-
1564662010	Finnpiquette Fp F2 MCP 8 5-50 µl	5 727:-
1564662020	Finnpiquette Fp F2 MCP 8 10-100 µl	5 727:-
1564662030	Finnpiquette Fp F2 MCP 8 30-300 µl	5 727:-
1564662040	Finnpiquette Fp F2 MCP 12 1-10 µl	6 507:-
1564662050	Finnpiquette Fp F2 MCP 12 5-50 µl	6 507:-
1564662060	Finnpiquette Fp F2 MCP 12 10-100 µl	6 507:-
1564662070	Finnpiquette Fp F2 MCP 12 30-300 µl	6 507:-
1564662080	Finnpiquette Fp F2 MCP 16 1-10 µl	6 995:-
1564662090	Finnpiquette Fp F2 MCP 16 5-50 µl	6 995:-

**Save
30%**

LIMITED TIME OFFER – Expires 31 May 2018!

Please contact your sales representative for more information.
For details, visit thermofisher.com/finnpiquette

Exceptional performance and comfort, redefined

Get **25% discount** for Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP Kits!

Thermo Scientific F1-ClipTip pipetting system is engineered to provide a comfortable, secure and safe pipetting experience.

- **ClipTip technology** ensures a complete seal between pipette and tips with lowest tip attachment and ejection forces
- **Silent and effortless volume adjustment**, also enabling one-handed volume changes for convenience
- **Low pipetting forces** reduce Repetitive Stress Injury (RSI) without compromising performance

GLP Kits include 3 single channel pipettes (with Kit 2 also including a 30-300µl 8 channel pipette), F-Series stand, racks of tips and reservoirs

PROMO CODE: THC10243

Part No.	Description	Promo price SEK
1564701140N	F1-ClipTip GLP Kit 1	4 675:-
1564701150N	F1-ClipTip GLP Kit	7 470:-



LIMITED TIME OFFER – Expires 31 May 2018!

Please contact your sales representative for more information.

For details, visit thermofisher.com/finnpipette

Achieve excellence in a complete Finnpiquette system

Buy 1 pack of racked Thermo Scientific™ Finntip™ (filtered or non-filtered) and receive a **30% discount!**

Finntip pipette tips are manufactured using high quality materials and one of the latest molding techniques for proven reliability.

- Designed for full compatibility with their matching Finnpiquette pipettes, providing a perfect sealing of the tip along with optimum pipetting accuracy and precision.
- Manufactured with high quality materials in automated production facilities, Finntip pipette tips deliver a high standard pipetting solution for discerning users.
- Available offerings include standard pipette tips as well as macro volume, extended, wide orifice and filtered designs in various packaging options.
- Also available in sterile and non-sterile formats.

PROMO CODE: THC10245

Part No.	Description	Promo price SEK
Finntip racks:		
1579400300	Finntip 10, 10x96/rack, 0.2-10 µl	570:-
1579400260	Finntip 250 Universal, 10x96/rack	514:-
1579401250	Finntip 300, 10x96/rack	514:-
1579401110	Finntip 1000, 10x96/rack, 100-1000 µl	449:-
1579402070	Finntip 5 ml, 5x54/rack	525:-
1579402160	Finntip 10 ml, 5x24/rack, 1000-10000 µl	356:-
Finntip filtered racks:		
15794052100	Finntip Filter 10 µl, 10x96/rack, sterile	1 068:-
15794052200	Finntip Filter 100 µl, 10x96/rack, sterile	1 068:-
15794052300	Finntip Filter 200 µl, 10x96/rack, sterile	1 068:-
15794052350	Finntip Filter 300 µl, 10x96/rack, sterile	1 068:-
15794052410	Finntip Filter 1000 µl, 10x96/rack, sterile	1 233:-
15794052550	Finntip Filter 5 ml, 5x54/rack, sterile	1 091:-
15794052600	Finntip Filter 10 ml, 5x24/rack, sterile	676:-



**Save
30%**



LIMITED TIME OFFER – Expires 31 May 2018!

Please contact your sales representative for more information.

For details, visit thermofisher.com/finnpipette

B



Retur: AB Ninolab, Box 137, 194 22 Upplands Väsby



ab ninolab

Box 137, 194 22 Upplands Väsby, Besök: Instrumentvägen 4, 194 51 Upplands Väsby. Tel. 08-590 962 00, Fax: 08-590 962 10, info@ninolab.se, www.ninolab.se
Alla kampanjer gäller t.o.m. 2018-05-31 om inget annat anges. Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Ansvarig utgivare: Niclas Nordin Layout: Marie Westerlind Tryck: KPH Trycksaksbolaget AB