

# NINO nytt

Vår 2015



## Renvatten från Elga

sid 3

## Autoklaver & diskmaskiner för alla behov!

sid 4-5

## Handskboxar från världsledande MBRAUN

sid 9

**ab ninolab**

Din leverantör av laborieutrustning

# 50 år - unikt i vår bransch!



1965 var året då världens första rymdpromenader genomfördes av astronauter från USA och dåvarande Sovjetunionen.

Här i Sverige invigdes samma år Umeå universitet och blev då Sveriges femte största universitet.

1965, den 12 oktober, var också året då kompisarna Ingemar Nordin och Eric Nilsson startade Ninolab - ett företag som skulle sälja och erbjuda service på apparater och instrument till svenska sjukhus, universitet, läkemedelsföretag och andra företag med laboratorieverksamhet.

Nu, 50 år senare och fortfarande ett familjeföretag, består Ninolabkoncernen av 4 företag med ca 60 anställda. Ett brett sortiment av välkända produkter har varit en viktig grund för våra framgångar. Det viktigaste är ändå våra medarbetare, och den vilja, det engagemang och den kompetens som finns hos alla. Många har valt att stanna hos oss länge, flera i mer än 30 år, vilket ger oss en helt unik kompetens i branschen.

Vi är idag ett av de största företagen på den svenska och danska marknaden och vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra oss.

Vår slogan är "Din leverantör av laboratorieutrustning" - det ska vi se till att vara även i framtiden!

Niclas Nordin, VD



## Kvalitetsprodukter från Heidolph

heidolph  
research made easy

### Intelligent indunstning

Genom sina höga krav på ekonomi, användarvänlighet och säkerhet har Heidolph utvecklat en rotationsindunstare som skiljer sig från mängden. Hei VAP ger dig billigt ägande, hög säkerhetsnivå och hög användarvänlighet!



Hei VAP Value  
inkl. kondensor och flaskor:

**25 500:-**

Ord.pris: 30 375:-

Vi kan erbjuda dig bästa service och support! Produktspecialist och tekniker står till ditt förfogande. Du får hjälp när du behöver! 3 års garanti på alla produkter från Heidolph.

För mer  
information

Kontakta  
Peter Andersson  
08-590 962 03,  
pan@ninolab.se



# Renvatten från ELGA

Vi har arbetat med vattenrening till laboratorier sedan 1965 på den svenska marknaden och har under den tiden haft ELGA som vår leverantör. Det är därför med stolthet som vi nu kan introducera den nya linjen **Chorus** från ELGA. Chorus består av modulära enheter vilket erbjuder större frihet i hur anläggningen anpassas efter just era behov.

- Renhet på vattnet? Välj bara de tekniker som passar just för er forskning och er applikation
- Framtida uppgraderingar? Med Chorus är det enkelt att uppgradera och omkonfigurera när era behov förändras
- Ont om plats? Chorus är enkel att anpassa till olika utrymmen



För mer  
information

Kontakta  
Tomas Kjellsson  
08-590 962 07  
tkj@ninolab.se



# ELGA

## PureSure


Filterfunktionen i Chorus 1 bygger på ett patenterat system kallat PureSure. Idén kommer från stora renvattenanläggningar för produktion av renvatten där kvaliteten aldrig får bli sämre eller förändras. En kvalitetsdipp skulle bli förödande för produktionen.

### Fördelarna är:

- Garanterad jämn vattenkvalitet
- Inget genomsläpp av kisel, bor och organiska ämnen
- Ökad säkerhet
- Högre kapacitet på filtren

Man använder sig av en väldigt enkel princip med två identiska filter- och mätcellsuppsättningar i anläggningen. Mätcellerna är placerade efter respektive filter. När det första filtret börjar bli dåligt larmar den första mätcellen om detta. Det andra filtret fångar då upp orenheterna som har gett upphov till kvalitetslarmet. Därefter passerar vattnet den andra mätcellen som verifierar renvattnets kvalitet innan tapp.

Filterbytet går till så att man tar bort det första filtret i Position 1 och kasserar det. Flyttar filtret från Position 2 till Position 1 och sätter ett fräscht filter i Position 2. På så sätt kan man enkelt garantera att man slipper kvalitetsdipp i renvattnet.



# Autoklaver och diskmaskiner för alla behov!

Vi kan förse er med allt från större autoklaver till mindre diskmaskiner. Steelco tillverkar autoklaver för lab, sjukhus samt pharmaindustri. Modeller finns från 100 liter till stora genomgångsautoklaver!

- Större autoklaver från 100 till 1200 liter
- Tillverkade i högpolerat rostfritt stål
- Effektiv isolering av kammare och rör
- Valbar sida för kontrollpanel och tekniskt utrymme
- Optimerade steriliseringscykler för minskad vatten- och energiförbrukning



**Pharmadiskmaskin**  
Kontakta oss så hjälper vi till med utformningen!



**Modell AC1400**  
Djurburdiskmaskin för diskning och desinficering av alla typer av djurburar, diskar i två plan.

Behöver du diskutrustning i mindre skala på ditt lab så har vi lösningen för dig också!



Kampanjpriser på Steelcos mindre diskmaskiner!



### LAB 500 GD

Laboratoriediskmaskin med tork  
Snygg design med glaslucka  
Soft touch LED display  
2 st doseringspumpar ingår  
3 vattenkopplingar

Kampanjpris  
**69 500:-**



### DS 500 LED

Dimensioner: 600x630x850 (BxDxH)  
5 diskprogram, 3 standardprogram  
3 vattenanslutningar  
2 doseringspumpar för flytande  
disk/sköljmedel ingår  
Enklare insatser finns att köpa till

Kampanjpris  
**39 600:-**

Steelco

Tyska Elma producerar ultraljudbad för både laboratorier och industri. Finns i flera olika storlekar samt med och utan värme. Perfekt för dig som vill ha det rent och snyggt på ditt lab!



Nu erbjuder vi 15% rabatt på S-serien!



För mer  
information

Kontakta  
Katrín Boström  
08-590 962 21  
kbo@ninolab.se



För mer  
information

Kontakta  
Ronnie Jyrell  
08-590 962 25  
rjy@ninolab.se



## High Energy Ball Mill - Retsch Emax

### Fördelar:

- Emax för snabbare och finare malning
- Hastighet upp till 2000 min<sup>-1</sup> ger ultrasnabb pulverisering av provet
- Vattenkylning för kontinuerlig drift utan stopp
- Specialdesignade malbägare ger låg spridning av partikelstorleken och bra blandning av provet
- Malbägare med inbyggd låsning
- Enkel hantering via touch-panel
- Malbägare i olika material för låg kontaminationsrisk



För mer  
information

Kontakta  
Ronnie Jyrell  
08-590 962 25  
rjy@ninolab.se



Retsch®



Du har väl inte missat Månadens Erbjudande på vår hemsida? 2015 är året vi fyller 50 år, och det vill vi bland annat fira genom kampanjpriser på utvalda produkter, en ny för varje månad. Om du gillar oss på Facebook får du även påminnelser där!



# Säker frysförvaring i -86°C

Med våra frysar i 88000-serien -86°C får du inte bara marknadens bästa kylkapacitet, extra förstärkta hyllplan, ny innehållsrik och intuitiv styr-enhet samt en smart energisparfunktion och mängder av andra fördelar, du får även Ninolabs över 40-åriga erfarenhet av Forma frysar!



Via huvudskärmen kan du kontrollera "hälsan" på frysen:

Lyser ett **blått** hjärta är allt som det ska. Vid **orange** hjärta måste något adresseras, som omgivningstemperatur, service, batteri etc. Ett **rött** hjärta indikerar ett allvarigare problem, som temperaturalarm, öppen dörr, bortfall av spänning el.dyl.



På händelseloggen kan du se vad som hänt, när och var, t.ex:

- **Alarmstatus** - Både aktiva och tidigare larm.
- **Dörröppningsstatus** - Hur många dörröppningar som gjorts och hur länge de varat.
- **Temperaturstatus** - När var frysen som varmast och kallast?
- **Omgivningen** - Få en summering av omgivningstemperatur och inkommande spänning.



## 88000-serien finns i 5 olika storlekar

Modell	Kapacitet	Kryoask Kapacitet 5,1 cm	Elanslutning	Invändiga dimensioner H x B x D	Utvändiga dimensioner H x B x D
88300V	421 liter	300	230V/50Hz,16A	130.11 x 45.16 x 71.86	198.1 x 68.6 x 95.5
88400V	548 liter	400	230V/50Hz,16A	130.11 x 58.74 x 71.86	198.1 x 82.2 x 95.5
88500V	682 liter	500	230V/50Hz,16A	130.11 x 73.03 x 71.86	198.1 x 96.5 x 95.5
88600V	815 liter	600	230V/50Hz,16A	130.11 x 87.31 x 71.86	198.1 x 110.8 x 95.5
88700V	949 liter	700	230V/50Hz,16A	130.11 x 101.60 x 71.86	198.1 x 125.1 x 95.5



### USB-anslutning

Här kan ni enkelt ladda ner sparad händelsedata gällande många olika funktioner. Exempelvis kan ni här ladda ner upp till 15 års temperaturloggning - loggning av temperaturen sker en gång per minut på den stora 3 GB datorn. Har ni flera frysar som ni önskar samma inställningar på? Då är det bara att spara inställningarna från frys 1 på ett USB-minne och installera samma inställningar på kommande frysar.

### Användarnivåer

På alla skåpen kan olika användarnivåer programmeras beroende på vilka personer som ska ha tillgång till vilka inställningar och uppgifter.

### Energisparfunktion

För kunder som kräver den absolut bästa temperaturnoggrannheten för sina prover väljs Högprestandaläget. För de flesta applikationer passar även Energisparläget vilket erbjuder en mycket hög temperaturnoggrannhet och som samtidigt sparar upp till 15% på energianvändningen.



# Mindre utrymmeskrävande - fler prover kan förvaras!

Förvara upp till 118,300 vialer i en frys

Trots att utnyttjande av golvytan minskat tar 88000-serien betydligt fler prover.

Skåpen har vakuumisolering i kombination med CFC-fri isolering bestående av högisolering polyuretanskum. Detta gör att antalet prover kan maximeras mot att en begränsad golvyta används

Modell	5,1 cm askar	7,5 cm askar	2 ml kryorör	Kryobankrör 1 ml
88300	300	225	30,000	50,700
88400	400	300	40,000	67,600
88500	500	375	50,000	84,500
88600	600	450	60,000	101,400
88700	700	525	70,000	118,300



**Förvara 20% fler prover på 19% mindre yta med Forma 88300.**

Förvara 30,000 2 ml vialer i nya 88300, jämfört med 24,000 i tidigare modeller.



**Spara 20% utrymme med Forma 88400.**

I Forma 88400 kan du förvara 40,000 2 ml vialer i en frys som tar upp 20% mindre golvyta än tidigare modeller

## 900- och 8600 serien -86°C

### 900 serien -86°C skåp

- Extremt driftsäker
- Kontrollpanel i ögonhöjd
- En av marknadens lägsta ljudnivåer
- Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömavbrott
- Ergonomiskt handtag med expanderfunktion
- Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
- Justerbara hyllplan
- Minimal frostbildning
- Extern larmanslutning som standard
- Finns i storlekarna 368, 490, 651 och 793 liter

### 8600 serien -86°C boxar

- Extremt driftsäker
- En av marknadens lägsta ljudnivåer
- Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömavbrott
- Rostfritt invändigt
- Innerlock för att exponera så lite av frysen som möjligt vid locköppning
- Ergonomiskt handtag - medför enkel öppning
- Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
- Extra kraftfulla gångjärn för säker locktätning
- Minimal frostbildning
- Extern larmanslutning som standard
- Finns i storlekarna 85, 360, 481 och 566 liter



Skåpen finns även i det unika utförandet med delad ytterdörr!



**Thermo**  
SCIENTIFIC


För mer  
information

Kontakta  
Anders Rothman  
08-590 962 22  
aro@ninolab.se



# Kylar och frysar

Med eller utan explosionssäker insida (CE Ex II 3 G c ic IIB T6X)



Våra kylar och frysar från Thermo Scientific kommer med mängder av fördelar, som låsbara dörrar för att öka dina provers säkerhet och digital kontroll med temperaturdisplay som är enkel att använda och se till att en jämn temperatur erhålls.

Vi har även många andra modeller för just ditt behov, kontakta oss så berättar vi mer!

**Thermo**  
SCIENTIFIC

## Kyl och frys kombination

159 liter kyl. Temp område +1°C till +10°C  
109 liter frys. Temp område -18°C till -25°C

## Kyl eller frys

151 liter kyl. Temp område +1°C till +10°C  
288 liter kyl. Temp område +1°C till +10°C

151 liter frys. Temp område -18°C till -25°C  
232 liter frys. Temp område -18°C till -25°C



## Kylar 400, 700, 1400 liter

400 liter kyl. Temp område +1°C till +11°C  
700 liter kyl. Temp område +1°C till +11°C  
1400 liter kyl. Temp område +1°C till +11°C

## Frysar 400, 700, 1400 liter

400 liter frys. Temp område -12°C till -25°C  
700 liter frys. Temp område -12°C till -25°C  
1400 liter frys. Temp område -12°C till -25°C



# Handskbox-system för arbeten och forskning som kräver förändrad atmosfär

## MBraun handskboxar och isolatorer



MBRAUN erbjuder ett brett sortiment av handskbox-system och isolatorer med ett stort utbud av tillbehör och möjligheter att bygga ut efter kundens behov. Handskbox-systemen ger användaren möjlighet att jobba i en O<sub>2</sub>-fri och/eller fuktfri miljö med inerta gaser som omgivande atmosfär.

Bland andra universitets- och industilab använder dessa system vid forskning inom områden som kemi, batteriteknik, OLED/PLED teknik och svetsteknik med flera.



Isolator system



UNILab Pro - Handskbox system för eliminering av O<sub>2</sub> och fukt.  
(Modellen på bilden har som tillval inbyggd frys)



LABMaster - Dubbsidig bänk med inbyggd ugn

För mer information

Kontakta  
Rick Johansson  
08-590 962 08  
rjo@ninolab.se



Vi anpassar lösningarna efter ditt behov!

**MBRAUN**

## Premium 1200 Säkerhetsbänk Klass II

### I Premium ingår bland annat:

- Stativ
- Låg ljudnivå
- Tvättbar Laminator för skydd av HEPA-filter, ger förbättrat produktskydd
- 110 mm HEPA-filter för 50% längre livslängd
- UV-ljus
- 2 st eluttag
- Täckta hål i sidoruta för sladd/slang
- Marknadens lägsta energinivå med LED-belysning
- Potentialfri kontakt & utgång för externt ventilationsspjäll
- En tredje luftsensor för att mäta i er luftkanal



För mer information

Kontakta  
Chris Ulrici  
08-590 962 24  
cul@ninolab.se



**LABOGENE**

# Finnpipett

Köp en E1-ClipTip multikanalspipett och få en F1-ClipTip multikanalspipett på köpet!



På köpet!



För mer information

Kontakta  
Kristina Ohenry  
0722-007 472  
koh@ninolab.se



**Thermo**  
SCIENTIFIC

## Sorvalls centrifuger är det rätta valet om du vill ha en driftsäker centrifug som du kan lita på!

Om du har tankar på att investera i en ny centrifug, kontakta oss på Ninolab så ska ni få ett bra erbjudande! Sorvall har tillverkat centrifuger i 70 år. Sorvall grundades av en svensk man vid namn Ivan Sörvall som startade tillverkningen av centrifuger i USA, men sedan många år tillverkas dom i Tyskland.

- Mikro centrifuger
- Bordscentrifuger
- Storvolym centrifuger
- Superspeed centrifuger
- Ultracentrifuger


**Thermo**  
SCIENTIFIC

För mer information

Kontakta  
Roger Araskoug  
070-556 21 24  
rar@ninolab.se




Rotorer av karbonfiber



Tryck-knapp för rotorbyte

TX-1000 rotor  
4 liters kapacitet  
i 3 liters centrifug



Kontaminationsfritt  
certifierat enhandsgrepp\*

# Nyhet från Mecasys – NanoQ nanofotometer

Spektrofotometer med inbyggd mjukvara för mätning av DNA/RNA/proteiner och OD600. Kan handha både droppar och kyvetter. Har kontroll av provposition. Provresultaten direkt på inbyggd skärm. Ingen datorstyrning nödvändig. Fasta våglängder 260, 280, 360 och 600 nm. Med slopalgorithm som gör att man inte behöver blanka proverna. Via Bluetooth skickas värdena direkt till din mobil med en Android App.

<b>Max detektionsgräns</b>	7 500ng/μl(ds DNA)
<b>Min detektionsgräns</b>	4ng/μl(ds DNA)
<b>Path length</b>	Variabel
<b>Minsta provvolym</b>	0,5 μl
<b>Våglängdsområden</b>	260, 280, 360 och 600nm
<b>Absorbans område</b>	0-150Abs
<b>Reproducerbarhet</b>	Ca 3% vid 1000ng/μl
<b>Minsta mättid</b>	< 5 sekunder
<b>Storlek bxdxh</b>	148x179x110 mm
<b>Vikt</b>	1,4 kg



NYHET

Optizen NanoQ  
Introduktionspris  
**49 300:-**

Ord. pris 58 000:-

## Fler fördelar:

- Kan kopplas till PC
- USB minnessticka kan används för överföring av data
- Touch färgskärm för styrning av NanoQ
- Automatisk provstängare

För mer information

Kontakta  
Tomas Kjelsson  
08-590 962 07  
tkj@ninolab.se



**MECASYS**

## Dra nytta av tillförlitlighet och effektivitet !

Varför är det värt att investera i Kirsch kylar och frysar?

### Dina fördelar med KIRSCH:

- Högsta kvalitet och absolut tillförlitlighet
- Temperaturstabilitet
- Flexibilitet
- Maximal säkerhet
- Robust hölje

### Kylar och frysar finns för:

Laboratorier  
Blodcentraler  
Läkemedel  
Storlekar från 80 liter till 700 liter  
Temperaturer från +2°C till -41°C  
15 st modeller med explosionssäker insida  
Totalt finns ca 40 st kylar och frysar

För mer information

Kontakta  
Anders Rothman  
08-590 962 22  
aro@ninolab.se



**Kirsch**  
Reliable Cooling for Labs and Health Care



# Produkter för värme och klimat

**Termaks** <sup>AS</sup>

## Med miljön i fokus!

De moderna skåpen från Termaks ger dig en jämnare temperatur, mindre energiförbrukning och stor driftsäkerhet. Torkskåp, inkubatorer, klimatskåp och kylinkubatorer i flera olika modeller, inredning i rostfritt stål, inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur och mängder av andra smarta funktioner.



### Torkskåp

- 5 olika modeller, 24-430 liter
- Temperaturområde upp till 250°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

### Inkubatorer

- 5 olika modeller, 23-420 liter
- Temperaturområde upp till 70°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

### Klimatskåp och Kylinkubatorer

- 5 olika modeller, 182-400 liter
- Temperaturområde mellan -9,9°C och +70°C
- Inredning i rostfritt stål
- Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur
- Fuktighetskontroll


## Säker kryoförvaring av celler

Med CBS Isothermalfrys hålls era värdefulla celler konstant frysta vid -190°C

- Cellmaterialet förvaras i gasfasen. Ingen kontaminationsrisk
- Behåller temperaturen under flera dagar i händelse av strömbortfall
- Automatisk påfyllning med larm för nivå och temperatur
- Genomtänkt patenterad frysförvaring för optimala frysförhållanden
- Kompletta system med rack, boxar och kryorör
- Finns i tre storlekar med olika racksystem beroende på förvaringsbehov



De större modellerna V3000 och V5000 finns nu med karusellsystem!



- Enkelt att hitta rätt rack
- Liten öppning minimerar avdunstningen
- Fyrkantig öppning för fyrkantiga rack
- Avtagbar topp för rengöring eller åtkomst av tappade saker i kärlet

Custom  
**BioGenic**  
Systems



# Kvalitetsprodukter från Lauda

## (1) Vattenbad 2-25 liter

### Värmebatterier/värme cirkulatorer

(2) Nedsänkbara termostater, ECO Guld, ECO Silver

(3) Bad/Cirkulationstermostater, 6-24 liter

(4) Cirkulatorer (Extern applikation), 3-40 liter

## (5) Kyltermostater, 5-35 liter

## (6) Lågtemperaturtermostater, golvmodeller, -90°C upp till +200°C

För mer information

Kontakta  
Roger Araskoug  
070-556 21 24  
rar@ninolab.se



# LAUDA



1



2



3



4



5



6



### Variocool

13 modeller, fyra olika storlekar  
Temperaturområde -20°C upp till 80°C  
Kylkapacitet från 600W till 10.000W

# Klarar din partikelräknare av kalibrering enligt ISO 21501-4?

Kalibreringsstandarden ISO 21501-4 innebär kalibrering och verifikation av partikelräknare för luftburna partiklar och den medför en avsevärd förbättring avseende repeterbarhet och reproducerbarhet. Standarden innehåller ett antal nya tester som syftar till att minska variationen mellan olika partikelräknare. ISO 21501-4 ersätter den tidigare kalibreringsstandarden ASTM328. En revision av ISO 14644-1 kommer med all sannolikhet under 2015 och ställer bl.a. krav på att partikelräknare som används för klassificering i alla typer av renrumsklasser måste vara kalibrerade enligt ISO 21501-4.



MetOne 3415  
**95 000:-**  
Ord. pris 109 000:-

## METONE 3400 partikelräknare

- Rapportfunktioner för ISO14644-1 och EU-GMP
- PDF-rapporter
- Skapa arbetsstruktur via grupp, area och mätposition
- Luftflöde: 28.3, 50 eller 100 liter/minut
- Driftstid batteri: upp till 7 timmar
- "Long life laser" ger minst 10 års livslängd



## De bästa förutsättningarna för dina celler!

Forma Steri-Cycle i160 finns med högblankt elektropolerat rostfritt stål, eller 100% ren massiv kopparinredning. Extremt lätt att fylla på och tömma befuktningstvattnet, utan att behöva flytta på odlingar eller hyllor. Inbyggd larmsensor för befuktningstvatten. Kondensfri innerkammare.



Äntligen en CO<sub>2</sub> inkubator med äkta dokumenterad 180°C sterilisering med fläkt!

## Forma Steri-Cycle i160 CO<sub>2</sub>

- Rostfri inredning
- Steri-Run: +180°C hetluftsterilisering
- HEPA-filer: kontinuerlig rening av odlingskammaren, ISO 5 (den nya beteckningen för klass 100)
- THRIVE: aktiv luftflödesteknik för extrem stabilitet och återhämtning av inställda värden
- iCAN: ljusskärm för alla inställda värden, larm, USB-nedladdningar



Få dina odlingar att utvecklas ännu bättre!  
Uppgradera den nya CO<sub>2</sub> Steri-Cycle i160 med gratis O<sub>2</sub> styrning (1-21% O<sub>2</sub>) inkl. gasbesparande tät innerdörr med 3 st. täta luckor!

**Ni sparar: 38 800.- !**  
(gäller både för IR och TC-Co<sub>2</sub> sensor)



**Thermo**  
SCIENTIFIC



# Flexibel och snabb reningsmetod av era DNA/RNA och proteinprover

**Thermo**  
SCIENTIFIC

KingFisher erbjuder en patenterad plattform för:



- Rening med magnetiska kulor och färdiga kit för helblod, cellsuspensioner, vävnader, viralt NA och växtmaterial
- Provvolymer upp till 5 ml
- Elueringsvolymer ned till 20 µl
- Hög yield och renhet
- Hög reproducerbarhet

Kontakta oss för en demo. Under demon bjuder vi på ett provkit. Testa oss!

För mer information

Kontakta  
Tomas Kjellsson  
08-590 962 07  
tkj@ninolab.se



## MixerMill, MM 400

En snabb och effektiv kvarn och homogenisator för små volymer.  
Perfekt för torr-, våt- och kryogenmalning liksom sönderdelning av vävnad och cellprover för DNA/RNA-rening.



För mer information

Kontakta  
Ronnie Jyrell  
08-590 962 25  
rjy@ninolab.se



**Retsch**  
Solutions in Milling & Sieving

## Har du Ninolabs äldsta produkt?

Skicka in en bild med modellbeteckning och serienummer och var med i utlottningen av en ny motsvarande produkt!  
Glöm inte dina kontaktuppgifter!

AB Ninolab fyller 50 år den 12 oktober 2015 då dras vinnaren!  
Skicka in ditt bidrag till [aldstaprodukt@ninolab.se](mailto:aldstaprodukt@ninolab.se)

Vinnaren publiceras på vår hemsida, Facebook samt meddelas personligen.  
Vi ser fram emot att få se vilka gamla godingar som finns därute på labben!



# B



## nino labinterior

Home of true innovators

Nino Labinteriör är en helhetsleverantör av laboratorieinredning och skyddsventilation. Vi ser till hela ditt behov och syr ihop ditt nya laboratorium helt utifrån dina speciella krav. Resultatet blir ett estetiskt och funktionellt lab som du kommer att trivas i. Om du vill tar vi hand om hela ditt projekt och lämnar över nyckeln till dig när det är klart. Alla våra produkter är noggrant utvalda och testade så att ditt lab fungerar optimalt från dag ett.



Vi vet hur viktigt det är att välja rätt dragskåp för att möta marknadens krav och samtidigt erbjuda både optimalt skydd och komfort för användaren. Våra dragskåp sätter en helt ny standard för skyddsventilerade arbetsplatser - en modern, innovativ och komplett serie dragskåp som överträffar de krav som myndigheter och marknaden ställer.

**innoGUARD** dragskåp är moduluppbyggt, vilket gör det möjligt att välja till de funktioner man önskar. Utformningen av den unika och specialtillverkade profilen för styrning av luftflödet och minimering av turbulens ger även marknadens bästa öppningsbredd i förhållande till totalbredd.

Benhöjd på minst 820 mm.

**innoGUARD** finns i två grundutföranden - standarddragskåpet **Value** och det fullutrustade dragskåpet **Ultimate**.

På programmet finns även **innoGUARD Isotope**- dragskåpet för dig som arbetar med radioaktiva material, **innoGUARD PP** - för applikationer där hög beständighet mot syror krävs, och **innoGUARD HAcIR** - ett dragskåp för tuffa applikationer som är värmetåligt och syraresistent.



innoGUARD Ultimate



innoGUARD Isotope



innoGUARD PP



innoGUARD HAcIR

Gå in på vår hemsida [www.ninolabinterior.se](http://www.ninolabinterior.se) och läs mer om oss, våra dragskåp och de andra produkter och tjänster som vi kan erbjuda. Du når oss på telefon 0300-358 50 eller via mailadress [info@ninolabinterior.se](mailto:info@ninolabinterior.se)