



PASSA PÅ-PRISER!



VI ERBJUDER ÄVEN 25% RABATT PÅ ÖVRIGA SORTIMENTET
FRÅN FALC INSTRUMENTS. KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

216603012926

**Rotator F 205 – roterande skakappa-
rat för provrör och cellodlingsrör**

Perfekt att använda i laboratorier för beredningsprotokoll. Medurs roterande skakapparat för provrör av olika storlekar. Med en "rullande /tumblande" rörelse för optimal blandning av prover. Välj rotor utifrån önskad provstorlek. Digital kontroll av hastighet 2-40 varv/min och 99 min timerkontroll. Lämplig för användning i inkubatorer, även kylda. Kan användas vid omgivningstemperatur +4°C till +60°C.



Kampanjpris:

4 490 kr

inkl valfri hållare

**så långt lagret räcker*

216603012902

MIX 20 Vortex provrörsmixer.

Med beröringsläge, kontinuerligt läge och justerbar rotationshastighet 100-3000 varv/min, samt stötdämpande gummifötter. Mixern kan användas för flera typer av rör och behållare. Ingår fäste för kontinuerlig mixning av rör.
Mått (B x D x H): 145 x 175 x 140 mm.
Vikt: 1,9kg.



Kampanjpris:

1 850 kr

**Så långt lagret räcker*

216601010120

Magnetomrörare F20 utan värme

Slitstark och med utförande helt i syrabeständig epoxybelagt rostfritt stål 110 x 110 mm. Omröringshastighet 100-1100 varv/min, 2 L omrörningskapacitet. 10W, IP41, 0,7 kg.



Kampanjpris:

1 284 kr

**så långt lagret räcker*

216601012261

Magnetomrörare F600 med värme

Digital kontroll av temperatur och omrörning. Med aluminiumplatta och i syrafast epoxybelagt metall 160x160 mm. Omröringshastighet 150-1500 varv/min, 20 L omrörningskapacitet och temperatur från +50 till +400°C.
IP41, 750 W, 4 kg.



Kampanjpris:

2690,00 kr

**så långt lagret räcker*



PASSA PÅ-PRISER!



216601012293 F91T

Magnetomrörare med värme, keramisk platta, PID mikroprocessorstyrd temperaturkontroll

Digital modell. Värmeplatta i keramiskt glas 160x160mm. Chassi i syrafast epoxybelagt rostfritt stål. Ingår fäste för tempgivare. Digital temperaturstyrning m h a PT 100 givare. Temperatur +50 till +550 °C, 15 L omrörningsskapacitet, hastighet 150-1500 varv/min. Försedd med indikator för temperatur överstigande +50°C. 550 W, IP40, (BxDxH) 220 x 240 x 145 mm, 3,6 kg.

* Externt tempkit beställs separat, art.nr 216601012508



**Kampanjpris:
5 690 kr**

**så långt lagret räcker*

216601012295

Magnetomrörare F64 4 positioner med värme

Vardera position m individuellt reglerbar temperatur, omrörarhastighet. Arbetsplatta i aluminium 4 x 150mm. Hastighet 100 - 1800 varv/min, 4 x 6 L omrörarkapacitet H2O. Temperatur +50°C till 350°C. Ingår hål för fäste (BxDxH) 760x300x115 mm, 4x20 W motoreffekt/ 4x400 W värmeeffekt, 11,5 kg.



**Kampanjpris:
13 900 kr**

**så länge lagret räcker*

F320 Plattskak 4 positioner för mikrotiterplattor/deep well plattor

Digital modell med 3 mm axial rörelse och 300-1600 varv/min hastighet. Timer (h:min); 99:50 min, (BxDxH): 290x330x141 mm, 6 kg vikt, 25W maxeffekt, IP30

*Tillbehör finns för alternativ som E-kolvar/flaskor. Tillkommer kombiplatta och flaskhållare.



**Kampanjpris:
11 990 kr**

**så långt lagret räcker*



PASSA PÅ-PRISER!



Skakaparater med axial eller orbital rörelse 10 mm eller 25 mm

För diagnostiska och dylika lab med robust syraresistent epoxybelagt chassi. Underhållsfri induktionsmotor med obegränsad drift och konstant hastighet även vid varierad last. Tyst och vibrationsfri. Digital kontroll av hastighet och tid.

**Universalhållare på bild, samt ev. kombiplatta, flaskhållare beställs separat.*



216603013035 F340
Horizontal skak med
10 mm axial rörelse
25% rabatt -
Nu 15 690 kr

216603013030 F350
Orbital skak med
10 mm orbital rörelse
25% rabatt -
Nu 15 690 kr

216603013025 F355
Horizontal skak med
25 mm axial rörelse
25% rabatt -
Nu 16 200 kr

216603013020 F365
Orbital skak med
25 mm orbital rörelse
25% rabatt -
Nu 16 200 kr

216605015018 AT-MD Mekanisk omrörare med 10L maximal omrörningsvolym.


Digital modell med kontinuerlig hastighetsreglering 200 - 3000 varv/min. Lämplig för rutinemässigt arbete. Intern motor med överhettningsskydd. Andra modeller finns med 20 L omrörningskapacitet (216605015020), samt analog modell. Maximal volym: 10 L, maximal viskositet 10 000 mPas. Motor effekt in/ut: 83/75 W. BxDxH: 90x145x180 mm, 4,5 kg, IP43-40. Tillbehör såsom omrörningsstav och stativ tillkommer.

Kontakta oss gärna för mer information.



Kampanjpris:
8 300kr

**så långt lagret räcker*



Stainless steel stirring shafts

Code	Photo n°	Rotor mm length x H mm	Ø rod mm	Overall length mm
605.0152.02	1	50x10	7	300
605.0152.03	2	50x20	7	300
605.0152.04	3	70x50	7	300
605.0152.05	4	45x40	7	350
605.0152.06	5	100x10	7	300
605.0152.07	7	100x20	7	300
605.0152.08	6	50	7	300
605.0152.10	8	90x80	7	350



PASSA PÅ-PRISER!



216610100774

Skakvattenbad med thermostatreglering, dubnoff typ.

Med 20 L kapacitet, invändig tank (BxDxH: 440x240x200 mm) i rostfritt stål och utvändigt i syrafast epoxibelagt stål. Med PID microprocessor och förinställda temperaturer. Tempstyrning med intern PT100 givare. Skakrörelse orbit 15mm. Inställning av omrörningen sker m h a rotationsrätt, med digital påvisning i LED-display. Försedd med säkerhetstermostat. Temperatur +5 °C till +100 °C, omrörningshastighet 0-200 varv/min, värmeeffekt 2100 W. Säkerhetsklass DIN 12879 – 1, IP42, 16 kg
**Tillbehör som Lock, kombiplatta, samt flaskhållare och tråg tillkommer.*



**Kampanjpris:
19 490 kr**

**så långt lagret räcker*

216610100615

Digitalt vattenbad WB-MD15

12L volym utan avloppskran, vattennivå. Temperatur +5°C över RT till +120°C. Termostatiskt vattenbad för allmänt bruk med invändig tank i rostfritt stål (B255xD290xH150 mm). Plåt pressat i ett stycke med isolerande värmesäkert ytterhölje i ABS plast (B445xD385xH240 mm). Termostatstyrd temperatur m h a givare. Med säkerhetstermostat med manuell återställning, rött larmljus. Lock finns som tillbehör.



**Kampanjpris:
6990 kr**

**så långt lagret räcker*

216612102905

SB5 Digitalt cirkulerande vattenbad

Komplett med digital termostat, 5 L tankvolym, inklusive lock. Temperatur +5 över rumstemp. till +150°C. Med timer. Chassi i epoxybelagt rostfritt stål (B330xD180xH370 mm). Isolerat med glasull. Invändig tank i rostfritt stål, pressat i ett stycke med lock (tillgänglig tankyta B100xD125xH150 mm). Digital temperaturkontroll av termostaten sker med PID-regulator och PT100 givare. Med omrörningspump som säkerställer en utmärkt temperaturfördelning inuti tanken. Vattenbadet kan anslutas till extern cirkulation. För övriga tekniska data vänligen se broschyrunderlag.



**Kampanjpris:
12 533 kr**

**så långt lagret räcker*



PASSA PÅ-PRISER!



216612102915
SB24 Digitalt cirkulerande vattenbad

Komplett med digital termostat, 18.5 L tankvolymer, inklusive lock.
Övrigt som SB5.
Externt mått: B350xD530xH370 mm.
Tankmått: B255xD330xH150 cm



Kampanjpris:
17 150 kr

**så långt lagret räcker*

216616101504 LBS
1 - H Digitalt ultraljudsbad med värme

3 L kapacitet. Idealiskt för rengöring och eliminering av alla typer av föroreningar med kavitation, tack vare vibrationseffekten som erhålles av ultraljudkraften. Digital temperaturkontroll och timerfunktion som programmerbar, eller kontinuerlig drift. Tankmått (LxBxD): 360x300x150 mm. Frekvens 35 Hz, Ultraljudeffekt: 100W, värmeeffekt: 88 W, temperatur: 20-69°C. Utan möjlighet till förändring av frekvensen (andra modeller finns, kontakta oss). Ingen dräningsmöjlighet. Stödgaller ingår. Tillbehör som stållock och stålkorg, samt rengöringslösning finns.



LBS 1 H

Kampanjpris:
7 490 kr

**så långt lagret räcker*

216621042211
TD 200 P1 Digital Blocktermostat för ett block

Perfekt för all laborativ verksamhet vid behov av uppvärmning, kylning, smältning, inkubering, koncentrerings. Med nytt integrerat tre-steg-program väl användbart i enzymatiska-, kemiskt katalytiska reaktioner. Med timerfunktion. Temperatur 25 till 200 °C, värmeeffekt 150 W, externa mått: 285x200x110 mm, 2,0 kg, IP40. Modeller med 2 resp. 3 block, samt blocktermostat med såväl kylning och värmning finns också i sortimentet. Ett stort urval av block finns tillgängliga och tillkommer i priset, vänligen se broschyrer eller kontakta oss.



TD 200 P1

Kampanjpris:
4 990 kr

**så länge lagret räcker*



PASSA PÅ-PRISER!



216625050206

**BE S2-500 Värmare med ökat
värmemotstånd 450°C**

För 2 x 500 mL rundbottnade kolvar. Med två positioner för 500 mL rundbottnad flaskor/ kolvar, med utökad värmeeffekt om 500 W och temperatur om 450°C. Med möjlighet att arbeta vid olika temperaturer. Chassi i rostfritt stål (mått 360x300x120 mm). Värmeeffekt: 500W, 4,8 kg, IP42, Säkerhetsklass 0. Uppsättning stavar ingår. Fler modeller finns tillgängliga för olika volymer och antal positioner. Även med temperatur endast upp till 350°C.



**Kampanjpris:
4 650 kr**

**så länge lagret räcker*

216720209008

**STF-F80 Värmeugn 300°C med
forcerad ventilation**

80L kapacitet. Utvändigt i epoxylackat stål, invändig kammare i rostfritt stål. Med dubbel-dörrblock för bättre temperaturisolerings. 45 mm håll i bakkant för ev. rökutsläpp (reglas vid dörröppning), samt genomföringsport om 10 mm i bakkant för extern givare. Med timer. Värmeeffekt 1400W, ingår 2 hyllplan (max 7 st möjligt). Yttermått: 667x610x675 mm/ Interna mått: 450x400x450 mm, 60 kg vikt, säkerhetsklass 3,1, IP42.



**Kampanjpris:
18 675 kr**

**så länge lagret räcker*

216720209024 STF

**F 240L Värmeugn 300°C med
forcerad ventilation**

240L kapacitet Ingår två hyllplan (max antal 12 st). Värmeeffekt 2600 W. Externa mått: 925x710x1030 mm /interna mått: 600x500x800 mm. I övrigt som ovan i avseende på konstruktion och funktion.
För övriga tekniska data vänligen se broschyrunderlag.



**Kampanjpris:
30 937 kr**

**så långt lagret räcker*

ab ninolab

08-590 962 00 info@ninolab.se www.ninolab.se