

ninoGUARD PP

ninoGUARD Polypropen, dragskåp i helsvetsad polypropen som är utformade för att stå emot de mest syrerika miljöerna, inklusive men inte begränsade till, exponering för saltsyra, salpetersyra, fluorvätesyra och svavelsyror.

Den **stressavlastade polypropen** kommer att motstå dessa material och ger dig bra prestanda och hållbarhet genom åren.

ninoGUARD PP

- Extremt hållbart och långvarigt
- Helt motståndskraftig mot lukt
- Icke-porösa så de är lämpliga för livsmedelslaboratorier
- Välbalanserad frontlucka med härdat säkerhetsglas, för smidig drift och ökad säkerhet
- Certifierad enligt EN 14 175 – 3
- Överlägsen luftprofil som minskar turbulensen och eliminerar luftflödet
- Förmonterad från fabriken för enkel anslutning
- Lämplig för våta arbeten, laminärt flöde, renrum, inneslutningar och anpassade miljölösningar
- Finns i vit antistatisk PolyPropen
- Media såsom tryckluft, naturgas, vakuum, syrgas, destillerat vatten, kvävgas, acetylen och andra kemikalier
- VAV-kontroll
- Auto-luckstängning av frontlucka
- Larmsystem för luftflöden
- Vaskar i anpassade storlekar
- Dimbar sensorkontrollerad LED-belysning
- Manuellt / automatiskt sköljningssystem

