

ITV granulatismaskin

Modell IQ 50 C

En ismaskin som ger granulatis och är anpassad för laboratoriearbete. Isbinge med kapacitet 25 kg. Isproduktion 58 kg/dygn. Modell IQ 50 C är tystgående och servicevänlig.



Teknisk data:

- Utvändigt i rostfritt stål
- Dimension bxdxh: 465x595x790 mm (exkl. ben)
- Isbinge med kapacitet 25 kg
- Isproduktion: 58 kg/dygn
- Justerbara ben, höjd 100 mm
- Vikt: 58 kg
- För anslutning till 230 volt, 50 Hz
- Rostfritt stativ, höjd 350 mm som tillbehör