



ninolux

Invändigt gnistsäkra kyl-/frysskåp
med EX-klassning



ab **ninolab**

Fristående invändigt gnistsäkra kyl-/frysåp med Ex-klassning, anpassade för laboratoriet, och avsedda för förvaring av brandfarlig vätska.

Kvalitet ger styrka och säkerhet

Ninolux kyl-/frysåp är robust konstruerade med låg ljudnivå. Kyl-/frysmodellen har separat kompressor för kyl och frys för högsta driftsäkerhet och bästa temperaturreglering. Komponenter och material är valt för att vara så energi- och resurssnåla som möjligt för att skydda miljön. För anslutning till 230 volt växelström. Säkring 10 A.

Digital inställning/visning av temperaturen



Vad är Ex-klassning?

Gnistfria enheter som är designade och utvärderade för att uppfylla ATEX Direktiv 2014/34/E4 (tidigare 94/9/EC). Dessa enheter har ingen invändig elektronisk utrustning som kan påkalla en explosion eller brand av brandfarligt material. Alla enheter uppfyller ATEX kategori 3 Zon 2 krav.



Kyl SKDex

Temperaturintervall, °C	2 till 10
Bruttovolym, l.	374
Net. Volym, l.	350
Utvändiga mått, BxDxH	600x600x1850
Invändiga mått, BxDxH	510x485x1620
Hyllor	3, 502x440 och 1, 502x211
Utvändigt	Vitlackerad
Styrhjul/Fötter	4 ställbara fötter
Lås	Ja
Ljudnivå, db(A)	40
Energiförbrukning, kWh/24 tim.	1.42
Typ av avfrostning	Automatisk
Reglering	Elektronisk
Typ av luftomförning	Fläktassisterad
Klassning	EX-klassad
Spänning/frekvens, V/Hz.	220-240/50
Bruttovikt, kg.	85
Net. Vikt, kg.	80



Frys SFDex

Temperaturintervall, °C	-10 till -25
Bruttovolym, l.	400
Net. Volym, l.	340
Utvändiga mått, BxDxH	600x600x1850
Invändiga mått, BxDxH	484x470x1620
Hyllor	6 fasta fryshyllor
Utvändigt	Vitlackerad
Styrhjul/Fötter	2 rullande styrhjul och 2 ställbara fötter
Lås	Ja
Ljudnivå, db(A)	40
Energiförbrukning, kWh/24 tim	2.3
Typ av avfrostning	Manuell
Reglering	Elektronisk
Typ av luftomförning	Statisk
Klassning	EX-Klassad
Spänning/frekvens, V/Hz.	220-240/50
Bruttovikt, kg.	85
Net. Vikt, kg.	80



Kyl/Frys SKFDex

Temperaturintervall Kyladel, °C	2 till 10
Temperaturintervall Frysdel, °C	-10 till -25
Bruttovolym Kyladel, l.	130
Bruttovolym Frysdel, l.	200
Net. Volym Kyladel, l.	119
Net. Volym Kyladel, l.	120
Utvändiga mått, BxDxH	600x600x1700
Invändiga mått Kyladel, BxDxH	510x485x620
Invändiga mått Kyladel, BxDxH	484x470x620
Hyllor Kyladel	2st 502x440 och 1st 502x211
Hyllor Frysdel	2 fasta fryshyllor
Utvändigt	Vitlackerad
Styrhjul/Fötter	4 ställbara fötter
Lås	Ja
Ljudnivå, db(A)	40
Energiförbrukning, kWh/24 tim.	2,6
Typ av avfrostning Kyladel	Automatisk
Typ av avfrostning Frysdel	Manuell
Reglering	Elektronisk
Typ av luftomförning Kyladel	Fläktassisterad
Typ av luftomförning Frysdel	Statisk
Klassning	EX-klassad
Spänning/frekvens, V/Hz.	220-240/50
Bruttovikt, kg.	104
Net. Vikt, kg.	94

