

Inredning till Thermo Scientific Formas sortiment av äldre modeller av lågtemperaturfrysar

Har du ordning i din frys?

Om inte, fyll boxen/skåpet med inredning – spar både plats och pengar.



För förvaring av prover i lågtemperaturfrysar används förvaringsaskar som placeras i rostfria insatsställ. Välj först vilken typ av förvaringsask du vill använda (beror på vilken/vilka rörstorlekar du har). Komplettera sedan med rätt insatsställ enligt nedan för den lågtemperaturboxar eller skåp som du har eller planerar att skaffa.

Låter det krångligt? Du kan alltid ringa till oss på 08-590 962 00 så tar vi fram det förslag som passar dig bäst.

OBS – SE VÅR NYHET GÄLLANDE OPTIMAL FÖRVARING PÅ SIDAN 4!

FÖRVARINGSASKAR

Askarna är klädda med vattenavvisande plast och varje ask levereras inklusive insats med 64, 81 eller 100 öppningar (för andra rör som tillval)

Modell CB-2


Dimension l x b x h
133 x 133 x 51 mm

Modell CB-3

Dimension l x b x h
133 x 133 x 75 mm

Modell CB-4

Dimension l x b x h
133 x 133 x 120 mm



INSATSSTÄLL OCH FÖRVARINGSASKAR TILL ÄLDRE FRYSMODELLER

Thermo Scientific Forma är världens största tillverkare av lågtemperaturfrysar och Sveriges i särklass mest sålda frysar. Med snart 70 års erfarenhet har Thermo Scientific Forma kunskap om behoven och kraven från laboratorier runt om i världen. Detta har resulterat i ett stort urval av lågtemperaturfrysar konstruerade och tillverkade specifikt för laborativ världen.

Till frysarna finns ett antal insatsställ/rack som tillval. Utöver det som presenteras nedan finns även rack för mikrotiterplattor, andra storlekar på askar, specialrack mm.

Kontakta oss gärna vid frågor.

Nedan är racken uppdelade efter några av Thermo Scientific Formas äldre modellserier; vi erbjuder även rack till ännu äldre modeller.




8600- och 700-serien boxar



900-serien skåp (med hel eller delad dörr)



88000- och 89000-serien skåp



Standard

8600 och 700-serien boxar

Vertikala insatsrack i rostfritt stål. Insatsracken levereras utan hyllplan för att du skall få den mest flexibla lösningen. Insatsracket kompletteras sedan med rätt antal hyllplan beroende på vilken askstorlek som väljs. Hyllplan tillkommer, art. nr 124OP820001HP. Vill du ha med fasta hyllplan finns även detta som lagervara.

Inredning till 8600- och 700 serien lågtemperaturboxar, flexibla hyllplan

Frysmodell	803CV/703	813CV/713	817CV/717	820CV/720
Volym	85 liter	360 liter	480 liter	565 liter
Kapacitet	9 st. rack	21 st. rack	29 st. rack	33 st. rack
Ask typ CB-2	7 st. askar/rack	12 st. askar/rack	12 st. askar/rack	12 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820041	124OP820068	124OP820068	124OP820068
	6 hyllplan tillkommer	11 hyllplan tillkommer	11 hyllplan tillkommer	11 hyllplan tillkommer
Ask typ CB-3	5 st. askar/rack	8 st. askar/rack	8 st. askar/rack	8 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820041	124OP820068	124OP820068	124OP820068
	4 hyllplan tillkommer	7 hyllplan tillkommer	7 hyllplan tillkommer	7 hyllplan tillkommer
Ask typ CB-4	3 st. askar/rack	5 st. askar/rack	5 st. askar/rack	5 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820003	124OP820005	124OP820005	124OP820005
	2 hyllplan tillkommer	4 hyllplan tillkommer	4 hyllplan tillkommer	4 hyllplan tillkommer

Standard**900-serien skåp med hel dörr**

Insatsställen finns med fasta alternativt utdragbara hyllplan för bästa ergonomi.

Alla insatsställ är tillverkade i rostfritt stål.

Inredning/rack med fasta hyllplan

Frysmodell	902	905	906	907
Volym	368 liter	490 liter	650 liter	792 liter
Kapacitet	16 st. rack	16 st. rack	20 st. rack	24 st. rack
Ask typ CB-2	15 st. askar/rack	20 st. askar/rack	20 st. askar/rack	25 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820015	124OP820020	124OP820020	124OP820025L
Ask typ CB-3	9 st. askar/rack	12 st. askar/rack	12 st. askar/rack	15 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820009	124OP820012	1124OP820012	124OP820015L
Ask typ CB-4	6 st. askar/rack	8 st. askar/rack	8 st. askar/rack	10 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820006	124OP820008	1124OP820008	124OP820010L

Inredning/rack med utdragbara hyllplan

Frysmodell	902	905	906	907
Volym	368 liter	490 liter	650 liter	792 liter
Kapacitet	16 st. rack	16 st. rack	20 st. rack	24 st. rack
Ask typ CB-2	15 st. askar/rack	20 st. askar/rack	20 st. askar/rack	25 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP920094	124OP920096	124OP920096	124OP920090D
Ask typ CB-3	9 st. askar/rack	12 st. askar/rack	12 st. askar/rack	15 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP920095	124OP920097	124OP920097	124OP920091D
Ask typ CB-4	-	-	-	10 st. askar/rack
Art. nr rack				124OP920092D

900-serien skåp med delad dörr**Inredning/rack med fasta hyllplan****Nedre kammaren****Övre kammaren**

Frysmodell	Nedre kammaren			Övre kammaren		
	991	994	995	991	994	995
Volym	368 liter	490 liter	650 liter	368 liter	490 liter	650 liter
Kapacitet	8 st. rack	8 st. rack	10 st. rack	8 st. rack	8 st. rack	10 st. rack
Ask typ CB-2	15 st. askar/rack	20 st. askar/rack	20 st. askar/rack	12 st. askar/rack	16 st. askar/rack	16 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820015	124OP820020	124OP820020	124OP820012DD	124OP820016DD	124OP820016DD
Ask typ CB-3	9 st. askar/rack	12 st. askar/rack	12 st. askar/rack	6 st. askar/rack	8 st. askar/rack	8 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820009	124OP820012	124OP820012	124OP820006DD	124OP820008DD	124OP820008DD
Ask typ CB-4	6 st. askar/rack	8 st. askar/rack	8 st. askar/rack	-	-	-
Artnr. rack	124OP820006	124OP820008	124OP820008			

Inredning/rack med utdragbara hyllplan**Nedre kammaren**

Frysmodell	991	994	995
Volym	368 liter	490 liter	650 liter
Kapacitet	8 st. rack	8 st. rack	10 st. rack
Ask typ CB-2	15 st. askar/rack	20 st. askar/rack	20 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP920094	124OP920096	124OP920096
Ask typ CB-3	9 st. askar/rack	12 st. askar/rack	12 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP920095	1124OP920097	124OP920097
Ask typ CB-4	-	-	-
Artnr. rack			

88000- och 89000-serien

Insatsställen finns med fasta alternativt utdragbara hyllplan för bästa ergonomi.
Alla insatsställ är tillverkade i rostfritt stål.

Inredning/rack med fasta hyllplan

Modell	88300/89300	88400 /89400	88500/89500	88600/89600	88700
Volym	420 liter	548 liter	680 liter	815 liter	949 liter
Kapacitet	12 st. rack	16 st. rack	20 st. rack	24 st. rack	28 st. rack
Ask typ CB-2	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820025D	124OP820025D	124OP820025D	124OP820025D	124OP820025D
Ask typ CB-3	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820015D	124OP820015D	124OP820015D	124OP820015D	124OP820015D
Ask typ CB-4	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820010D	124OP820010D	124OP820010D	124OP820010D	124OP820010D

Inredning/rack med utdragbara hyllplan

Modell	88300/89300	88400/89400	88500/89500	88600/89600	88700
Volym	420 liter	548 liter	680 liter	815 liter	949 liter
Kapacitet	12 st. rack	16 st. rack	20 st. rack	24 st. rack	28 st. rack
Ask typ CB-2	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP920090D	124OP920090D	124OP920090D	124OP920090D	124OP920090D
Ask typ CB-3	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP920091D	124OP920091D	124OP920091D	124OP920091D	124OP920091D
Ask typ CB-4	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP920092D	124OP920092D	124OP920092D	124OP920092D	124OP920092D

NYHET – OPTIMERING AV FÖRVARINGSKAPACITETEN

Nu finns även en helt ny specialframtagen inredning till Formas frysprogram. Denna inredning maximerar det totala antalet förvarade askar och ökar kapaciteten med 20% i respektive modell.

I dagsläget finns detta inredningssystem för 5 cm och 7,5 cm askar till frysmodellerna i 89000-serien enligt nedan;

NYHET!

Modell	Volym (liter)	Antal standardrack (enl. ovan)	Antal 5 cm askar (i std rack)	Optimerad inredning (Maximalt antal 5 cm askar)
8930086V	422	12	300	360
8940086V	549	16	400	480
8950086V	682	20	500	600
8960086V	816	24	600	720

**Fördelar med det optimerade inredningssystem;**

- Består av utdragbara hyllplan
- Alla hyllplan är numrerade vilket skapar struktur och ordning i frysen
- Minimalt med frost kan bildas då luften som kommer in i frysen vid dörröppning minskar
- En mindre frys kan inköpas vilket minskar energiförbrukningen

Kontakta oss gärna så förklarar vi mer!