

Inredning till Formas sortiment av lågtemperaturfrysar

Har du ordning i din frys?

Om inte, fyll boxen/skåpet med inredning – spar både plats och pengar.



För förvaring av prover i lågtemperaturfrysar används förvaringsaskar som placeras i rostfria insatsställ. Välj först vilken typ av förvaringsask du vill använda (beror på vilken/vilka rörstorlekar du har). Komplettera sedan med rätt insatsställ enligt nedan för den lågtemperaturboxar eller skåp som du har eller planerar att skaffa.

Låter det krångligt? Du kan alltid ringa till oss på 08-590 962 00 så tar vi fram det förslag som passar dig bäst.

OBS – SE VÅR NYHET GÄLLANDE OPTIMAL FÖRVARING PÅ SIDAN 4!

FÖRVARINGSASKAR

Askarna är klädda med vattenavvisande plast och varje ask levereras inklusive insats med 64, 81 eller 100 öppningar (för andra rör som tillval)

Modell CB-2


Dimension l x b x h
133 x 133 x 51 mm

Modell CB-3

Dimension l x b x h
133 x 133 x 75 mm

Modell CB-4

Dimension l x b x h
133 x 133 x 120 mm



INSATSSTÄLL

Forma är världens största tillverkare av lågtemperaturfrysar och Sveriges i särklass mest sålda frysar. Med snart 70 års erfarenhet har Forma kunskap om behoven och kraven från laboratorier runt om i världen. Detta har resulterat i ett stort urval av lågtemperaturfrysar konstruerade och tillverkade specifikt för laborativvärlden.

Till frysarna finns ett antal insatsställ/rack som tillval. Utöver det som presenteras nedan finns även rack för mikrotiterplattor, andra storlekar på askar, specialrack mm.

Kontakta oss gärna vid frågor.

Nedan är racken uppdelade efter Formas tre modellserier;



Standard
8600-serien boxar



Standard
900-serien skåp (med hel eller delad dörr)



Advanced
89000-serien skåp



Premium
TSX-serien skåp

Standard**8600-serien boxar**

Vertikala insatsställ i rostfritt stål. Insatsställen levereras utan hyllplan för att du skall få den mest flexibla lösningen. Insatsstället kompletteras sedan med rätt antal hyllplan beroende på vilken askstorlek som väljs. Vill du ha med fasta hyllplan finns även detta som lagervara.

8600-serien lågtemperaturboxar

	803CV	813CV	817CV	820CV	Hyllplan
Askar	85 liter 9 st. ställ 14-820041	360 liter 21 st. ställ 14-820068	480 liter 29 st. ställ 14-820068	565 liter 33 st. ställ 14-820068	Hyllplan tillkommer 14-820001
CB-2	7 st./ställ	12 st./ställ	12 st./ställ	12 st./ställ	11 hyllplan 6 hyllplan för 803CV
CB-3	5 st./ställ	8 st./ställ	8 st./ställ	8 st./ställ	7 hyllplan 4 hyllplan för 803CV
CB-4	14-820003	14-820005	14-820005	14-820005	

Standard**900-serien skåp med hel dörr**

Insatsställén finns med fasta alternativt utdragbara hyllplan för bästa ergonomi.

Alla insatsställ är tillverkade i rostfritt stål.

Inredning/rack med fasta hyllplan

Ask	902 (368 liter)	905 (490 liter)	906 (650 liter)	907 (792 liter)
CB-2	16 st. rack 14-820015 15 askar/rack	16 st. rack 14-820020 20 askar/rack	20 st. rack 4-820020 20 askar/rack	24 st. rack 14-820025L 25 askar/rack
CB-3	16 st. rack 14-820009 9 askar/rack	16 st. rack 14-820012 12 askar/rack	20 st. rack 14-820012 12 askar/rack	24 st. rack 14-820015L 15 askar/rack
CB-4	16 st. rack 14-820006 6 askar/rack	16 st. rack 14-820008 8 askar/rack	20 st. rack 14-820008 8 askar/rack	24 st. rack 14-820010L 10 askar/rack

Inredning/rack med utdragbara hyllplan

Ask	902 (368 liter)	905 (490 liter)	906 (650 liter)	907 (792 liter)
CB-2	16 st. rack 14-920094 15 askar/rack	16 st. rack 14-920096 20 askar/rack	20 st. rack 14-920096 20 askar/rack	24 st. rack 14-920090D 25 askar/rack
CB-3	16 st. rack 14-920095 9 askar/rack	16 st. rack 14-920097 12 askar/rack	20 st. rack 14-920097 12 askar/rack	24 st. rack 14-920091D 15 askar/rack

900-serien skåp med delad dörr**Inredning/rack med fasta hyllplan**

Undre kammaren				Övre kammaren		
Ask	991 (368 liter)	994 (490 liter)	995 (650 liter)	991 (368 liter)	994 (490 liter)	995 (650 liter)
CB-2	8 st. rack	8 st. rack	10 st. rack	8 st. rack	8 st. rack	10 st. rack
	4-820015	14-820020	14-820020	14-820012DD	14-820016DD	14-820016DD
	15 askar/rack	20 askar/rack	20 askar/rack	12 askar/rack	16 askar/rack	16 askar/rack
CB-3	8 st. rack	8 st. rack	10 st. rack	8 st. rack	8 st. rack	10 st. rack
	14-820009	14-820012	14-820012	14-820006DD	14-820008DD	14-820008DD
	9 askar/rack	12 askar/rack	12 askar/rack	6 askar/rack	8 askar/rack	8 askar/rack
CB-4	8 st. rack	8 st. rack	10 st. rack			
	14-820006	14-820008	14-820008			
	6 askar/rack	8 askar/rack	8 askar/rack			

Inredning/rack med utdragbara hyllplan

Undre kammaren				Övre kammaren		
Ask	991 (368 liter)	994 (490 liter)	995 (650 liter)	991 (368 liter)	994 (490 liter)	995 (650 liter)
CB-2	8 st. rack	8 st. rack	10 st. rack	8 st. rack	8 st. rack	10 st. rack
	14-920094	14-920096	14-920096	14-820098DD	14-820100DD	14-820100DD
	15 askar/rack	20 askar/rack	20 askar/rack	12 askar/rack	16 askar/rack	16 askar/rack
CB-3	8 st. rack	8 st. rack	10 st. rack	8 st. rack	8 st. rack	10 st. rack
	14-920095	14-920097	14-920097	14-820099DD	14-820101DD	14-820101DD
	9 askar/rack	12 askar/rack	12 askar/rack	6 askar/rack	8 askar/rack	8 askar/rack

Advanced och Premium**89000-serien och TSX-serien**

Insatsställen finns med fasta alternativt utdragbara hyllplan för bästa ergonomi.

Alla insatsställ är tillverkade i rostfritt stål.

Inredning/rack med fasta hyllplan

Ask	88300 (420 liter)	88400/TSX400 (548 liter)	88500/TSX500 (680 liter)	88600/TSX600 (815 liter)	TSX700 (949 liter)
CB-2	12 st. rack 124OP820025D 25 askar/rack	16 st. rack 124OP820025D 25 askar/rack	20 st. rack 124OP820025D 25 askar/rack	24 st. rack 124OP820025D 25 askar/rack	28 st. rack 124OP820025D 25 askar/rack
CB-3	12 st. rack 124OP820015D 15 askar/rack	16 st. rack 124OP820015D 15 askar/rack	20 st. rack 124OP820015D 15 askar/rack	24 st. rack 124OP820015D 15 askar/rack	28 st. rack 124OP820015D 15 askar/rack
CB4	12 st. rack 124OP820010D 10 askar/rack	16 st. rack 124OP820010D 10 askar/rack	20 st. rack 124OP820010D 10 askar/rack	24 st. rack 124OP820010D 10 askar/rack	28 st. rack 124OP820010D 10 askar/rack

Inredning/rack med utdragbara hyllplan

Ask	88300 (420 liter)	88400/TSX400 (548 liter)	88500/TSX500 (680 liter)	88600/TSX600 (815 liter)	TSX700 (949 liter)
CB-2	12 st. rack 124OP920090D 25 askar/rack	16 st. rack 124OP920090D 25 askar/rack	20 st. rack 124OP920090D 25 askar/rack	24 st. rack 124OP920090D 25 askar/rack	28 st. rack 124OP920090D 25 askar/rack
CB-3	12 st. rack 124OP920091D 15 askar/rack	16 st. rack 124OP920091D 15 askar/rack	20 st. rack 124OP920091D 15 askar/rack	24 st. rack 124OP920091D 15 askar/rack	28 st. rack 124OP920091D 15 askar/rack
CB-4	12 st. rack 124OP920092D 10 askar/rack	16 st. rack 124OP920092D 10 askar/rack	20 st. rack 124OP920092D 10 askar/rack	24 st. rack 124OP920092D 10 askar/rack	28 st. rack 124OP920092D 10 askar/rack

NYHET – OPTIMERING AV FÖRVARINGSKAPACITETEN

Nu finns även en helt ny specialframtagen inredning till Formas frysprogram. Denna inredning maximerar det totala antalet förvarade askar och ökar kapaciteten med 20% i respektive modell.

I dagsläget finns detta inredningssystem för 5 cm och 7,5 cm askar till frysmodellerna i 89000-serien och TSX-serien enligt nedan;

NYHET!

Modell	Volym (liter)	Antal standardrack (enl. ovan)	Antal 5 cm askar (i std rack)	Optimerad inredning (Maximalt antal 5 cm askar)
8930086V	422	12	300	360
8940086V	549	16	400	480
8950086V	682	20	500	600
8960086V	816	24	600	720
TSX40086V	549	16	400	480
TSX50086V	682	20	500	600
TSX60086V	816	24	600	720
TSX70086V	949	28	700	840

**Fördelar med det optimerade inredningssystem;**

- Består av utdragbara hyllplan
- Alla hyllplan är numrerade vilket skapar struktur och ordning i frysen
- Minimalt med frost kan bildas då luften som kommer in i frysen vid dörröppning minskar
- En mindre frys kan inköpas vilket minskar energiförbrukningen

Kontakta oss gärna så förklarar vi mer!