

Inredning till Thermo Scientifics sortiment av lågtemperaturfrysar

Har du ordning i din frys?

Om inte, fyll boxen/skåpet med inredning – spar både plats och pengar.



För förvaring av prover i lågtemperaturfrysar används förvaringsaskar som placeras i rostfria insatsställ. Välj först vilken typ av förvaringsask du vill använda (beror på vilken/vilka rörstorlekar du har). Komplettera sedan med rätt insatsställ enligt nedan för den lågtemperaturboxar eller skåp som du har eller planerar att skaffa.

Låter det krångligt? Du kan alltid ringa till oss på 08-590 962 00 så tar vi fram det förslag som passar dig bäst.

OBS – SE VÅR NYHET GÄLLANDE OPTIMAL FÖRVARING PÅ SIDAN 4!

FÖRVARINGSASKAR

Askarna är klädda med vattenavvisande plast och varje ask levereras inklusive insats med 64, 81 eller 100 öppningar (för andra rör som tillval)

Modell CB-2


Dimension l x b x h
133 x 133 x 51 mm

Modell CB-3

Dimension l x b x h
133 x 133 x 75 mm

Modell CB-4

Dimension l x b x h
133 x 133 x 120 mm



INSATSSTÄLL OCH FÖRVARINGASKAR TILL NYA FRYSMODELLER

Thermo Scientific är världens största tillverkare av lågtemperaturfrysar och Sveriges i särklass mest sålda frysar. Med snart 70 års erfarenhet har Thermo Scientific kunskap om behoven och kraven från laboratorier runt om i världen. Detta har resulterat i ett stort urval av lågtemperaturfrysar konstruerade och tillverkade specifikt för laborativ världen.

Till frysarna finns ett antal insatsställ/rack som tillval. Utöver det som presenteras nedan finns även rack för mikrotiterplattor, andra storlekar på askar, specialrack mm.

Kontakta oss gärna vid frågor.


Nedan är racken uppdelade efter Thermo Scientifics modellserier;

TDEC-serien boxar
Standard eller med
FDA Class II
Medical Device



TDE-serien skåp
Standard eller med FDA Class II
Medical Device

TSX-serien skåp



TDEC-serien lågtempboxar

Vertikala insatsrack i rostfritt stål. Insatsracken levereras utan hyllplan för att du skall få den mest flexibla lösningen. Insatsracket kompletteras sedan med rätt antal hyllplan beroende på vilken askstorlek som väljs. TDEC-serien lågtempboxar insatsrack utan hyllplan (hyllplan tillkommer, art. nr 124OP820001HP).

Inredning till TDEC-serien lågtemperaturboxar, flexibla hyllplan

Frysmodell	TDEC063	TDEC252	TDEC396
Volym	85 liter	360 liter	565 liter
Kapacitet	9 st. rack	21 st. rack	33 st. rack
Ask typ CB-2	7 st. askar/rack	12 st. askar/rack	12 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820041	124OP820068	124OP820068
	6 hyllplan tillkommer	11 hyllplan tillkommer	11 hyllplan tillkommer
Ask typ CB-3	5 st. askar/rack	8 st. askar/rack	8 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820041	124OP820068	124OP820068
	4 hyllplan tillkommer	7 hyllplan tillkommer	7 hyllplan tillkommer
Ask typ CB-4	3 st. askar/rack	5 st. askar/rack	5 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820041	124OP820068	124OP820068
	2 hyllplan tillkommer	4 hyllplan tillkommer	4 hyllplan tillkommer

Inredning till TDEC-serien lågtemperaturboxar, fasta hyllplan

Frysmodell	TDEC063	TDEC252	TDEC396
Volym	85 liter	360 liter	565 liter
Kapacitet	-	21 st. rack	33 st. rack
Ask typ CB-2	-	12 st. askar/rack	12 st. askar/rack
Artnr. rack	-	124OP826812	124OP826812
Ask typ CB-3	-	8 st. askar/rack	8 st. askar/rack
Artnr. rack	-	124OP826808	124OP826808
Ask typ CB-4	-	5 st. askar/rack	5 st. askar/rack
Artnr. rack	-	124OP820005	124OP820005

TDE-serien skåp

Insatsställen finns med fasta alternativt utdragbara hyllplan för bästa ergonomi.

Alla insatsställ är tillverkade i rostfritt stål.

Inredning/rack med fasta hyllplan

Frysmodell	TDE30086	TDE40086	TDE50086	TDE60086
Volym	422 liter	549 liter	682 liter	816 liter
Kapacitet	12 st. rack	16 st. rack	20 st. rack	24 st. rack
Ask typ CB-2	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820025L	124OP820025L	124OP820025L	124OP820025L
Ask typ CB-3	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820015L	124OP820015L	124OP820015L	124OP820015L
Ask typ CB-4	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820010L	124OP820010L	124OP820010L	124OP820010L

Inredning/rack med utdragbara hyllplan

Frysmodell	TDE30086	TDE40086	TDE50086	TDE60086
Volym	422 liter	549 liter	682 liter	816 liter
Kapacitet	12 st. rack	16 st. rack	20 st. rack	24 st. rack
Ask typ CB-2	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP920090	124OP920090	124OP920090	124OP920090
Ask typ CB-3	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP920091	124OP920091	124OP920091	124OP920091
Ask typ CB-4	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP920092D	124OP920092D	124OP920092D	124OP920092D



TSX-serien

Insatsställen finns med fasta alternativt utdragbara hyllplan för bästa ergonomi.
Alla insatsställ är tillverkade i rostfritt stål.

Inredning/rack med fasta hyllplan

Frysmodell	TSX400	TSX500	TSX600	TSX700
Volym	548 liter	680 liter	815 liter	949 liter
Kapacitet	16 st. rack	20 st. rack	24 st. rack	28 st. rack
Ask typ CB-2	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820025L	124OP820025L	124OP820025L	124OP820025L
Ask typ CB-3	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820015L	124OP820015L	124OP820015L	124OP820015L
Ask typ CB-4	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP820010L	124OP820010L	124OP820010L	124OP820010L

Inredning/rack med utdragbara hyllplan

Frysmodell	TSX400	TSX500	TSX600	TSX700
Volym	548 liter	680 liter	815 liter	949 liter
Kapacitet	16 st. rack	20 st. rack	24 st. rack	28 st. rack
Ask typ CB-2	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack	25 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP920090	124OP920090	124OP920090	124OP920090
Ask typ CB-3	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack	15 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP920091	124OP920091	124OP920091	124OP920091
Ask typ CB-4	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack	10 st. askar/rack
Artnr. rack	124OP920092D	124OP920092D	124OP920092D	124OP920092D

NYHET – OPTIMERING AV FÖRVARINGSKAPACITETEN

Nu finns även en helt ny specialframtagen inredning till Thermo Scientifics frysprogram. Denna inredning maximerar det totala antalet förvarade askar och ökar kapaciteten med 20% i respektive modell. I dagsläget finns detta inredningssystem för 5 cm och 7,5 cm askar till frysmodellerna i TDE-serien och TSX-serien enligt nedan;

NYHET!

Modell	Volym (liter)	Antal standardrack (enl. ovan)	Antal 5 cm askar (i std rack)	Optimerad inredning (Maximalt antal 5 cm askar)
TDE300	422	12	300	360
TDE400	549	16	400	480
TDE500	682	20	500	600
TDE600	816	24	600	720
TSX40086V	549	16	400	480
TSX50086V	682	20	500	600
TSX60086V	816	24	600	720
TSX70086V	949	28	700	840

**Fördelar med det optimerade inredningssystem;**

- Består av utdragbara hyllplan
- Alla hyllplan är numrerade vilket skapar struktur och ordning i frysen
- Minimalt med frost kan bildas då luften som kommer in i frysen vid dörröppning minskar
- En mindre frys kan inköpas vilket minskar energiförbrukningen

Kontakta oss gärna så förklarar vi mer!