

Unity Lab Services returformulär för pipettkalibreringservice

Unity Lab Services (part of Thermo Fisher Scientific)

Att.: Pipettservice

Rekkatie 6, FI-80100 Joensuu, FINLAND

RGA# _____

Kontaktuppgifter

Namn: _____ Telefon: _____
E-post: _____ Fax: _____

Leveransadress

Företagsnamn: _____
Adress 1: _____
Adress 2: _____
Avdelning: _____ Byggnad: _____ Rumsnr: _____
Ort: _____ Postnummer: _____

Faktureringsadress

Företagsnamn: _____
Adress 1: _____
Adress 2: _____
Avdelning: _____ Byggnad: _____ Rumsnr: _____
Ort: _____ Postnummer: _____

Betalningsuppgifter

Inköpsordernr: _____ Beställare: _____
Telefon och e-post (för fakturakopia): _____ Offertnummer: _____

Produktbeskrivning/Dekontaminering

Beskrivning/status

Märke: _____ Modell: _____ Serienummer: _____

Är pipetten använd? Ja Nej

Har pipetten utsatts för hälsovådliga substanser? Ja Nej

Om ja, vilka åtgärder måste vidtas för att säkerställa användarens säkerhet? _____

Är rengöring/dekontaminering utförd? beskriv hur _____

Typ av kontaminering

Toxisk	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Explosiv	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Mikrobiologisk	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Radioaktiv	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Karcinogen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Frätande	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Bakterier	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Frätande kemisk fara	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Virus	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Antändlig kemisk fara	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Svamp	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Reaktiv kemisk fara	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Patogen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Annan farlig substans	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

Bifoga ytterligare ett dokument per pipett.

Lista alla substanser, gaser och biprodukter som kan ha kommit i kontakt med utrustningen.

Handelsnamn Produktnamn Tillverkare	Kemisk benämning Kemisk symbol	Faroklassificering	Försiktighetsåtgärder för substansen	Beskrivning av Åtgärder vid första hjälpen

Bindande försäkran

Jag intygar att utrustningen som beskrivs ovan har rengjorts noga och dekontaminerats. Försändelsen av utrustningen kommer att göras i enlighet med tillämpliga regler som gäller för förpackning, transport och märkning av farliga ämnen.

Underskrift: _____

Underhållsplan för pipetter

Bas - enkel kontroll/kalibrering: Kombinerar en noggrann yttre besiktning av pipetten med gravimetrisk kalibrering för att fastställa om pipetten uppfyller förväntad noggrannhet och precision. I detta alternativ ingår kalibreringscertifikat och -etikett; ingen justering utförs.

Obs! Om någon pipett inte klarar gränsvärdena i kalibreringskontrollen, kontakta oss för rekommenderade servicealternativ. (Om ej förkryssat returneras pipetterna efter kalibrering).

<input type="checkbox"/> Kat.nr: 15270404	2 x 5 mätningar, okulärbesiktning och utvändig rengöring (enkanalspipett)	1130 SEK
<input type="checkbox"/> Kat.nr: 15383451	2 x 5 mätningar, okulärbesiktning och utvändig rengöring (multikanalspipett)	1818 SEK
<input type="checkbox"/> Kat.nr: 15313461	3 x 10 mätningar, okulärbesiktning och utvändig rengöring (enkanalspipett)	1396 SEK
<input type="checkbox"/> Kat.nr: 15343461	3 x 10 mätningar, okulärbesiktning och utvändig rengöring (multikanalspipett)	2386 SEK

Mellan - Förebyggande underhåll och kalibrering¹: Ger en grundlig besiktning, vätskeläckagetest, förebyggande underhåll, mindre reparationer som behövs och kalibrering. I detta alternativ ingår kalibreringscertifikat och -etikett. justering utförs om nödvändigt.

<input type="checkbox"/> Kat.nr: 15353461	Besiktning och rengöring, förebyggande underhåll och 2 x 5 mätningar (enkanalspipett)	1595 SEK
<input type="checkbox"/> Kat.nr: 15363461	Besiktning och rengöring, förebyggande underhåll och 2 x 5 mätningar (multikanalspipett)	3789 SEK
<input type="checkbox"/> Kat.nr: 11685561	Besiktning och rengöring, förebyggande underhåll och 3 x 10 mätningar (enkanalspipett)	2061 SEK
<input type="checkbox"/> Kat.nr: 11695561	Besiktning och rengöring, förebyggande underhåll och 3 x 10 mätningar (multikanalspipett)	3202 SEK

Premium - GxP Förebyggande underhåll och kalibrering²: Ger en omfattande service som innefattar ankomstkalibrering besiktning, rengöring, förebyggande underhåll, mindre reparationer som behövs och kalibrering. I detta alternativ ingår kalibreringscertifikat och -etikett. Volymjustering utförs om nödvändigt.

<input type="checkbox"/> Kat.nr: 15313471	2 x 5 i mottaget skick, besiktning, förebyggande underhåll och 2 x 5 vid retur (enkanalspipett)	1861 SEK
<input type="checkbox"/> Kat.nr: 15323471	2 x 5 i mottaget skick, besiktning, förebyggande underhåll och 2 x 5 vid retur (multikanalspipett)	2750 SEK
<input type="checkbox"/> Kat.nr: 15353471	3 x 10 i mottaget skick, besiktning, förebyggande underhåll och 3 x 10 vid retur (enkanalspipett)	2088 SEK
<input type="checkbox"/> Kat.nr: 15363471	3 x 10 i mottaget skick, besiktning, förebyggande underhåll och 3 x 10 vid retur (flerkanalspipett)	4332 SEK

¹ Om större reparation krävs utfärdas en offert. Reservdelar ingår inte i priset.

² Mindre reparationer inkluderar nödvändiga tätningar. Övriga reservdelar ingår inte i priset.

Portokostnader kan tillkomma i enlighet med våra regler och villkor.